

БГ - ВИРУСЕН И БАКТЕРИАЛЕН ФИЛТЪР ЗА ЕДНОКРАТНА УПОТРЕБА – ИНСТРУКЦИИ

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: Проектиран да предпазва пациентите от инфекция и замърсяване от оборудването. Предлага висока степен на защита срещу бактерии и вируси с много ниски нива на устойчивост, за да гарантира точността на диагностичния резултат. Филтърът трябва да се прилага само върху непокътната, чиста и здрава кожа.

ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ПРОДУКТА: Идентификационните данни (код, партида и дата на производство) са посочени върху етикета на кутията.

УПОТРЕБА:

- Издърпайте филтъра и проверете дали устройството и филтриращият материал са непокътнати. В противен случай го изхвърлете и продължете с друго устройство.
- Поставете филтъра в сензора на устройството без натиск, като винаги следвайте инструкциите на производителя на устройството.
- Поставете мундщука в свободната страна.
- Никога не използвайте повторно филтъра и мундщука за други пациенти, за да избегнете кръстосано замърсяване.
- Това устройство не подлежи на стерилизация.
- Използвайте само с помощта на медицински персонал. Това устройство не може да се използва за неонатални цели.

ИЗХВЪРЛЯНЕ И БЕЗОПАСНОСТ: След употреба продуктът трябва да се изхвърли в нормални нетоксични контейнери за твърди отпадъци или в тези за общи болнични отпадъци.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: Въз основа на опита и резултатите от различни анализи, няма неблагоприятни ефекти в резултат на правилното използване на продукта.

ЗАБЕЛЕЖКА: Опаковката в индивидуален термозапечатан плик (single-wrap) гарантира липсата на бактерии, което се контролира редовно съгласно системата за качество на производителя..

FT02_All.2.1 - Manuale d'uso LUMED Rev. 2.0 01/09/2023



LUMED Srl
Via Staffora 18/9
20073 Opera ITALIA
www.lumed.com
tel +39 (0)2 57606750