



Начин на употреба



Име на продукта:

Ролни и торбички за стерилизация SOGEVA

Описание на продукта:

Стерилизационните ролни и торбички SOGEVA са изработени от миксолойно фолио, изработено от PET/PP съполимер и медицинска хартия. Чрез промяна на цвета, индикаторите за процес от клас 1 за пара, етиленов оксид, предизвикват визуално потвърждение, че условията за стерилизация са изпълнени.

Начин на употреба:

Стерилизационните ролни и торбички SOGEVA са предназначени да осигурят на медицинските специалисти ефективен метод за задържане на медицински изделия, предназначени за стерилизация чрез пара, етиленов оксид или формалдехид. Той е предназначен да позволи стерилизация на външените медицински изделия, както и да поддържа стерилността на затворените устройства до момента на употреба.

Промяна на цвета на индикатора:

Стерилизационните ролни и торбички SOGEVA са оборудвани с помощни индикатори от клас 1, отпечатани с нетоксично мастило на водна основа. Индикаторите отговарят на ISO 11140-1. Индикаторите за химически процес SOGEVA осигуряват ясна и точна промяна на цвета след стерилизация.

- Индикаторът за пара от клас 1 се променя от **светло оливо до тъмно зелено**, след като е бил изложен на процеса на стерилизация с пара.
- Индикаторът за етиленов оксид от клас 1 се променя от **розово до сивово** след излагане на процеса на стерилизация с етиленов оксид.
- Индикаторът за формалдехид от клас 1 се променя от **зелено към жълто** след излагане на процеса на стерилизация с формалдехид.

Начин на употреба:

1. SOGEVA стерилизационни торбички са готови за употреба. Ролните SOGEVA за стерилизация трябва да бъдат нарязани на необходимата дължина.

2. Не използвайте, ако опаковката е повредена. Не използвайте повторно. Продукт за еднократна употреба.

3. Оформете плик чрез запечатване на един от отворите краища на частта на ролката с калибрирано уплътнително устройство и чрез вакуиран процес на запечатване.

Препоръчителната температура на уплътняване е между 170 °C и 190 °C (338 - 374 °F), за продължителност на работа от 1-6 секунди.

4. Покрийте остри краища на инструментите с предпазител, за да предпазите пробиви и порязвания.

5. Поставете елемент за стерилизиране в торбичката. Не пълнете пликите до повече от 75% от капацитета им. Винаги оставайте минимум 1,5 cm (0.6 инча) пространство между инструментите и външния запечатан ръб на торбичката, за да избегнете прекомерно напрежение на запечатаните части.

6. Преди да затворите, ръчно отстранете колкото е възможно повече въздух от торбичката.

7. Запечатайте отворения край на торбичката с калибрирано уплътнително устройство чрез вакуиран процес на запечатване.

8. По време на употреба избягвайте стреса върху запечатаните части, капелите торбички, като и държите хоризонтално на равна повърхност.

9. Като заредите торбички в стерилизатор, поставете ги в кошницата, така че страните от фолиото да са обърнати към страните на фолиото, а четните страни да са обърнати към четните страни.

10. Торбичките трябва да се поставят в кошницата или гавата в изправено положение и не трябва да бъдат близо една до друга, за да може да премине ръка между тях.

11. Оставете да изсъхне най-малко 20 минути след предварително вакуирана парна стерилизация.

12. При изваждане на торбички от стерилизатора. Работете с тях внимателно, за да избегнете разкъсване. Съхранявайте торбичките далеч от слънчева светлина, вода и други течности.

13. Не използвайте мокри пликите. Ако смените торбичката, потърсете процеса на стерилизация.

14. То отворите пликите, използвайте палеца и показалеца си, за да държите четните страни и палеца и показалеца на другата си ръка, за да издържите страните на филма. Винаги отворете пликите по посока на отворите. За перфектно отстраняване на филма, отворете торбичката бавно и внимателно.

Номер на партидата:

Стерилизационните ролни и торбички SOGEVA се доставят с LOT номер, отпечатан на медицинска хартия.

Номерът на партидата позволява проследимостта на продукта по време на производствения процес. Ако имате някакви оплаквания или обратна връзка, това е трябва да съхраните номера на ПАРТИДАТА и да предоставите картки.

Условия на съхранение:

Опаковките за стерилизация трябва да бъдат защитени от светлина, течности и измивната влага. Ако картчетата страна на пликите е мокра, не я използвайте повече и я изхвърлете, както е посочено.

Продължителност на стерилитета:

Стерилизираните торбички и ролни трябва да се съхраняват в чисти, затворени опаковки, с контролирана влажност и температура.

Препоръчителна е температурата да се поддържа между 8 и 35 °C и влажност между 30 и 70%.

Поддържането на стерилност тези контролирани параметри ще позволи на продукта да бъде стерилен до максимум 6 месеца и във всички случаи не след изтичане на срока на годност (Таблица 1 DIN EN ISO 8535-8:2010).

Срок на годност / срок на годност:

Срокът на годност (предварителна стерилизация) на стерилизационни ролни и торбички SOGEVA е 5 (пет) години от датата на производство до пропорционалните условия за съхранение и работа.

Продуктът трябва да се използва в рамките на 5 години от датата на производство. Срокът на годност и датата на производство се отпечатват върху външния етикет и етикета на културата за доставка. Той е предназначен да позволи стерилизация на външените медицински изделия и също така да поддържа стерилността на затворените устройства до момента на употреба.

Всички сериозни инциденти, възникнали във връзка с изделието, трябва да бъдат докладвани на производителя и на компетентния орган на държавата-член на потребителя и/или патента.

Инструкции за използване:

Избягвайте използването или повреди на стерилизационни ролни и торбички в автоклавируеми торби за биологична опасност, а не в обикновени торби за отпадъци.



SOGEVA SRL – Via Pietro Nenni snc,
23801 CALOLZIOCORTE (LC) ITALY
www.sogevasrl.com

