

**Концентриран миеш препарат за инструменти
с протеазни ензими****ОПАСНОСТ****Свойства**

GERMOCID ENZIMATICO е протеазен ензимен препарат за почистване и измиване на лекарски и стоматологични инструменти. Ефикасен при органични остатъци, включително и сухи такива, както и при упорити замърсявания: може да се използва по стъклени, пластмасови и метални материали. За ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА, показан за ръчно измиване, както и за използване в ултразвукови апарати.

Начин на употреба: Разредете GERMOCID ENZIMATICO в съотношение 0,6-10% на литър чешмяна вода, по възможност хладка, и разбъркайте добре. Преди да потопите инструментите в подготвения разтвор, препоръчваме да ги обеззаразите със специален продукт, след което да ги изплакнете със студена вода и да ги потопите в разтвора на GERMOCID ENZIMATICO за 10 минути. Ако има сухи остатъци или упорити замърсявания, удължете времето на потапяне до 1 час и евентуално използвайте четка.

Съставки: Нейонни повърхностноактивни вещества 15-30%; анионни повърхностноактивни вещества 5-15%; ензими; ароматизант (лимонен, цитрал), консервант (бензисотиазолинон).

Предупреждения: H318 Предизвиква сериозно увреждане на очите. H315 Предизвиква дразнене на кожата. EUH208 Съдържа: Цитрал Може да предизвика алергична реакция. P264 Ръцете да се измият внимателно след употреба. P280 Използвайте предпазни ръкавици / предпазни очила / предпазна маска за лице. P305-P351-P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате. P310 Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар. Съдържа: Алкоксилат на мастен алкохол. За професионална употреба. Съхранявайте на хладно и сухо място, далече от източници на топлина. Ако се съхранява правилно, след отварянето продуктът е годен посоченото на етикета време.

Детергент, съответстващ на изискванията на Регламент № 648/2004 на ЕО

Годност: 3 години

Партида и срок на годност: виж опаковката

МЕДИЦИНСКО ИЗДЕЛИЕ СЕ

Производитель:

GERMO S.p.A. - Via Giotto 19/21 - 20032 Cormano (MI) Tel. 02 663 01 938

www.germo.it - info@germodis.com

ПРОИЗВЕДЕНО В ИТАЛИЯ