

Концентриран дезинфектант
за медицински изделия за неинвазивни приложения
с действие на детергент

ОПАСНОСТ

Свойства

GERMOCID INODORE е концентриран разтвор, който има бързо и ефикасно миешо и дезинфекциращо действие. Активен е срещу грам-положителни и грам-отрицателни бактерии, гъбички, микобактерии и вируси (аденовирус, HIV, HBV, HCV). GERMOCID INODORE е специален продукт за почистване и дезинфекциране на повърхности и медицински изделия за неинвазивни приложения като лицеви маски, стоматологични шкафове и за третиране на оборудване/предмети като писалища, подлакътници, дръжки и ръкохватки в лекарски и стоматологични кабинети. Високата степен на ефективност и бързина както като детергент, така и като дезинфектант при наличие на органичен материал (кръв, слюнка, органични ексудати) позволява той да се използва при всички стоматологични инструменти и не само. Не се налага механично действие за отстраняване на замърсяванията.

Начин на употреба: Използвайте продукта, разреден в концентрация 5-10% за 15' контакт за постигане на бактерицидно действие, 10% за 15' за фунгицидно действие, 10% за 60' за микобактерицидно действие, 1% за 60' за вирусцидно действие срещу аденовируси, 15% за 60' за вирусцидно действие срещу HIV, HVC, HBV. Нанасяйте с гъби, кърпи, пръскалки, ръчни или механични помпи или всякакви други средства по миешо се стени и повърхности. Оставете го да подежда и изплакнете. Разреденият разтвор е стабилен в продължение на една седмица, ако се използва правилно, без замърсяване от външни вещества и/или агенти.

Съставки: 100,0 g продукт съдържат: Бензалкониев хлорид 10,0 g; О-фенилфенол 1,0 g; коформуланти; пречистена вода до 100,0 g.

Предупреждения: H314 Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите. H400 Силно токсичен за водните организми. H411 Токсичен за водните организми, с дълготраен ефект. P260 Не вдишвайте прах/пушек/газ/дим/изпарения/аерозоли. P280 Използвайте предпазни ръкавици и предпазни очила/предпазна маска за лице. P303-P361-P353 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА (или косата): незабавно свалете цялото замърсено облекло. Облейте кожата с вода или вземете душ. P305-P351-P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате. P310 Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар. Съдържа: Кватернерни амониеви съединения. Преди употреба разклатете. Продуктът не е съвместим с детергенти и анионни повърхностноактивни вещества. Съхранявайте на хладно и сухо място, далече от източници на топлина. Ако се съхранява правилно, след отварянето продуктът е годен посоченото на етикета време. Не използвайте нарушени опаковки. За професионална употреба.

Детергент, съответстващ на изискванията на Регламент № 648/2004 на ЕО

Годност: 5 години

Партида и срок на годност: виж опаковката

МЕДИЦИНСКО ИЗДЕЛИЕ CE (EO) 0546 Европейска директива 93/42/ЕИО

Производител:

GERMO S.p.A. - Via Giotto 19/21 - 20032 Cormano (MI) Tel. 02 663 01 938

www.germo.it - info@germodis.com

ПРОИЗВЕДЕНО В ИТАЛИЯ

Предупрежденията може да бъдат променени при актуализиране на информационния лист за безопасност на продукта