

Дезинфекциращ миеш препарат на спиртна основа за медицински изделия за неинвазивни приложения
Готов за употреба

ВНИМАНИЕ**Свойства**

GERMOCID BASIC е готов за употреба водно-алкохолен разтвор на основата на хлорхексидин диглюконат и кватернерни амониени соли с широк спектър на действие за бърза и ефективна дезинфекция на повърхности и неинвазивни медицински изделия, обширни или труднодостъпни повърхности на биомедицинско оборудване и дентални юнити за стоматологични кабинети (маски за лице, плотове, подлакътници, облегалки за глава и др.). GERMOCID BASIC не се нуждае от разреждане и осигурява бърза и продължителна защита срещу: вируси (аденовирус, HIV, HBV, HCV), бактерии (Грам-положителни, Грам-отрицателни), микобактерии (включително туберкулозен микобактерий) и гъбички (дрожди и мухъл). Действа и при наличие на органичен материал (кръв, слюнка, органични ексудати и др.). Продуктът се изпарява бързо. Не са наблюдавани разяждащи ефекти върху материалите, от които са направени медицинските изделия или биомедицинското оборудване. Препоръчително е да избягвате използването му върху материали, които се повреждат от алкохол.

Начин на употреба: Преди употреба разклатете. Напръскайте с GERMOCID BASIC директно повърхностите и предметите за третиране. Оставете да подеждат, след което забършете с кърпа или хартия за еднократна употреба. GERMOCID BASIC е активен и постига ефект за пет минути след контакт срещу Грам-положителни и Грам-отрицателни бактерии, срещу гъбички (дрожди и мухъл) и вируси (включително HIV, HBV, HCV); срещу микобактерии (включително туберкулоза) е активен 60 минути.

Съставки:

100,0 g продукт съдържат:

Хлорхексидин диглюконат 0,1 g;

Бензалкониев хлорид 0,1 g;

Етилов алкохол 45,0 g;

Изопропилов алкохол 15,0 g;

коформуланти;

всичката вода до 100,0 g

Предупреждения: H226 Запалими течност и пари. H319 Предизвиква сериозно дразнене на очите. H412 Вреден за водните организми, с дълготраен ефект. P210 Да се пази от топлина, нагорещени повърхности, искри, открит пламък, и други източници на запалване. Тютюнопушенето забранено. P280 Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице. P370+P378 При пожар: Използвайте въглероден диоксид, пена, химически прах, за да загасите. P337+P313 При продължително дразнене на очите: Потърсете медицински съвет/помощ. P273 Да се избягва изпускане в околната среда. Професионална употреба. Избягвайте употреба върху материали, които могат да бъдат повредени от алкохол. The продуктът е несъвместим с детергенти и анионни повърхностноактивни вещества. След отваряне, ако се съхранява правилно, продуктът запазва срока на годност, посочен на етикета. Не използвайте повредена опаковка. Съхранявайте на хладно и сухо място и далече от източници на топлина. Външна употреба
Годност: 3 години
Партида и срок на годност: виж опаковката
МЕДИЦИНСКО ИЗДЕЛИЕ СЕ (ЕО) 0546 Европейска директива 93/42/ЕИО
Производител: GERMO S.p.A. - Via Giotto 19/21 - 20032 Cormano (MI) Tel. 02 663 01 938 www.germo.it - info@germodis.com
ПРОИЗВЕЛЕНО В ИТАЛИЯ
Предупрежденията може да бъдат променени при актуализиране на информационния лист за безопасност на продукта