

**BARELLA-SEDIA A ROTELLE PIEGHEVOLE  
WHEELCHAIR FOLDING STRETCHER  
CHARIOT-BRANCARD PLIABLE  
ROLLSTUHL UND KLAPPBARE TRAGE  
CAMILLA PLEGABLE PARA SILLAS DE RUEDAS  
ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ ΦΟΡΕΙΟ-ΑΝΑΠΗΡΙΚΗ ΚΑΡΕΚΛΑ  
НОСИЛКА-ИНВАЛИДНА КОЛИЧКА С КОЛЕЛА, СГЪВАЩА СЕ  
SKŁÁDACÍ NOSÍTKA PRO INVALIDNÍ VOZÍK  
SAMMENKLAPPELIG KØRESTOLSBÅRE  
KOKKUPANDAV RATASTEGA KANDERAAM-TOOL  
TAITETTAVA PAARI-PYÖRÄTUOLI  
SKLOPIVA INVALIDSKA KOLICA NOSILA  
ÖSSZECSUKHATÓ KERKESSZÉK-ÖSSZECSUKHATÓ  
SULANKSTOMAS NEJGALIOJO VEŽIMĖLIS – NEŠTUVAI  
RATINĖRĖSLA SALIEKAMĀS NESTUVES  
INKLAPBARE ROLSTOELBRANCARD  
NOSZE SKŁADANE W WÓZEK INWALIDZKI  
TARGĀ PLIABILĀ TIP SCAUN CU ROTILE  
ZLOŽLJIVA NOSILA ZA INVALIDSKI VOZIČEK  
HOPFÄLLBAR SJUKBÅR FÖR RULLSTOL**

**REF** TD010113A (GIMA 56020)



Zhangjiagang Tengda Machinery Manufacturer Co.,Ltd  
No.999 Hongqi Road, Changyinsha  
Modern Agricultural Demonstration Area,  
Zhangjiagang City, Jiangsu, 215623, China  
Made in China



SUNGO Europe B.V.  
Fascinatio Boulevard 522, Unit 1.7,  
2909VA Capelle aan den IJssel,  
The Netherlands



**Gima S.p.A.**  
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy  
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com  
[www.gimaitaly.com](http://www.gimaitaly.com)



Всички сериозни инциденти, които са настъпили във връзка с доставеното от нас медицинско изделие, трябва да се сигнализират на производителя и на компетентния орган на държавата членка, в която производителят е установен.

#### Технически параметри:

1. Размери (Дълж.\*Дълб.\*Вис.): Размер в разгънато състояние: 196\*50\*18 (cm) Размери в сгънато състояние: 106\*50\*15 (cm)
2. Сгъната до инвалидна количка: Височина на облегалката: 136 cm Височина на седалката: 52 cm
3. Нетно тегло: 9 kg Брутно тегло: 11
4. Товароносимост: 159 kg



#### Метод на работа:

1. Както е показано на фигура 1: Когато алуминиевата носилка-инвалидна количка с колела е разгъната, се препоръчва да се използва предпазен колан, когато пациентът е на носилката.
2. Сгънете носилката до конфигурация инвалидна количка, както е показано на Фигура 2. Първо я сгънете, след това я вдигнете нагоре, като следвате посоката на стрелката, така че да достигнете позицията, показана на фигура 3. Затегнете защитната катарама (уверете се, че катарамата 2 се закопчава върху предпазния болт 1).
3. На фигура 3 са показани опорните крачета; наличен е и друг вид на колелца. Характеристиките на продукта, употребата, приложението и т.н. са същите.
4. Както е показано на фигура 4, сгънатата носилка е удобна за пренасяне в затворени помещения (когато носилката е в конфигурацията, показана на фигура 3, освободете защитната катарама, стъпете на напречния прът до колелцата и повдигнете нагоре подплатения прът на облегалката, така че носилката да застане в позицията от фигура 1; при това положение може да бъде сгъната).

#### Приложение:

Този продукт може да се използва в труднодостъпни места като тесни входни коридори, извити коридори или стълбища на няколко нива.

#### Поддръжка:

1. Редовно да се почиства (включително дезинфекция).
2. Да се проверява често дали частите не са разхлабени.

#### Забележка:

Винаги се уверявайте, че предпазният колан е в добро състояние, когато се използва, и че катарамата е добре закрепена на предпазния болт, когато носилката се използва в конфигурация инвалидна количка.

#### Съхранение и транспортиране:

1. Този продукт трябва да се съхранява в некорозионна среда, без влага.
2. Този продукт може да се транспортира с обичайните транспортни средства.
3. За съхранение и транспортиране се придържайте към илюстрациите, показани на опаковката.

#### Опаковка и аксесоари:

1. Този продукт е опакован в кашон
2. Аксесоари: Удостоверение за съответствие, ръководство за употреба.

|                                                                                     |                                                             |                                                                                     |                                        |                                                                                     |                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Производител                                                |  | Да се съхранява на хладно и сухо място |  | Внесено от                                                                                      |
|  | Код на продукта                                             |  | Нестерилен                             |  | Внимание: Прочетете внимателно и спазвайте стриктно инструкциите (предупрежденията) за употреба |
|  | Номер на партида                                            |  | Медицинско изделие                     |  | Оторизиран представител в Европейската общност                                                  |
|  | Прочетете инструкциите за употреба                          |  | Дата на производство                   |                                                                                     |                                                                                                 |
|  | Медицинско изделие в съответствие с Регламент (ЕС) 2017/745 |                                                                                     |                                        |                                                                                     |                                                                                                 |

#### ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ НА GIMA

Прилага се стандартна 12-месечна B2B гаранция Gima.