

STATIVWAAGE 7730/7731

BEDIENUNGSANLEITUNG

- Ⓜ GB USER MANUAL
- Ⓜ FR MODE D'EMPLOI
- Ⓜ IT ISTRUZIONI D'USO
- Ⓜ NL GEBRUIKSAANWIJZING
- Ⓜ DK BETJENINGSVEJLEDNING
- Ⓜ SE BRUKSANVISNING
- Ⓜ ES INSTRUCCIONES DE USO
- Ⓜ FI KÄYTTÖOHJE
- Ⓜ PL INSTRUKCJA OBSŁUGI
- Ⓜ CZ NÁVOD K OBSLUZE
- Ⓜ NO BRUKSANVISNING
- Ⓜ TR KULLANIM KILAVUZU
- Ⓜ RU Руководство по эксплуатации
- Ⓜ GR Οδηγίες χρήσης



Uvedení do provozu

Umístěte váhu na rovné místo. Pomocí vodováhy a nastavitelných nožiček vyrovnejte váhu do vodorovné polohy. Zapojte kabel napájecího adaptéru do konektoru v zadní části vážicí platformy. Napájecí adaptér připojte do sítě 230 V.

Vážení

Není nutné váhu zapínat, stačí vstoupit na vážicí platformu.

Měření výšky s výpočtem BMI

Opatrně vysuňte měřicí tyč, odklopte opěrku pro hlavu. Po manuálním změření výšky pacienta se hodnota zobrazí na displeji (cm). Následně se na displeji zobrazí hodnota BMI (Body-Mass-Index).

Tárování

Stiskněte funkční tlačítko pro vytárování váhy na zadní straně displeje. Na displeji se zobrazí "0,0 kg" a váha je připravena k použití.

Funkce "Matka s dítětem"

- Při vstupu matky na váhu se na displeji váhy zobrazí např. "47,6 kg"
- Po stisknutí funkčního tlačítka pro tárování se na displeji zobrazí hodnota "0,0 kg"
- Pokud matka sestoupí z vážicí platformy, pak se na obrazovce objeví "-47,6 kg"
- Poté může matka vstoupit na váhu s dítětem a na displeji se zobrazí změněná hmotnost dítěte, např. "5,1 kg"

Tárovat lze postupně a několikrát za sebou.

Vypnutí váhy

Váha se automaticky vypne po 15 sekundách, pokud je na displeji zobrazena hodnota "0,0 kg". Úplné vypnutí váhy provedeme odpojením napájecího adaptéru ze sítě nebo vytažením konektoru napájení z vážicí platformy.

Čítač kalibrací

Čítač ukazuje, kolikrát byly váhy kalibrovány. Počet musí odpovídat údajům na kalibračním štítku.

Kalibrace měřiče zobrazení

Po zapojení napájecího adaptéru do sítě se zobrazí na displeji po dobu 2 sekund počet kalibrací váhy.

Servisní rozhraní

Option: USB-rozhraní.

Lze použít pouze pro připojení zdravotnických prostředků schválených podle ČSN EN 60601-1 nebo pro servisní účely

Chybová hlášení

Err5

Nastavení nuly

- Váha není ustálená > Zkontrolujte stabilitu váhy
- > Kontaktujte servisní oddělení

Err6

Tárování není možné

- Váha není ustálená > Stůjte na váze v klidu
- Záporná hmotnost na displeji
- > Odpojte krátce napájení

Err7

Přetížení váhy (na váze více než 250 kg)

- > Zcela odlehčete váhu

Err8

Podtížení váhy

- > Kontaktujte servisní oddělení

Err9


Při zapnutí váhy se nenastaví nula


- > Váhu odlehčit > Znovu zapnout > Kontaktujte servisní oddělení

Err11

Měření výšky není při zapnutí váhy zasunuté

- > Měřič výšky musí být před zapnutím váhy zcela zasunutý





Deutsch

- ↔ Wägebereiche
- Max** Höchstlast des Wägebereichs
- Min** Mindestlast
- e=** Eichwert (Ziffernschritt)
- SNR** Seriennummer
- III** Nr. der EG-Zulassung
- 0118** Amtl. Nr. Medizin
- M** Zeichen für EG-Eichung
- 10°C / 40°C** Temperaturgrenzen
- CE 10** EG-Konformitätszeichen mit Jahr der Anbringung, gleichzeitig Beginn der Eichgültigkeit (z.B. CE10)
- 0122** Amtl. Nr. Waagen

Francias

- ↔ Portée
- Max** Charge maximale de la portée
- Min** Charge minimale
- e=** valeur d'étalonnage (échelon numérique)
- SNR** Numéro de série
- III** N° de l'homologation CE
- 0118** N° d'autor. médicale
- M** Marque d'étalonnage CE
- 10 °C / 40 °C** Limites de température
- CE 10** Sigle de conformité CE avec année d'application, simultanément début de la validité de l'étalonnage (p. ex. CE10)
- 0122** N° d'homolog. Balances

English

- ↔ Weighing ranges
- Max** Maximum load for weighing range
- Min** Minimum load
- e=** Calibration value (resolution)
- SNR** Serial number
- III** EC certification no.
- 0118** Medical registr. no.
- M** EC calibration mark
- 10°C / 40°C** Temperature limits
- CE 10** EC conformity mark with year of application, simultaneous start of calibration validity (e.g. CE10)
- 0122** Balances registr. no.

Soehnle Professional GmbH & Co. KG

Manfred-von-Ardenne-Allee 12
DE-71522 Backnang

Telefon +49 (0) 71 91 / 34 53-0
Telefax +49 (0) 71 91 / 34 53-211
info@soehnle-professional.com
www.soehnle-professional.com

SCALES, SYSTEM SOLUTIONS AND SPECIAL DEVELOPMENTS

All rights reserved. © Soehnle Professional GmbH & Co. KG. Veröffentlichung, Vervielfältigung und jede Form von Nutzung sowie die Weitergabe an Dritte – auch in Teilen oder in überarbeiteter Form – ohne Zustimmung von Soehnle Professional GmbH & Co. KG ist untersagt. Technische Änderungen vorbehalten