



# GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS


**BILANCIA ELETTRONICA PER NEONATI E BAMBINI  
ELECTRONIC BABY AND CHILD SCALE  
PÈSE-BÉBÉ ET PÈSE-PERSONNE POUR ENFANT ÉLECTRONIQUE  
BALANZA ELECTRÓNICA PARA NIÑOS Y BEBÉS  
ELEKTRONISCHE BABY- UND KINDERWAAGE  
BALANÇA ELECTRÓNICA PARA PESAR BEBÉS E CRIANÇAS  
WAGA ELEKTRONICZNA DLA NIEMOWŁĄT I MAŁYCH DZIECI  
CÂNTAR ELECTRONIC PENTRU BABY ŞI COPII  
ELEKTRONSKA BEBI I DJEČJA VAGA  
ELEKTRONSKA DIGITALNA TEHTNICA ZA DOJENČKE IN OTROKE  
ELEKTRONICKÁ DĚTSKÁ A KOJENECKÁ VÁHA  
ELEKTRONIKUS BÉBI- ÉS GYERMEKMÉRLEG  
ЕЛЕКТРОННА ВЕЗНА ЗА НОВОРОДЕНИ И ДЕЦА  
VASTASYNTYNEIDEN JA LASTEN ELEKTRONINEN VAAKA  
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΖΥΓΑΡΙΑ ΓΙΑ ΒΡΕΦΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ  
ELEKTRONISK VÅG FÖR NYFÖDDA OCH BARN**

Manuale utente - User manual - Notice d'utilisation - Manual de uso - Gebrauchsanweisung  
Guia para utilização - Instrukcja obsługi - Instrucțiuni de utilizare - Uputstvo za uporabu  
Navodilo za uporabo - Návod k obsluze - Használati utasítás - Ръководство на потребителя - Käyttöohje  
Εγχειρίδιο χρήσης - Användarmanual

**REF 6477 (Gima 27312)**

Manufacturer/Fabbricante/Fabricant/Fabricante/Producent/  
Hersteller/Producător or/Výrobce/Proizvođač/ Gyártó/Valmistaja:  
**Momert Zrt.** 2400 Dunaújváros - HUNGARY, Papírgyári út 12-14  
Made in Hungary

Distribuito da/Distributed by/Distribué par/Distribuido por/Distribuído por/  
Dystrybuowane przez/Vertrieben von/Distribuit de/Distribuočný/  
Distribuirao/Forgalmazza/Jakelija:  
Gima S.p.A - Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) - Italy  
gima@gimaitaly.com - expotr@gimaiatly.com  
www.gimaitaly.com



Děkujeme že jste si vybrali náš výrobek. Vaše elektronická dětská váha je velmi citlivá, proto se vyvarujte jejímu přetěžování. Nikdy nenechávejte vaše dítě na váze bez dozoru. Před použitím si přečtěte návod k obsluze. Tato vaše nová elektronická váhy byla zkonstruována k zjištění hmotnosti vašeho dítěte a zobrazování jeho/jejich hmotnostních rozdílů.

#### TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

- Funkce automatického přidržení
- Přesný měřicí systém
- Funkce zobrazení rozdílu hmotnosti
- Funkce tárování
- Indikátor slabé baterie („Lo“)
- Automatické vypnutí

Technické parametry	
Napětí:	2 litinové baterie-součástí výrobku
Rozsah vážení:	20 kg
Krok vážení:	5 g
Jednotky vážení:	Kg, oz, lb,oz
Pracovní teplota/teplota pro skladování:	20-25°C/15-40°C
Displej:	LCD = 8,0 cm, 3,15 inch


#### DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ:

- Dodržujte vyznačenou polaritu baterií při jejich vkládání a výměně.
- V případě, že spotřebič nebudete delší dobu používat, vyjměte z něho baterie.
- Nenechávejte spotřebič bez dozoru, pokud ho používáte.
- Osoby (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí by neměly s přístrojem manipulovat, pokud nebyly o používání přístroje předem poučeny nebo nejsou pod dohledem osoby zodpovědné za jejich bezpečnost. Dohlédněte na to, aby si s přístrojem nehráli děti.
- Nepoužívejte spotřebič k jiným účelům, než je uvedeno v návodu k použití.
- Používejte spotřebič pouze na vodorovném stabilním podkladu.
- Před čištěním, montáží a demontáží krytů spotřebič vypněte a vyjměte baterie!
- K čištění spotřebiče nepoužívejte hrubé a chemicky agresivní látky.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud nepracuje správně, byl-li upuštěn, poškozen nebo namočen do kapaliny. Dejte ho přezkoušet a opravit autorizovaným servisním střediskem.
- Spotřebič je vhodný pouze pro použití v domácnosti, není určen pro komerční použití.
- Držte spotřebič stranou od zdrojů tepla, jako jsou radiátory, trouby a podobně. Chraňte jej před přímým slunečním zářením, vlhkostí.
- Nesahejte na spotřebič vlhkými nebo mokryma rukama.
- Spotřebič je křehký měřicí přístroj. Předcházejte nárazům a pádům.
- Neopravujte spotřebič sami. Obráťte se na autorizovaný servis.

#### NEDODRŽÍTE-LI POKYNY VÝROBCE, NEMŮŽE BÝT PŘÍPADNÁ OPRAVA UZNÁNA JAKO ZÁRUČNÍ.

#### POPIS VÝROBKU:

1. Vážíci plocha
2. Tlačítko ON/OFF
3. Tlačítko TARE
4. Tlačítko UNIT
5. Displej



#### OVLÁDACÍ TLAČÍTKA:

1. Jednoduchým stlačením tlačítka ON/OFF přístroj za/vypnete.
2. Funkce dovažování: TARE tlačítko stiskněte po dobu 2 sekund a na displeji se objeví "0.00". V případě, že tuhle funkci nechceme používat, stlačením tlačítka TARE na 3 vteřiny, se z paměti vymažou všechny uložené údaje. Po vymazání paměti se z displeje ztratí písmeno "M".
3. Tlačítko UNIT: stlačením tohoto tlačítka si můžete vybrat požadovanou měrnou jednotku, na displeji se objeví odpovídající zkratka měrné jednotky.

#### NÁVOD K POUŽITÍ:

1. Před prvním použitím odstraňte ochrannou folii za baterie.
2. Před vážením dítěte se ujistěte že vážíci miska je bezpečně přidělána na váhu, a že je stabilní.
3. Při vážení dítěte není nutné ho vážit na přiložené misce
4. Po stisknutí ON/OFF tlačítka se na displeji objeví "0.00".
5. Položte nebo postavte dítě na váhu, váha bude zobrazena na displeji po několika sekundách a automaticky uložena v paměti –na displeji se objeví "M" Po dalším vážení se na displeji objeví aktuální váha dítěte a rozdíl mezi posledním vážením v intervalu dvou sekund. Poslední váha se automaticky uloží v paměti.
6. Po stlačením tlačítka ON/OFF se váha vypne, pokud nebudete váhu používat déle než 30 sekund, váha se vypne automaticky.



Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3

#### FUNKCE PAMĚTI:

Po zapnutí váhy, se na displeji objeví "M" písmeno, které nám signalizuje uložení naposledy naměřené hodnoty, aby mohlo dojít k signalizaci rozdílu vah od poslední naměřené hodnoty. Tato funkce nám umožňuje kontrolovat u kojence i množství vypitého mléka, jestliže zvážíme kojence před a po kojení. V případě, že tuhle funkci nechceme používat, stlačením tlačítka TARE na 3 vteřiny, se z paměti vymažou všechny uložené údaje. Po vymazání paměti se z displeje ztratí písmeno "M". Paměť se vymaže i v případě, že se z přístroje vyjmou baterie.

#### FUNKCE DOVAŽOVÁNÍ:

Pokud budete pro vážení dítěte používat jinou věc než je přiložená miska (deku, polštář atd.) a tato věc bude lehčí než 5kg, po stisknutí tlačítka TARE se na displeji objeví "0.00" a maximální zvažitelná váha bude 20kg. Pokud bude ale váha jiné věci vyšší než 5kg úměrně k tomu se sníží maximální zvažitelná váha.

#### DALŠÍ INFORMACE DISPLEJI:

Pokud se po zapnutí na displeji zobrazí nápis "Lo" nebo displej nic nezobrazuje, jsou baterie vybité a musí být vyměněny za nové. Otevřete držák baterií na zadní straně váhy a opatrně vyjměte baterie stisknutím malé stříbrné přídržné destičky, abyste vytáhli baterie z držáku baterií. Vyměňte slabé baterie za nové. Vybité baterie vhodte na příslušné místo. BATERIE NEJSOU SOUČÁSTÍ ZÁRUKY. Pokud se na displeji zobrazí nápis "Err", došlo k přetížení spotřebiče a hrozí jeho poškození. "Out2" upozorňuje na chybu senzoru, může nastat po přetížení či rychlém vážení.

#### ČISTĚNÍ A ÚDRŽBA:

K čištění povrchu spotřebiče používejte pouze vlhký hadřík, žádné čisticí prostředky nebo tvrdé předměty, protože mohou povrch spotřebiče poškodit! Nikdy nečistěte spotřebič pod tekoucí vodou, neoplachujte ho ani neponořujte do vody! Údržbu rozsáhlejšího charakteru nebo opravu, která vyžaduje zásah do vnitřních částí výrobku, musí provést odborný servis.

#### OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ:

- Preferujte recyklaci obalových materiálů a starých spotřebičů.
- Krabice od spotřebiče může být dána do sběru tříděného odpadu.
- Plastové sáčky z polyetylenu (PE) odevzdejte do sběru materiálu k recyklaci.



**Likvidace:** Výrobek nesmí být likvidován spolu s jiným domácím odpadem. Uživatelé musí zajistit likvidaci zařízení, které mají být zlikvidovány, a to do sběrného místa určeného pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení.

#### ZÁRUČNÍ PODMÍNKY GIMA

Platí 12 měsíční standardní záruka Gima B2B.












Fig. 4



Fig. 5



Fig. 6

<b>Simboli - Symbols - Symboles - Símbolos - Symbole - Símbolos - Symbolika - Simboluri</b> <b>Simboli - Symboly - Szimbólumok - Символи - Symbolit - Σύμβολα - Symboler</b>	
	<b>IT</b> Codice prodotto <b>GB</b> Product code <b>FR</b> Code produit <b>ES</b> Código producto <b>DE</b> Erzeugniscode <b>PT</b> Código produto <b>PL</b> Numer katalogowy <b>RO</b> Cod produs <b>HR</b> Šifra proizvoda <b>SI</b> Koda izdelka <b>CZ</b> Kód výrobku <b>HU</b> Termékkód <b>BG</b> Код на продукта <b>FI</b> Tuotekoodi <b>GR</b> Κωδικός προϊόντος <b>SV</b> Produktkod
	<b>IT</b> Numero di lotto <b>GB</b> Lot number <b>FR</b> Numéro de lot <b>ES</b> Número de lote <b>DE</b> Chargennummer <b>PT</b> Número de lote <b>PL</b> Kod partii <b>RO</b> Număr de lot <b>HR</b> Broj serije <b>SI</b> Številka partije <b>CZ</b> Číslo sárže <b>HU</b> Tételszám <b>BG</b> Номер на партида <b>FI</b> Eränumero <b>GR</b> <b>Αριθμός παρτίδας</b> <b>SV</b> Satsnummer
	<b>IT</b> Conservare in luogo fresco ed asciutto <b>GB</b> Keep in a cool, dry place <b>FR</b> À conserver dans un endroit frais et sec <b>ES</b> Conservar en un lugar fresco y seco <b>DE</b> An einem kühlen und trockenen Ort lagern <b>PT</b> Armazenar em local fresco e seco <b>PL</b> Przechowywać w suchym miejscu <b>RO</b> A se păstra într-un loc răcoros și uscat <b>HR</b> Čuvati na hladnom i suhom mjestu <b>SI</b> Hraniti na suhem in hladnem mestu <b>CZ</b> Skladujte na větrném a suchém místě <b>HU</b> Száraz, hűvös helyen tárolandó <b>BG</b> Да се съхранява на хладно и сухо място <b>FI</b> Säilytä kuivassa ja viileässä <b>GR</b> Διατηρείται σε δροσερό και στεγνό περιβάλλον <b>SV</b> Förvara på svalt och torrt ställe
	<b>IT</b> Conservare al riparo dalla luce solare <b>GB</b> Keep away from sunlight <b>FR</b> À conserver à l'abri de la lumière du soleil <b>ES</b> Conservar al amparo de la luz solar <b>DE</b> Vor Sonneneinstrahlung geschützt lagern <b>PT</b> Guardar ao abrigo da luz solar <b>PL</b> Przechowywać z dala od światła słonecznego <b>RO</b> A se păstra ferit de razele soarelui <b>HR</b> Čuvati zaštićeno od sunčeve svjetlosti <b>SI</b> Hraniti zaščiten pred sončno svetlobo <b>CZ</b> Skladujte mimo sluneční světlo <b>HU</b> Napfénytől védve tárolandó <b>BG</b> Да се съхранява на място, защитено от слънчева светлина <b>FI</b> Säilytä auringonvalolta suojassa <b>GR</b> Κρατήστε το μακριά από ηλιακή ακτινοβολία <b>SV</b> Skyddas från solljus
	<b>IT</b> Leggere le istruzioni per l'uso <b>GB</b> Consult instructions for use <b>FR</b> Consulter les instructions d'utilisation <b>ES</b> Consultar las instrucciones de uso <b>DE</b> Gebrauchsanweisung beachten <b>PT</b> Consultar as instruções de uso <b>PL</b> Przeczytaj instrukcję użytkowania <b>RO</b> Citiți instrucțiunile de utilizare <b>HR</b> Pročitajte upute za uporabu <b>SI</b> Preberite navodila za uporabo <b>CZ</b> Přečtěte si návod k použití <b>HU</b> Olvassa el a használati utasításokat <b>BG</b> Прочетете инструкциите за употреба <b>FI</b> Lue käyttöohjeet <b>GR</b> Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης <b>SV</b> Läs bruksanvisningen
	<b>IT</b> Data di fabbricazione <b>GB</b> Date of manufacture <b>FR</b> Date de fabrication <b>ES</b> Fecha de fabricación <b>DE</b> Herstellungsdatum <b>PT</b> Data de fabrico <b>PL</b> Data produkcji <b>RO</b> Data fabricației <b>HR</b> Datum proizvodnje <b>SI</b> Datum proizvodnje <b>CZ</b> Datum výroby <b>HU</b> Gyártás dátuma <b>BG</b> Дата на производство <b>FI</b> Valmistuspäivämäärä <b>GR</b> Ημερομηνία παραγωγής <b>SV</b>
	<b>IT</b> Prodotto conforme alla Direttiva Europea <b>GB</b> Product complies with European Directive <b>FR</b> Ce produit est conforme à la directive européenne <b>ES</b> Producto conforme a la Directiva Europea <b>DE</b> Produkt gemäß EU-Richtlinie <b>PT</b> Produto em conformidade com a Diretiva Europeia <b>PL</b> Urządzenie spełnia wymagania Dyrektywy Europejski <b>RO</b> Produs conform cu Directiva Europeană <b>HR</b> Proizvod sukladan Europskoj direktivi <b>SI</b> Produkt som överensstämmer med EU-direktiv <b>CZ</b> Výrobek vyhovuje evropské směrnici <b>HU</b> A termék megfelel az európai irányelvnek <b>BG</b> Продукт, съвместим с Европейската директива <b>FI</b> Tuote on EU-direktiivin mukainen <b>GR</b> Προϊόν σύμφωνο με την Ευρωπαϊκή Οδηγία <b>SV</b> Produkt som överensstämmer med EU-direktiv
	<b>IT</b> Limite di temperatura <b>GB</b> Temperature limit <b>FR</b> Limite de température <b>ES</b> Límite de temperatura <b>DE</b> Temperaturgrenzwert <b>PT</b> Limite de temperatura <b>PL</b> Granica temperatury <b>RO</b> Limită de temperatură <b>HR</b> Ograničenje temperature <b>SI</b> Hranite pri temperaturi med in °C <b>CZ</b> Omezení teploty <b>HU</b> Hőmérsékleti határérték <b>BG</b> Температурна граница <b>FI</b> Temperaturna gränica <b>GR</b> Όριο θερμοκρασίας <b>SV</b> Temperaturgräns
	<b>IT</b> Smaltimento RAEE <b>GB</b> WEEE disposal <b>FR</b> Disposition DEEE <b>ES</b> Disposición WEEE <b>DE</b> Beseitigung WEEE <b>PT</b> Disposição REEE <b>PL</b> Oddzielną zbiórką dla tego urządzenia <b>RO</b> Eliminare DEEE <b>HR</b> Zbrinjavanje OEEO-a <b>SI</b> Odstranjevanje OEEO <b>CZ</b> Likvidace OEZ <b>HU</b> RAEE szerinti ártalmatlanítás <b>BG</b> Изхвърляне на OEEO <b>FI</b> Sähkö- ja elektronikkalaiteromun loppukäsittely <b>GR</b> Διάθεση WEEE <b>SV</b> Avfallshandtering av elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE)