



GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

Gima S.p.A. Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com

ORCHIDOMETRO - ORCHIDOMETER ORCHIDOMÈTRE - ORQUIDÓMETRO - ORQUIDÓMETRO - ORCHIDOMETER - ORCHIDOMETR - ORCHIDOMETR - ORCHIDOMETER - ORKIDOMETRI - ORKIDOMETER - ΟΡΧΙΔΟΜΕΤΡΟ

Manuale d'uso - User manual - Manuel de l'utilisateur - Guia de uso Guia para utilização - Gebrauchs- und instandhaltungsanleitung Instrukcja obsługi -
Návod k použití - Gebruikershandleiding Käyttöohje - Användarhandbok - Οδηγίες χρήσης

ČESKÝ

ÚVOD

Orchidometr je nástroj používaný k orientačnímu měření objemu varlat. Tvoří jej řetězec dvanácti očíslovaných dřevěných oválných koulí. Oválné koule jsou řazeny vzestupně od 1 do 25 milimetrů. Nesrovnalost mezi velikostí varlat s ostatními parametry pohlavního zrání může být důležitým ukazatelem přítomnosti různých patologií.

Pro stanovení správné diagnózy je vhodné prozkoumat jakékoli nesrovnalosti i s jinými nástroji.

SYMBOLY

	Pozor: Pečlivě si přečtěte a dodržujte pokyny (varování) k použití
REF	Číslo šarže
LOT	Kód výrobku

PŘED POUŽITÍM ORCHIDOMETRU SE DOPORUČUJE PEČLIVÉ PŘEČTENÍ NÁSLEDUJÍCÍCH POKYNŮ:

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

K čištění povrchu orchidometru použijte čistý hadřík nebo papírový kapesník lehce navlhčený dezinfekčním prostředkem.

POKYNY K POUŽITÍ ORCHIDOMETRU

Porovnejte oválné koule orchidometru s oblastí varlat ke zjištění fáze pohlavního zrání. Přečtěte číslo na oválné kouli, která se nejvíce blíží velikosti varlete.

Číslo na oválné kouli	Fáze pohlavního zrání
1~3	Dětství
4~6	Prepuberta
8, 10	Puberta
12, 15	Pokročilá puberta
20, 25	Dospělost

Tento výrobek není lékařským přístrojem.

M27337-M-Rev.3-03.24

REF A474 (Gima 27337)

Importato e distribuito da/Imported and distributed by:
Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
Made in China

