



# GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

**CINTURA RISCALDANTE**

**WAIST WRAP HEATING PAD**

**CEINTURE CHAUFFANTE**

**ALMOFADA D AQUECIMENTO D ENROLAR À  
CINTURA**

**HEIZWICKELKISSEN FÜR DIE HÜFTE**

**ΘΕΡΜΟΦΟΡΑ ΜΕΣΗΣ**

**PAS LĘDŹWIOWY ELEKTRYCZNY  
ROZGRZEWAJĄCY**

**ZAHŘÍVACÍ BEDERNÍ PÁS**

**SĂCULEȚ ÎNCĂLZITOR CU CUREA PE TALIE**

**VÄRMEDYNA MED MIDJEBAND**

**WARMTEGORDEL BUIK EN RUG**

**VYÖTÄRÖLLE KIEDOTTAVA LÄMPÖTYYNY**

**REF** SS02A(29\*69) (GIMA 28675)

Fabbricante / Manufacturer / Fabricant / Fabricante / Hersteller / Κατασκευαστής  
/ Producent / Výrobce / Producent / Producent / Tillverkare / Valmistaja

**Dongguan Sunbright Electric Appliance Co., Ltd.**  
No.102, Shangdong Yiheng East Road, Qishi Town,  
523455 Dongguan City, Guangdong Province, China  
Made in China

Importato da / Imported by / Importé par / Importado por / Importiert von / Εισάγεται από  
/ Importowane przez / Importováno / Importat de / Importerad av / Geïmporteerd door /  
Maahantuojat:

**Gima S.p.A.**  
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy  
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com  
[www.gimaitaly.com](http://www.gimaitaly.com)



CZECH

## Návod k použití SS02A(29\*69)

**DŮLEŽITÁ INFORMACE! USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ!**  
Před použitím tohoto zařízení si pozorně přečtěte návod k použití, zejména bezpečnostní pokyny, a uschovejte si jej pro budoucí použití. Pokud toto zařízení předáte jiné osobě, je nezbytné, abyste jí předali také tento návod k použití.

Tento návod k použití patří k tomuto zařízení. Obsahuje důležité informace o spuštění a provozu. Důkladně si přečtěte návod k použití. Nedodržení těchto pokynů může vést k vážnému zranění nebo poškození zařízení.



**VAROVÁNÍ**  
Tato varování musí být dodržována, aby nedošlo ke zranění uživatele.



**UPOZORNĚNÍ**  
Tyto pokyny je nutné dodržovat, aby nedošlo k poškození zařízení.



**POZNÁMKA**  
Tyto poznámky vám poskytnou užitečné doplňující informace o instalaci nebo provozu.



Zařízení třídy II



Výrobek vyhovuje evropské směrnici



Postupujte podle návodu k použití



Kód výrobku



**Pozor: Pečlivě si přečtěte a dodržujte pokyny (varování) k použití**



Číslo šarže



Likvidace OEEZ



Vyhřívavý polštářek nepropichujte!



Vyhřívavý polštářek nepoužívejte, pokud je složený!



Nepoužívejte pro velmi malé děti (0-3 roky)!



Vyhřívavý polštářek používejte pouze v interiéru!



Vyhřívavý polštářek lze prát ručně! Povlak na polštářek lze prát v pračce při max. teplotě 30 °C!



Nepoužívejte chlór!



Vyhřívavý polštářek nesušte v sušičce! Potah polštářku se nesmí vkládat do sušičky!



Vyhřívavý polštářek nežehlete! Potah polštářku můžete žehlit při nízké teplotě!



Nečistěte chemicky!

### BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

- Před každým použitím pečlivě zkontrolujte vyhřívavý polštářek, ohledně opotřebení nebo poškození.
- Zařízení nepoužívejte, pokud zjistíte opotřebení, poškození nebo známky nesprávného používání zařízení, spínače nebo kabelů nebo pokud zařízení nefunguje.
- Před připojením zařízení k napájecímu zdroji se ujistěte, že napájecí napětí uvedené na typovém štítku je kompatibilní s vaším napájecím zdrojem.
- Během používání vyhřívavý polštářek neohýbejte ani nepřehýbejte.
- Polštářek nepropichujte ani na něj nepřipevňujte zavírací špendlíky nebo jiné špičaté či ostré předměty.
- Nepoužívejte zařízení u dětí nebo osob, které jsou postižené, spí nebo nejsou citlivé na teplo (osoby, které nemohou reagovat na přehřátí).
- Děti mladší 3 let nesmí toto zařízení používat, protože nejsou schopny reagovat na přehřátí.
- Zařízení nesmějí používat malé děti starší 3 let, pokud rodiče nebo zákonní zástupci odpovídajícím způsobem neupravili ovládací

jednotku nebo pokud dítě nebylo dobře poučeno, jak ovládat jednotku správně používat.

- Toto zařízení mohou používat děti od 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jim byl poskytnut dohled nebo byly poučeny o používání zařízení bezpečným způsobem a rozumí nebezpečí, kterému je vystaveno.
- Děti si se zařízením nesmí hrát.
- Čištění a užitelskou údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.
- Nikdy nepoužívejte polštářek bez dozoru.
- Zařízení je určeno pouze pro soukromé použití a nesmí se používat v nemocnicích.
- Neusínejte, když je vyhřívaný polštářek zapnutý.
- Dlouhodobé používání vyhřívaného polštářku při vysokém nastavení by mohlo vést k popálení pokožky.
- Nepřikrývejte polštářek žádnými jinými polštáři. Ovládací spínač nesmí být zakrytý ani umístěn na polštářku nebo pod ním, když je jednotka v provozu.
- Nesedějte si na vyhřívaný polštářek. Místo toho položte polštářek na nebo k ošetřované části těla. Použití je určeno pouze k léčbě zad a krku.
- Nikdy se nedotýkejte vyhřívaného polštářku, který spadl do vody. Okamžitě odpojte jednotku od elektrické sítě.
- Síťový kabel udržujte mimo dosah horkých povrchů.
- Nikdy nepřenášejte, netahejte ani neotáčejte vyhřívaný polštářek za síťový kabel a nedovolte, aby se kabel zamotal.
- Nepoužívejte vyhřívaný polštářek, když je mokrá, a používejte jej pouze v suchém prostředí (ne v koupelně nebo podobném prostředí).
- Ovládací prvky a kabely nesmí být vystaveny žádné vlhkosti.
- Pokud dojde k závadě, nepokoušejte se zařízení opravit sami. Opravy smí provádět pouze autorizovaný odborný prodejce nebo jiný vhodně kvalifikovaný personál.
- Pokud je přírodní kabel poškozen, musí jej vyměnit výrobce, jeho servisní zástupce nebo podobně kvalifikované osoby, aby se předešlo nebezpečí.
- Poškozený napájecí kabel musí být nahrazen napájecím kabelem stejného typu.
- Vyhřívaný polštářek lze provozovat pouze s dodanou řídicí jednotkou (SS02).
- Při skladování vyhřívaného polštářku jej před složením nechte vychladnout.
- Pokud máte nějaké zdravotní problémy, poraďte se před použitím vyhřívaného polštářku se svým lékařem.
- Nepoužívejte vyhřívaný polštářek na oteklé, poraněné nebo zanícené části těla.
- V případě přetrvávajících bolestí svalů a kloubů informujte svého lékaře. Přetrvávající bolesti mohou být příznakem závažného onemocnění.
- Pokud při používání zařízení pocítíte jakoukoli bolest nebo nepříjemné pocity, okamžitě jej přestaňte používat.

## ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

### Vyhřívaný polštářek

- Před čištěním polštářek odpojte od elektrické sítě a nechte jej alespoň deset minut vychladnout.
- Vyhřívaný polštářek je vybaven odnímatelným kabelem. Odpojte zástrčku a vyjměte kabel z vyhřívaného polštářku.
- Vyhřívaný polštářek můžete jemně ručně umýt. Nejlepší způsob, jak to udělat, je vložit vyhřívaný polštářek do vany s vlažnou vodou a jemným čistícím prostředkem a poté jej jemně vyždímat.
- Vyhřívaný polštářek několikrát opláchněte, abyste odstranili veškerý čistící prostředek.
- Jednotku skladujte na čistém a suchém místě, položenou naplocho, bez jakéhokoli krytu nebo podložky.
- Používejte zařízení teprve tehdy, až bude zcela suché.

## ZÁRUČNÍ PODMÍNKY GIMA

Platí 12 měsíční standardní záruka Gima B2B



**Likvidace:** Výrobek nesmí být likvidován spolu s jiným domácím odpadem. Uživatelé musí zajistit likvidaci zařízení, které mají být zlikvidovány, a to do sběrného místa určeného pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení.