



GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

**PESSARY
PESSARIO
PESSAIRE
PESSAR
PESSÁRIO
ΠΕΣΣΟΣ
ПЕСАР
PESAR**

**PESAR
NIJE STERILNO
PESSZÁRIUM
PEŠĀRIJS
PESSARIUM
PESSAR
PESAR VAGINAL
PESAR**

فَرْجَة

**GIMA 30030 - 30031 - 30032 - 30033 - 30034 - 30035 - 30036 -
30037 30038 30039 - 30040 - 30041 - 30042 - 30044 - 30045 - 30046
30047 30048 - 30049 - 30053 - 30054 - 30055 - 30056 - 30057 -
30071 - 30072 - 30073 - 30074 - 30075 - 30043**



Guangzhou Fame Medical Co., Ltd.

Second Floor a No.8, Lianhua Port Industrial Zone, Lotus Mountain
Bonded Area, Shilou Panyu District, 511440 Guangzhou China
Made in China



0123



REF PER00 - PER01 - PER02 - PER03 - PER04 - PER05 - PER06 - PER07 - PER08
PER09 - PERS00 - PERS01 - PERS02 - PERS04 - PERS05 - PERS06 - PERS07
PERS08 - PERS09 - PEGLO3 - PEGLO4 - PEGLO5 - PEGLO6 - PEGLO7
PECUD00 - PECUD01 - PECUD02 - PECUD03 - PECUD04 - PERSO3



Shanghai International Holding Corp. Gmbh (Europe)

Eiffestrasse 80, 20537 Hamburg, Germany



Gima S.p.A

Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (Mi) - Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com

M-30030M-Rev.0.01.25

Návod k použití

Pružný silikonový pesar se běžně používá při mírném výhřezu dělohy prvního nebo druhého stupně nebo při procidentu. Pesary se vyrábějí ze 100 lékařského silikonu. Pesary jsou určeny pro použití jednou pacientkou.

UPOZORNĚNÍ

Federální zákon vyžaduje, aby pomůcku předepsal lékař.

KONTRAINDIKACE

Pesary jsou kontraindikovány u akutních infekcí pohlavních orgánů, pánevních infekcí nebo u pacientek, které nejsou kompatibilní.

POSTUPY

K určení správné velikosti pesaru je obvykle nutné vyzkoušet různé velikosti. Užitečnou pomůckou při výběru správného pesaru je sada pro nasazení pesaru. Před zavedením pesaru může být pro pohodlí pacientky zapotřebí vaginální lubrikant. Lékař může navrhnout K-Y želé® nebo ekvivalentní přípravek.

Před předepsáním pesaru by měl lékař určit, zda pacientka vyžaduje estrogení léčbu.

1. Před nasazením a zavedením pesaru proveďte normální pánevní vyšetření. Vyšetření pánve pomáhá určit vhodnou velikost. Pesar se snadno přehne přes největší drenážní otvory, což usnadňuje zavádění a vyjímání. Pesar by měl být dostatečně velký pro svou indikaci, ale neměl by způsobovat zbytečný tlak nebo nepohodlí.

2. Stlačte pesar a jemně jej zavedte poševním vchodem. Jakmile pesar projde poševním vchodem, uvolněte stlačený pesar, aby se rozšířil do normálního tvaru.

3. Jemně přesuňte pesar k děložnímu hrdlu, abyste podpořili cystokélu nebo rektokélu a dělohu. Ve správné poloze by měl být lékař schopen vložit vyšetřovací prst mezi vnější okraj pesaru a poševní stěnu. Tento rozstup zajistí pohodlí pacientky a sníží riziko tlakové nekrózy.

4. Po nasazení by se pesar neměl uvolnit, když stojíte, sedíte, dřepíte nebo ležíte. Při žádné z těchto běžných činností by se pacientka neměla cítit nepříjemně.

5. Pokud má pacientka o pesar pečovat, nezapomeňte ji poučit o jeho čištění, zavádění a odstraňování.

6. Informujte pacientku, aby jakékoli obtíže při močení nebo vyprazdňování ihned nahlásila.

ODSTRANĚNÍ, ČIŠTĚNÍ A DOPORUČENÁ NÁSLEDNÁ OPATŘENÍ

1. Chcete-li pesar vyjmout, opatrně jej posuňte směrem k poševnímu vchodu. Když je pesar na dosah, stlačte ho a opatrně vyjměte.
2. Pesar lze čistit jemným mýdlem a teplou vodou. Životnost pesaru je omezená. Zkontrolujte, zda pesar nejeví známky poškození.
3. Pohlavní styk by byl s nasazeným pesarem kontraindikován.
4. Proberte s pacientkou důležitost dodržování pokynů a předpokládanou dobu používání pesaru.
5. Během 24 až 48 hodin se ujistěte, že pacientka není na pesar alergická. Vyšetřete pochvu a zeptejte se pacientky, zda se u ní neobjevil nepříjemný pocit, podráždění, tlak, citlivost nebo neobvyklý výtok z pochvy. Zjistěte také, zda došlo ke zlepšení jejích osobních příznaků.
6. Plánujte následné návštěvy podle potřeb pacientky a v souladu s místními pravidly.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY GIMA

Platí 12 měsíční standardní záruka Gima B2B.

SYMBOLY - POPIS

	Přečtěte si návod k použití		Číslo šarže
	Výrobce		Kód výrobku
	Datum výroby		Skladujte na větraném a suchém místě
	Zdravotnický prostředek vyhovuje směrnici 93/42/EHS		Skladujte mimo sluneční světlo
	Pozor: Pečlivě si přečtěte a dodržujte pokyny (varování) k použití		Nepoužívejte, pokud je obal poškozen
	Zplnomocněný zástupce v Evropském společenství		Bez latexu
	Datum ukončení platnosti		Nesterilní
	Jednorázový prostředek, nepoužívat opakovaně		Dovezeno uživatelem