



**NÁVOD K POUŽITÍ
PROPOJOVACÍ KABELY MEZI
NEUTRÁLNÍMI ELEKTRODAMI A
ELEKTROCHIRURGICKÝMI JEDNOTKAMI**

POPIS A INDIKACE

Tento produkt je dodáván **NESTERILNÍ**.

PŘIPOJOVACÍ KABELY S ZÁSUVNÝM KONEKTOREM PRO JEDNORÁZOVÉ NEUTRÁLNÍ ELEKTRODY PRO ELEKTROCHIRURGII.

Na jedné straně jsou kabely vybaveny klešťovou svorkou a na druhé straně různými konektory, díky nimž jsou kabely kompatibilní s mnoha elektrochirurgickými jednotkami.

MODEL F7902 – F7902-S – F7904 – F7902/3MT

Připojovací kabel s mono $\varnothing$ 6,3 mm konektorem typu Jack.

MODEL F7903

Připojovací kabel s konektorem typu Valleylab.

MODEL F7902/4

Připojovací kabel se zástrčkami o $\varnothing$ 4mm.

MODEL F7902/24

Připojovací kabel se 2 zástrčkami o $\varnothing$ 4mm.

MODEL F7903/F

Připojovací kabel s konektorem typu Valleylab pro modely Force 1-2-4-4B.

PŘIPOJOVACÍ KABELY OPAKOVATELNĚ POUŽITELNÉ NEUTRÁLNÍ ELEKTRODY PRO ELEKTROCHIRURGII S 4MM ZDÍŘKAMI.

Na jedné straně jsou kabely vybaveny 4mm bezpečnostními koncovkami pro připojení k neutrálním elektrodám a na druhé straně různými konektory, díky nimž jsou kabely kompatibilní s mnoha elektrochirurgickými jednotkami.

MODEL F7922 – F7924

Připojovací kabel s mono $\varnothing$ 6,3 mm konektorem typu Jack.

MODEL F7923

Připojovací kabel s konektorem typu Valleylab.

MODEL F7922/4

Připojovací kabel se zástrčkami o $\varnothing$ 4mm.

MODEL F7922/24

Připojovací kabel se 2 zástrčkami o $\varnothing$ 4mm.

MODEL F7923/F

Připojovací kabel s konektorem typu Valleylab pro modely Force 1-2-4-4B.

NÁVOD K POUŽITÍ

Pečlivě zkontrolujte balení, kabely a připojovací konektory. Nepoužívejte produkt v případě vizuálního poškození nebo defektu.

- Připojení kabelů s klešťovou svorkou:
- Zvedněte pohyblivou část umístěnou na modré plastové klešťové svorce.
 - Vložte zásuvný konektor jednorázové elektrody do zásuvky umístěné na modré plastové klešťové svorce.
 - Vraťte pohyblivou část zpět do výchozí pozice

- Připojení kabelů se zdírkami o průměru 4mm:
- Vložte zdířky do děr umístěných na neutrální elektrodě;
 - Na začátku vkládání se ochranné pouzdra na koncovkách stáhnou, aby bylo možné je připojit do neutrální elektrody.

VAROVÁNÍ

- Připojte klešťovou svorku na jazyk jednorázových elektrod, buďte opatrní na

- umístění pozici klešťové svorky vůči vnější oblasti pokryté gelem.
- **Produkt je dodáván nesterilní.**
 - Vybavení a neutrální elektrody použité s tímto produktem musí splňovat aktuálně platné předpisy.
- Pozn.: Produkt může používat pouze kvalifikovaný zdravotnický personál.
Netahejte kabely za izolaci.

ČIŠTĚNÍ

Kabely mohou být čištěny pomocí měkkého hadříku namočeného v desinfekčním roztoku.

ŽIVOTNOST

Životnost produktu závisí na počtu použití na typu údržby. Produkt musí být okamžitě zničen v případě poškození materiálu.

SKLADOVÁNÍ

Produkt musí být skladován v původním obalu při podmínkách prostředí (teplota a relativní vlhkost) uvedených na štítku balení. Při umístění těžkých závaží na obal může dojít k poškození obalu.

OBECE NÉ POZNÁMKY

Pokud během používání tohoto zařízení nebo v důsledku jeho používání dojde k nežádoucí příhodě, nahláste to výrobcí a vaší národní autoritě. V případě jakékoliv poruchy nebo závady zařízení se obraťte Servis Kvality Výrobce

NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

S odpady pocházejícími ze zdravotnických struktur musí být nakládáno podle platných předpisů.

	IT	EN	FR	DE	ES	RU	PT	CS
	Conforme alla vigente normativa Europea sui Dispositivi Medici	Compliant with current European legislation on Medical Devices	Conforme à la législation européenne en vigueur sur les dispositifs médicaux	Entspricht der aktuellen europäischen Gesetzgebung für Medizinprodukte	Cumple con la legislación europea vigente sobre dispositivos médicos	Соответствует действующему европейскому законодательству о медицинских устройствах	Em conformidade com a legislação europeia em vigor sobre Dispositivos Médicos	Vyhovuje současně evropské legislativě o zdravotnických prostředcích
	Dispositivo medico	Medical Device	Dispositif médical	Medizinprodukt	Producto sanitario	Медицинское устройство	Dispositivo médico	Zdravotnický prostředek
	Identificativo unico del dispositivo	Unique Device Identifier	Identifiant unique des dispositifs	Einmalige Produktkennung	Identificador único del producto	Уникальный идентификатор устройства	Identificação única do dispositivo	Jedinečným identifikátorem prostředku
	Attenzione, consultare la documentazione allegata	Caution, consult accompanying documents	Attention, lire attentivement les instructions	Achtung, Gebrauchsanweisung lesen	Atención, leer atentamente las instrucciones	Внимание, обратитесь к сопроводительной документации	Atenção, ler atentamente as instruções	Varování, čtěte průvodní dokumentaci
	Consultare le istruzioni d'uso	Consult instructions for use	Instructions d'utilisation	Gebrauchsanweisung lesen	Consulte las instrucciones de uso	Обратитесь к инструкции по применению	Consulte as instruções de utilização	Varování, čtěte průvodní dokumentaci
	Fabbricante	Manufacturer	Fabricant	Hersteller	Fabricante	Производитель	Fabricante	Výrobce
	Numero di catalogo	Catalogue number	Code de référence	Katalognummer	Número de Catálogo	Каталожный номер	Número de Catálogo	Katalogové číslo
	Numero di lotto	Batch code	Numéro de lot	Posten-Nummer	Número de Lote	Код партии	Número de Lote	Číslo šarže
	Data di produzione	Date of manufacture	Date de production	Herstellungsdatum	Fecha de Producción	Дата изготовления	Data de Fabrico	Datum výroby
	Scadenza	Use by	Date de péremption	Verfalldatum	Fecha de Caducidad	Использовать до	Prazo de Validade	Spotřebujte do
	Limiti di temperatura	Temperature limitation	Limites de température	Temperaturbereich	Límites de Temperatura	Температурные ограничения	Limites de Temperatura	Omezení teploty
	Limiti di umidità	Humidity limitation	Limites d'humidité	Feuchtigkeitsbereich	Límites de Humedad	Ограничения по влажности	Limites de Humidade	Omezení vlhkosti
	Numero di pezzi	Quantity of pieces	Nombre de pièces	Stückzahl	Cantidad de piezas	Количество штук	Quantidade de peças	Počet kusů