



GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

INDIKACE

Chirurgický značkovač na kůži Tondaus je určen k označování lidské kůže pro identifikaci polohy v běžné chirurgii, enterochirurgii, ortopedii, neurochirurgii, kardiovaskulární chirurgii a radioterapii.

KONTRAINDIKACE

Nepoužívejte na poškozené sliznice a kůži nebo při poranění.

UPOZORNĚNÍ A VAROVÁNÍ

- 1). U pacientů je třeba vzít v úvahu alergické reakce na genciánovou violet/červenou Allura AC/indigo/oxid titaničitý (odpovídající různým barvám). Pokud se během používání u pacienta zjistí, že mu není dobře, okamžitě jej přestaňte používat a správně jej použijte.
- 2). Tento výrobek lze použít pouze jednou u jednoho pacienta, aby se zabránilo zkřížené infekci.
- 3). Tento výrobek se musí používat na suchou pokožku. Pokud je pokožka pacienta mokrá nebo zpocená, osušte ji a udržujte ji suchou a svěží, poté postupujte podle výše uvedených pokynů.
- 4). Při používání věnujte pozornost ochraně hrotu pera. Pokud pero nepoužíváte, hrot pera zakryjte, abyste zabránili zaschnutí inkoustu.
- 5). Balení je třeba použít ihned po otevření. Nepoužívejte, pokud je obal poškozený nebo potřísněný. Po použití musí být výrobek zlikvidován jako zdravotnický odpad.
- 6). Výrobek nenamáčejte ani neutírejte organickým rozpouštědlem. Organická rozpouštědla mohou výrobek poškodit.
- 7). Obsluhu musí provádět kvalifikovaný zdravotnický personál.
- 8). Po použití zlikvidujte jako zdravotnický odpad.

POKYNY K POUŽITÍ

- 1). Před použitím zkontrolujte neporušenost vnitřního obalu. Pokud je vnitřní obal porušen, nepoužívejte jej.
- 2). Nejprve pokožku vydezinfikujte a osušte (poznámka: ujistěte se o používání na suchou pokožku);
- 3). Pokožku označte značkovačem;
- 4). Chcete-li značku odstranit, použijte ke smazání 75% alkohol.

PODMÍNKY SKLADOVÁNÍ A PŘEPRAVY

- 1). Tento výrobek je třeba skladovat na chladném, větraném a suchém místě, vyvarovat se kontaktu s vodou, přímému slunečnímu záření, extrémní teplotě nebo vlhkosti a zabránit kontaktu s korozivními plyny. Teplota: $\leq 40^{\circ}\text{C}$, vlhkost: ≤ 90

%, věnujte pozornost ochraně proti hlodavcům a škůdcům, abyste zabránili poškození obalu.

- 2). Jednorázové použití lékařských značkovačů na kůži umožňuje použití běžných dopravních prostředků, ale musí zabránit silným otřesům, vibracím a dešti a sněhu během přepravy.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY GIMA

Platí 12 měsíční standardní záruka Gima B2B.

	IT - Data di fabbricazione GB - Date of manufacture FR - Date de fabrication ES - Fecha de fabricación PT - Data de fabrico DE - Herstellungsdatum GR - Ημερομηνία παραγωγής DK - Fabrikationsdato FI - Valmistuspäivämäärä NL - Productiedatum PL - Data produkcji CZ - Datum výroby BG - Дата на производство EE - Valmistamise kuupäev HR - Datum proizvodnje HR - Datum proizvodnje HU - Gyártás dátuma LT - Pagaminimo data LV - Izgatavošanas datums NO - Fabrikasjonsdato RO - Data fabricației SK - Datum výroby SL - Datum proizvodnje SV - Tillverkningsdatum AR - تاريخ التصنيع عین صرمل
	IT - Fabbricante GB - Manufacturer FR - Fabricant ES - Fabricante PT - Fabricante DE - Hersteller GR - Παραγωγός DK - Fabrikant FI - Valmistaja NL - Fabrikant PL - Producent CZ - Výrobce BG - Производител EE - Tootja HR - Proizvajalec HU - Gyártó LT - Gamintojas LV - Ražotājs NO - Produsent RO - Producător SK - Výrobca SL - Proizvajalec SV - Tillverkare AR - تصدير عین صرمل
	IT - Data di scadenza GB - Expiration date FR - Date d'échéance ES - Fecha de caducidad PT - Data de validade DE - Ablaufdatum GR - Ημερομηνία λήξεως DK - Udløbsdato FI - Viimeinen voimassaolopäivä NL - Vervaldatum PL - Data ważności CZ - Datum ukončení platnosti BG - Срок на годност EE - Aegumiskuu päev HR - Rok uporabnosti HU - Lejárati dátum LT - Galiojimo laikas LV - Derīguma termiņš NO - Utløpsdato RO - Valabil până la data de SK - Dátum expirácie SL - Rok uporabnosti SV - Utgångsdatum AR - تاريخ الصلاحية عین صرمل
	IT - Codice prodotto GB - Product code FR - Code produit ES - Código producto PT - Código produto DE - Erzeugniscode GR - Κωδικός προϊόντος DK - Produktkode FI - Tuotekoodi NL - Productcode PL - Numer katalogowy CZ - Kód výrobku BG - Код на продукт EE - Toote kood HR - Koda izdelka HU - Termékkód LT - Prekės kodas LV - Produkta kods NO - Produktkode RO - Cod produs SK - Kód výrobku SL - Koda izdelka SV - Produktkod AR - كود المنتج عین صرمل



0123



STERILE R



GIMA 33183

GIMA 33184



Dogguan Tondaus Meditech Co., Ltd.
3rd Floor, No.27 Rd. Guantai, Chiling
Community, Houjie Town,
Dogguan, Guangdong, China.
Made in China

REF

TR03

TD01



MedPath GmbH
Mies-van-der-Rohe-Strasse 8
80807 Munich, Germany



Gima S.p.A
Via Marconi, 1- 20060 Gessate (MI) - Italy
export@gimaitaly.com - gima@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com

CE
0123