

## CS - JEDNORÁZOVÝ VIROVÝ A BAKTERIÁLNÍ FILTR - NÁVOD K POUŽITÍ

**URČENÉ POUŽITÍ:** Navrženo k ochraně pacientů před infekcí a kontaminací z vybavení, nabízí vysoký stupeň ochrany proti bakteriím a virům s velmi nízkou úrovní odolnosti, aby byla zajištěna přesnost diagnostického výsledku. Filtr by měl být aplikován pouze na neporušenou, čistou a zdravou pokožku.

**IDENTIFIKACE PRODUKTU:** Identifikační údaje (kód, šarže a datum výroby) jsou uvedeny na štítku na krabici.

### POUŽÍVÁNÍ:

- Vytáhněte filtr a zkontrolujte neporušenost zařízení i filtračního materiálu. V opačném případě jej zahodte a pokračujte s jiným zařízením.
- Filtr vkládejte do snímače zařízení bez tahu, vždy postupujte podle pokynů výrobce zařízení.
- Nasadte náustek na správnou stranu.
- Nikdy znovu nepoužívejte filtr a náustek pro jiné pacienty, aby nedošlo ke křížové kontaminaci.
- Toto zařízení nelze sterilizovat.
- Používejte pouze za pomoci zdravotnického personálu.
- Toto zařízení nelze použít pro neonatální účely.

**LIKVIDACE A BEZPEČNOST:** Po použití by měl být produkt zlikvidován v běžných netoxických nádobách na pevný odpad nebo v běžných nemocničních odpadech.

**KONTRAINDIKACE:** Na základě zkušeností a výsledků různých analýz nedochází k nepříznivým účinkům v důsledku správného použití produktu.

**POZNÁMKY:** Balení v samostatné tepelně zatavené obálce (jednoduché balení) zaručuje nepřítomnost bakterií, která je pravidelně monitorována podle systému kvality výrobce.

FT02\_All.2.1 - Manuale d'uso LUMED Rev. 2.0 01/09/2023



LUMED Srl  
Via Staffora 18/9  
20073 Opera ITALIA  
www.lumed.com  
tel +39 (0)2 57606750