

CS - JEDNORÁZOVÝ VIROVÝ A BAKTERIÁLNÍ FILTR - NÁVOD K

POUŽITÍ

URČENÉ POUŽITÍ: Navrženo k ochraně pacientů před infekcí a kontaminací z vybavení, nabízí vysoký stupeň ochrany proti bakteriím a virům s velmi nízkou úrovní odolnosti, aby byla zajištěna přesnost diagnostického výsledku. Filtr by měl být aplikován pouze na neporušenou, čistou a zdravou pokožku.

IDENTIFIKACE PRODUKTU: Identifikační údaje (kód, šarže a datum výroby) jsou uvedeny na štítku na krabici.

POUŽÍVÁNÍ:

- Vytáhněte filtr a zkontrolujte neporušenost zařízení i filtračního materiálu. V opačném případě jej zahodte a pokračujte s jiným zařízením.

- Filtr vkládejte do snímače zařízení bez tahu, vždy postupujte podle pokynů výrobce zařízení.

- Nasadte náustek na správnou stranu.

- Nikdy znovu nepoužívejte filtr a náustek pro jiné pacienty, aby nedošlo ke křížové kontaminaci.

- Toto zařízení nelze sterilizovat.

- Používejte pouze za pomoci zdravotnického personálu.

- Toto zařízení nelze použít pro neonatální účely.

LIKVIDACE A BEZPEČNOST: Po použití by měl být produkt zlikvidován v běžných netoxických nádobách na pevný odpad nebo v běžných nemocničních odpadech.

KONTRAINDIKACE: Na základě zkušeností a výsledků různých analýz nedochází k nepříznivým účinkům v důsledku správného použití produktu.

POZNÁMKY: Balení v samostatné tepelně zatavené obálce (jednoduché balení) zaručuje nepřítomnost bakterií, která je pravidelně monitorována podle systému kvality výrobce.

Manuale d'uso LUMED Rev. 2.0 01/09/2023



LUMED Srl
Via Staffora 18/9
20073 Opera ITALIA
www.lumed.com
tel +39 (0)2 57606750