

**Koncentrovaný detergent pro nástroje  
s proteolytickými enzymy****NEBEZPEČNOST****Vlastnosti**

GERMOCID ENZIMATICO je proteolytický enzymový detergent pro čištění a odstranění nečistot z lékařských a ze zubních nástrojů. Účinně působí na organické zbytky, i zaschlé, a na odolné nečistoty: lze jej použít na sklo, plasty a kovové materiály. Pro PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ, vhodný pro ruční mytí a také pro použití v ultrazvukových přístrojích.

**Návod k používání:** Zředte GERMOCID ENZIMATICO na 0,6-10% v jednom litru vlažné pitné vody a důkladně promíchejte. Před ponořením nástrojů do připraveného roztoku je doporučujeme dekontaminovat konkrétním přípravkem, poté opláchnout studenou vodou a ponořit na 10 minut do roztoku s GERMOCID ENZIMATICO. V případě přítomnosti zaschlých zbytků nebo odolných nečistot prodlužte ponoření na 1 hodinu a v případě potřeby použijte zubní kartáček.

**Složení:** Neiontové povrchově aktivní látky 15-30%; Aniontové povrchově aktivní látky 5-15%; enzymy; Parfém (limonen, citral), konzervační látka (benzisothiazolinon).

**Upozornění:** H318 Způsobuje vážné poškození očí. H315 Dráždí kůži. EUH208 Obsahuje: CITRAL Může způsobit alergickou reakci. P264 Po manipulaci si důkladně omyjte ruce. P280 Používejte ochranné rukavice / ochranné brýle / obličejový štít. P305-P351-P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P310 Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Obsahuje: Alkoxylovaného mastného alkoholu. Pro profesionální použití. Skladujte na chladném a suchém místě mimo zdroje tepla. Po otevření a při správném skladování zůstává uvedená doba použitelnosti na etiketě stejná.

Čisticí prostředek v souladu s nařízením ES č. 648/2004

**Doba použitelnosti:** 3 roky

**Šarže a datum expirace:** viz obal

**CE ZDRAVOTNÍ PŘÍSTROJ**

**Výrobce:**

GERMO S.p.A. - Ulice Via Giotto 19/21 - 20032 Cormano (MI) Tel. 02 663  
01 938

[www.germo.it](http://www.germo.it) - [info@germodis.com](mailto:info@germodis.com)

MADE IN ITALY