

**Sterilizační prostředek za studena
pro invazivní zdravotnické prostředky
kyselina peroctová v prášku**

NEBEZPEČNOST

Vlastnosti

GERMOCID POWDER obsahuje prekurzor kyseliny peroctové, která se aktivuje po zředění prášku v teplé vodě; prášek se zcela rozpustí bez zanechání zbytků na dně a bez povrchové pěny. Původně modrá kapalina se stane bezbarvá asi po patnácti minutách, což je doba potřebná k vyvinutí účinné látky (kyseliny peroctové), aby byl roztok připraven k použití, který tak bude mít vysoký germicidní potenciál. GERMOCID POWDER lze použít jako dekontaminační, dezinfekční, sporicidní, studený sterilizační prostředek pro invazivní lékařské přístroje, nemocniční, lékařské a stomatologické ordinace. Produkt lze použít i v estetické oblasti na neinvazivních zařízeních. GERMOCID POWDER je také účinný jako dekontaminant a pro dezinfekci a rychlou sterilizaci za studena materiálů, které jsou citlivé na teplo, jako jsou: endoskopy, optická vlákna, snímače, atd. Nekompromisní kompatibilita s komponenty znamená, že GERMOCID POLVERE lze použít také s přístroji určenými na mytí endoskopů. Po použití lze roztoky zlikvidovat jako bezpečný odpad.

Návod k používání: Příprava roztoku pro ponoření: ve speciální misce připravte potřebnou vlažnou vodu a zkontrolujte, zda je teplota přibližně 35 °C, aby rozpuštění prášku bylo snadnější; nalijte dávku na základě aktivity, kterou chcete konat; roztok promíchejte, dokud se nedosáhne čirého roztoku modré barvy; před použitím roztoku počkejte 15 minut.

Dekontaminace / dezinfekce: použijte 8 g na litr vody a nástroje ponořte do roztoku na 10 minut; v případě přetrvávajících organických zbytků omyjte tyto zbytky z přístroje vhodným detergentem; po ponoření vyjměte nástroje a opláchněte; pro popsanou aktivitu zůstává roztok aktivní maximálně 7 dní od přípravy (v závislosti na množství ošetřených nástrojů).

Sporicidní činnost: použijte 8 g na litr vody a nástroje ponořte do roztoku na 10 minut; pro popsanou aktivitu zůstává roztok aktivní maximálně 24 hodin od přípravy.

Vysokoúrovňová dezinfekce / sterilizace za studena: použijte 16 g na litr vody a nástroje ponořte do roztoku na 10 minut; po ponoření, vyjměte nástroje a opláchněte sterilní vodou; osušte a skladujte aseptickým způsobem; pro popsanou aktivitu zůstává roztok aktivní maximálně 24 hodin po přípravě.

Složení: 100 gramů produktu obsahuje: Tetraacetyلهندiamin 25,00 g; peruhličitan sodný 42,00 g; koformulanty kolik stačí při 100,00 g.

Upozornění: **H302** Zdraví škodlivý při požití. **H318** Způsobuje vážné poškození očí. **P264** Po manipulaci si důkladně omyjte ruce. **P280** Používejte vhodnou ochranu pro oči a obličej. **P305-P351-P338** PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. **P310** Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. **Obsahuje:** PERKARBONÁT SODNÝ. Nepoužívejte pro nástroje z hliníkové a niklové slitiny. Postupujte podle návodu k použití. Nepoužívejte kovové podnosy. Pro profesionální použití.

Materiálová kompatibilita: GERMOCID POWDER je vysoce kompatibilní s většinou materiálů, se kterými jsou vyráběna různá zařízení používaná v nemocnicích a ve zdravotnictví. Studie kompatibility GERMOCID POWDER/zdravotnický prostředek neprokázaly žádnou degradaci zdravotnického zařízení po použití GERMOCID POWDER, pokud byly dodrženy doporučené podmínky použití.

Expirační doba a skladování: Výrobek má dvou roční expirační dobu od data výroby a musí být uchováván v původním obalu. Pokud je obal správně otevřen při každém odběru a správně uzavřen na konci každého odběru, a nedojde ke kontaminaci zbytkového obsahu látkami a/nebo vnějšími činidly, přípravek si zachovává svou expirační dobu až do jeho úplného spotřebování. Na výrobek nesmí působit vlhkost. Skladujte na chladném a suchém místě mimo zdroje tepla. Nepoužívejte poškozený obal.

Šarže a datum expirace: viz obal

ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ CE 0546 Evropská směrnice 93/42/EHS

Výrobce:

GERMO S.p.A. - Ulice Via Giotto 19/21 - 20032 Cormano (MI) Tel. 02 663 01 938

www.germo.it - info@germodis.com

MADE IN ITALY

Výstrahy se mohou měnit podle aktualizací bezpečnostního listu produktu