

Koncentrovaný dezinfekční prostředek
pro neinvazivní zdravotnické prostředky
s detergentním účinkem

NEBEZPEČNOST

Vlastnosti

GERMOCID ODORLESS je koncentrovaný roztok, který má rychlý a účinný čisticí a dezinfekční účinek. Působí proti grampozitivním a gramnegativním bakteriím, plísním, mykobakteriím a virům (adenovirus, HIV, HBV, HCV). GERMOCID INODORE je specifický produkt pro čištění a dezinfekci povrchů a neinvazivních zdravotnických zařízení jako jsou obličejové masky, stomatologické soupravy a pro ošetření různého vybavení/předmětů jako jsou stoly, područky, madla v lékařských a stomatologických ordinacích. Vysoká účinnost a rychlost jako detergent a jako dezinfekční prostředek v přítomnosti organického materiálu (krev, sliny, organické exsudáty) umožňuje jeho použití na všechny stomatologické i nestomatologické nástroje. Odstranění nečistot nevyžaduje mechanickou činnost.

Návod k používání: Použijte zředěný produkt na 5-10% v kontaktu na dobu 15 minut pro baktericidní aktivitu, na 10 % v kontaktu na dobu 15 minut pro fungicidní aktivitu, na 10% v kontaktu na dobu 60 minut pro mykobaktericidní aktivitu, na 1 % v kontaktu na dobu 60 minut pro virucidní aktivitu proti adenovirusu, při 15 % v kontaktu na dobu 60 minut pro virucidní aktivitu proti HIV, HVC a HBV. Nanášejte houbičkami, hadříky, postřikovačemi, ručními nebo mechanickými čerpadly nebo jakýmkoli jinými prostředky na omyvatelné stěny a povrchy. Nechte působit a opláchněte. Naředěný roztok je stabilní po dobu jednoho týdne, pokud je správně použit bez kontaminace s jinými a/nebo vnějšími látkami.

Složení: 100,0 g výrobku obsahuje: Benzalkoniumchlorid 10,0 g; o-fenylfenol 1,0 g; koformulanty; čištěná voda kolik stačí do 100,0 g.

Upozornění: H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. H400 Vysoce toxický pro vodní organismy. H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. P260 Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly. P280 Používejte ochranné rukavice a chraňte oči / obličej. P303-P361-P353 V PŘÍPADĚ KONTAKTU S POKOŽKOU (nebo s vlasy): okamžitě svlékněte veškerý kontaminovaný oděv. Opláchněte pokožku nebo se osprchujte. P305-P351-P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyměte kontaktní čočky, jsou-li nasazený, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. Obsahuje: Kvartérní amoniové sloučeniny. Před použitím protřepejte. Výrobek není kompatibilní s aniontickými detergenty a povrchově aktivními látkami. Skladujte na chladném a suchém místě mimo zdroje tepla. Po otevření a při správném skladování zůstává uvedená doba použitelnosti na etiketě stejná. Nepoužívejte poškozený obal. Pro profesionální použití.

Čisticí prostředek v souladu s nařízením ES č. 648/2004

Doba použitelnosti: 5 roky

Šarže a datum expirace: viz obal

ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ CE 0546 Evropská směrnice 93/42/EHS

Výrobce:

GERMO S.p.A. - Ulice Via Giotto 19/21 - 20032 Cormano (MI) Tel. 02 663 01 938

www.germo.it - info@germodis.com

MADE IN ITALY

Výstrahy se mohou měnit podle aktualizací bezpečnostního listu produktu