

CS

Dezinfekční čisticí prostředek na bázi alkoholu pro neinvazivní zdravotnické prostředky
Připraveno k použití

VAROVÁNÍ

Vlastnosti

GERMOCID BASIC je hydroalkoholový roztok na bázi chlorhexidin diglukonátu a SAQ, připravený k použití, se širokým spektrem účinku pro rychlou a účinnou dezinfekci povrchů a neinvazivních zdravotnických prostředků, velkých nebo obtížně přístupných povrchů biomedicínského vybavení a stomatologických křesel (obličejové masky, desky stolů, područky, opěrky hlavy atd.). GERMOCID BASIC nevyžaduje žádné ředění a poskytuje rychlou a dlouhodobou ochranu proti: virům (Adenovirus, HIV, HBV, HCV), bakteriím (grampozitivním, gramnegativním), mykobakteriím (včetně *Mycobacterium tuberculosis*) a plísním (kvasinky a plísně). Působí také v přítomnosti organického materiálu (krev, sliny, organické exsudáty atd.). Přípravek se rychle odpařuje. Nebyly pozorovány žádné korozivní účinky na materiály zdravotnických prostředků nebo biomedicínského vybavení. Nepoužívejte na materiály, u kterých může nastat degradace působením alkoholu.

Návod k používání: Před použitím protřepejte. GERMOCID BASIC nastříkejte přímo na ošetřované povrchy a předměty. Nechte působit a poté setřete hadříkem nebo jednorázovým papírem.

GERMOCID BASIC působí do pěti minut po kontaktu proti grampozitivním a gramnegativním bakteriím, houbám (kvasinkám a plísním) a virům (včetně HIV, HBV, HCV); proti mykobakteriím (včetně TBC) do 60 minut.

Složení:

100,0 g výrobku obsahuje:
Chlorhexidin diglukonát 0,1 g;
Benzalkonium-chlorid 0,1 g;
Etylalkohol 45,0 g;
Isopropylalkohol 15,0 g;
koformulanty;

žádné další údaje k výrobku

Varování: H226 Hořlavá kapalina a páry. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ ochranné brýle/obličejový štít. P370+P378 V případě požáru: k uhašení použijte oxid uhličitý, pěna, chemický prášek. P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí:Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Profesionální použití. Nepoužívejte na materiály, které mohou být poškozeny alkoholem. The výrobek je nekompatibilní s detergenty a aniontovými povrchově aktivními látkami Po otevření, při správném skladování, si výrobek zachovává trvanlivost uvedenou na etiketě. Nepoužívejte poškozený obal. Skladujte na chladném, suchém místě a mimo zdroje tepla. Externí použití.

Doba použitelnosti: 3 roky

Šarže a datum expirace: viz obal

ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ CE 0546 Evropská směrnice 93/42/EHS

Výrobce:

GERMO S.p.A. - Ulice Via Giotto 19/21 - 20032 Cormanò (MI) Tel. 02 663 01 938

www.germo.it - info@germodis.com

MADE IN ITALY

Výstrahy se mohou měnit podle aktualizací bezpečnostního listu produktu