

ECG Electrodes

Instructions for use

These instructions for use are intended for the following Ambu White Sensor electrodes:
WS, WS-RT, WP25, WP35, 0215M, 0315M, 0415M, 0715M, 2742, 2742-RT, 2837, 3342, 3342-RT, 3351, RT, 3552, 3552-RT, 3552DUAL, RT, 4200, 4300, 4242, 4440, 4500M, 4500M-H, 4530, 4535M, 4540, 4560M, 4570M, 4813, 0, 4841P, 5050, 6060, 7041P, CMM1.

Ambu Blue Sensor electrodes: BS-TAB-2300.

Instructions for use

Инструкции за употреба

Návod k použití

Brugervejledning

Bedienungsanleitung

Οδηγίες χρήσης

Instrucciones de uso

Kasutusjuhend

Käyttöohjeet

Mode d'emploi

Upute za upotrebu

Használati útmutató

Istruzioni per l'uso

使用説明書

Naudojimo instrukcija

Lietošanas pamācība

Gebruiksaanwijzing

Bruksanvisning

Instrukcja užycia

Instruções de utilização

Instrucțiuni de utilizare

Инструкция по применению

Návod na použitie

Navodila za uporabo

Bruksanvisning

Kullanım talimatları

使用说明

Návod k použití

EKG elektrody

1.0 Účenné použití

Elektroda se připevňuje na povrch těla, aby z něho převáděla elektrický signál do záznamového a monitorovacího zařízení v počítačové, elektrocardiografní nebo reokardiografní.

1.2 Varování a upozornění

Varování

1. Průsvlekové elektrody by měly být aplikovány pouze na doporučenou část těla (měly by se například aplikovat na zevnitř steh, boky, předloce a zářecí oblasti).
2. Pouze pro jednorázové použití. Opakované použití výrobku může způsobit kontaminaci vedoucí k infekci.

Upozornění

1. Během chirurgických zákroků by se elektrody měly umístit co nejdále od místa provádění elektrochirurgických výkonů, když by mohli způsobit popálené kůže.
2. Elektrody by měly být používány pouze zdravotnickými pracovníky nadávající jejich správnou údržbu i umístění, případně po poradě s nimi.
3. Elektrody nemanipulujte, neopichujte ani netlačte, jelikož tyto postupy na nich mohou zanechat škodlivá zranění anebo způsobit jejich poruchu.
4. Pro minimalizaci rizika podrážek kůže při výměně elektrod

1.3 Potenciální nepříznivé události

Potenciální nepříznivé události v souvislosti s použitím percutaných elektrod jsou kůže podráždění, jako například popáleniny, podráždění, svědění a puchýřky.

1.1 Kontraindikace

Zažít nejsou nutné.

3. Při umístění elektrod z ochranné fólie by tato měla být zvládnutá vyřazením do určitého odpadního koše.
4. Konečné elektrody MII připravené za určitých podmínek. Před vyřazením magnetickou rezonancí odstraněte elektrody z těla pacienta, neboť by mohly způsobit na jeho kůži popáleniny.
5. Při nastavení odstraňovacího magnetického kůže podstoupí Federální zákon USA omezení prodeje tohoto zdravotnického prostředku pouze na lékařské nebo na předpis lékárně.
7. Elektrody bez připojeného datového vodiče by se měly používat pouze s dalšími vodiči splňujícími požadavky normy IEC 60601-1.
8. Pro elektrody MII připojené za určitých podmínek: Při vyřazení magnetickou rezonancí musí být elektrody použity s MII kompatibilním datovým vodičem.

1.4 Obecné poznámky

Jestliže v průběhu analýzy o detekci použití tohoto prostředku dojde k záznamu neobvyklé přílohy, oznamte ji výrobu a příslušnému národnímu úřadu.

2.0 Vysvětlení použitých symbolů

Symboly pro elektrody Ambu White Sensor Blue Sensor	Indikace	Symboly pro elektrody Ambu White Sensor Blue Sensor	Indikace	Symboly pro elektrody Ambu White Sensor Blue Sensor	Indikace
	Zdravotnický prostředek		Mokrý gel		Hadič
	RTG nekontaktní		Polymer		Přehled
	Tuhy gel		Elektrická bezpečnost: přibližná část typu BF		
	Mějte opatrnost za určitých podmínek. Zdraví magnetické pole pouze 1,5 Tesla a 3 min. Maximální průměrný gradient magnetického pole 22000 Gauss/cm nebo 200 Tesla/m. Maximální celková průměrná specifická absorpce SAR 2 W/kg pro 15 minut denně. Maximální prostorový gradient magnetického pole 12 900 Gauss/cm nebo 129 Tesla/m.				

3.0 Pokyny k použití

- Před použitím očistěte místo aplikace roztokem jemného mydla a vody a důkladně osušte.
- Pouze pro dispoziční. Podle porady lékaře či ochrany v místech s hrozbou onemocnění odstraněte. Pokud je kůže odolná přilís vývoje, kůži jemně očistěte.
- Správné umístění elektrod je obvykle stanoveno nemocnicí nebo lékařem, případně měření poskytl nebo poskytl.
- Ochranné fólie mohou mít ostré rohy, proto při výměně elektrod z obalu dbejte opatrnosti. Elektrody odložte do ochranné fólie a přilepte na kůži. Ochrannou fólii zlikvidujte ihned po odstranění elektrod.
- Při použití elektrod s kabelem tyto umístěte tak, aby žádné vodiče byly viditelné a zabráněno jejich uvrhnutí.
- Přilepte elektrodu na kůži tak, že slábní kruhovým pohybem jemně zatlačíte na její adhezivní okraje.
- Připejte datový vodič z monitorovacího zařízení EKG elektrod.
- Odstranění elektrod: Jemně nadvedněte pouzdro nebo okraj elektrody, poté pomocí a při minimálním zvednutí elektrody odspojte z kůže a zároveň mírně stlačte kůži ochrannou při jejím odstranění. Při odstranění užitku elektrody těleso povrchu kůže. Neodstraňujte elektrodu pod úhlem 45 stupňů, aby se snížila riziko mechanického traumatu.
- Samolepicí elektrody by se měly vyměnit, pokud již nadále nečistí povrch na kůži.
- Zbytek gelu je možné odstranit papírovými ubrousky nebo vodou.
- Elektrody v otevřeném vaku mohou vychnout, a proto obal neotvírejte, pokud se nebude nutno.
- Elektrody jsou jednorázové a musí být zlikvidovány v souladu s místními nemocničními postupy.

4.0 Doba aplikace (v hodinách)

Číslo položky	Geografický systém	Kulturní systém	Material	Indikace pacienta	Množství - zvláštní použití	Doba aplikace (v hodinách)
BS-TAB-2300	Tuhy gel	Tuhy gel	Ag/AgCl	Dispoziční	Křídlové	1/2
005	Tuhy gel	Allyl	Ag/AgCl	Dispoziční	Křídlové	24
WS-RT	Tuhy gel	Allyl	Ag/AgCl	Dispoziční	Křídlové	24
WP25	Tuhy gel	Allyl	Ag/AgCl	Dispoziční	Křídlové	48
WP35	Tuhy gel	Allyl	Ag/AgCl	Dispoziční	Křídlové	48
0215M	Tuhy gel	Tuhy gel	Ag/AgCl	DH	Křídlové	1/2
0315M	Tuhy gel	Tuhy gel	Ag/AgCl	Dispoziční	Křídlové	1/2
0415M	Tuhy gel	Tuhy gel	Ag/AgCl	Dispoziční	Křídlové	1/2
0715M	Tuhy gel	Tuhy gel	Ag/AgCl	Dispoziční	Křídlové	1/2
2742	Mokrý gel	Allyl	Ag/AgCl	Dispoziční	Křídlové	24
2742-RT	Mokrý gel	Allyl	Ag/AgCl	Dispoziční	Křídlové	48
2837	Mokrý gel	Allyl	Ag/AgCl	Dispoziční	Křídlové	1/2
3342-RT	Mokrý gel	Allyl	Ag/AgCl	Dispoziční	Křídlové	48
3351-RT	Tuhy gel	Allyl	Ag/AgCl	Dispoziční	Křídlové	48
3552	Mokrý gel	Allyl	Ag/AgCl	Dispoziční	Křídlové	24
3552-RT	Mokrý gel	Allyl	Ag/AgCl	Dispoziční	Křídlové	48
3552DUAL-RT	Tuhy gel	Allyl	Ag/AgCl	Dispoziční	Křídlové	48
4200	Tuhy gel	Allyl	Ag/AgCl	Dispoziční	Křídlové	24
4300	Tuhy gel	Allyl	Ag/AgCl	Dispoziční	Křídlové	24
4242	Mokrý gel	Allyl	Ag/AgCl	Dispoziční	Křídlové	48
4440	Mokrý gel	Allyl	Ag/AgCl	Dispoziční	Křídlové	48
4500M	Mokrý gel	Allyl	Ag/AgCl	Dispoziční	Křídlové	24
4500M-H	Mokrý gel	Allyl	Ag/AgCl	Dispoziční	Křídlové	24
4530	Mokrý gel	Allyl	Ag/AgCl	Dispoziční	Křídlové	24
4535M	Mokrý gel	Allyl	Ag/AgCl	Dispoziční	Křídlové	24
4540	Mokrý gel	Allyl	Ag/AgCl	Dispoziční	Křídlové	24
4560M	Mokrý gel	Allyl	Ag/AgCl	Dispoziční	Křídlové	24
4570M	Mokrý gel	Allyl	Ag/AgCl	Dispoziční	Křídlové	24
4813	Tuhy gel	Allyl	Ag/AgCl	Dispoziční	Křídlové	24
4841P	Tuhy gel	Allyl	Ag/AgCl	Dispoziční	Křídlové	24
5050	Mokrý gel	Allyl	Ag/AgCl	Dispoziční	Křídlové	48
6060	Mokrý gel	Allyl	Ag/AgCl	Dispoziční	Křídlové	48
7041P	Tuhy gel	Allyl	Ag/AgCl	Dispoziční	Křídlové	24
CMM1	Tuhy gel	Allyl	Ag/AgCl	Dispoziční	Křídlové	48