

BARELLA-SEDIA A ROTELLE PIEGHEVOLE
WHEELCHAIR FOLDING STRETCHER
CHARIOT-BRANCARD PLIABLE
ROLLSTUHL UND KLAPPBARE TRAGE
CAMILLA PLEGABLE PARA SILLAS DE RUEDAS
ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ ΦΟΡΕΙΟ-ΑΝΑΠΗΡΙΚΗ ΚΑΡΕΚΛΑ
НОСИЛКА-ИНВАЛИДНА КОЛИЧКА С КОЛЕЛА, СГЪВАЩА СЕ
SKLÁDACÍ NOSÍTKA PRO INVALIDNÍ VOZÍK
SAMMENKLAPPELIG KØRESTOLSBÅRE
KOKKUPANDAV RATASTEGA KANDERAAM-TOOL
TAITETTAVA PAARI-PYÖRÄTUOLI
SKLOPIVA INVALIDSKA KOLICA NOSILA
ÖSSZECSUKHATÓ KERKESSZÉK-ÖSSZECSUKHATÓ
SULANKSTOMAS NEJGALIOJO VEŽIMĖLIS – NEŠTUVAI
RATIŅKRĒSLA SALIEKAMĀS NESTUVES
INKLAPBARE ROLSTOELBRANCARD
NOSZE SKŁADANE W WÓZEK INWALIDZKI
TARGĀ PLIABILĀ TIP SCAUN CU ROTILE
ZLOŽLJIVA NOSILA ZA INVALIDSKI VOZIČEK
HOPFÄLLBAR SJUKBÅR FÖR RULLSTOL

REF TD010113A (GIMA 56020)



Zhangjiagang Tengda Machinery Manufacturer Co.,Ltd
No.999 Hongqi Road, Changyinsha
Modern Agricultural Demonstration Area,
Zhangjiagang City, Jiangsu, 215623, China
Made in China



SUNGO Europe B.V.
Fascinatio Boulevard 522, Unit 1.7,
2909VA Capelle aan den IJssel,
The Netherlands



Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com



Je třeba nahlásit jakoukoli vážnou nehodu, ke které došlo v souvislosti s námi dodávaným zdravotnickým prostředkem, výrobcí a příslušnému orgánu členského státu, ve kterém máte sídlo.

Technické parametry:

- Velikost (D*Š*V): Velikost v rozloženém stavu: 196*50*18 (cm) Velikost ve složeném stavu: 106*50*15 (cm)
- Složeno do invalidního vozíku: Výška opěradla: 136 cm Výška sedadla: 52 cm
- Čistá hmotnost: 9 kg Hrubá hmotnost: 11 kg
- Podporovaná hmotnost: 159 kg



Způsob ovládání:

- Jak je znázorněno na obrázku 1: Když jsou nosítka pro invalidní vozík z hliníkové slitiny otevřená, doporučujeme použít bezpečnostní pás, když je pacient na nosítkách.
- Složte nosítka v konfiguraci invalidního vozíku podle obrázku 2. Nejprve je složte a poté zvedněte směrem nahoru podle šipky tak, aby se dostala do polohy uvedené na obrázku 3. Upevněte bezpečnostní přezku (zajistěte, aby se přezka 2 zahákla do pojistného kolíku 1).
- Obrázek 3 zobrazuje podpěrné nožičky, je k dispozici i jiný typ na kolečkách. Výkonnost výrobku, použití, záměr použití atd. jsou stejné.
- Nosítka ve složené konfiguraci, jak je znázorněno na obrázku 4, usnadňují převoz v interiérech (když jsou nosítka v konfiguraci zobrazené na obrázku 3, uvolněte bezpečnostní přezku, stoupněte nohou na tyč vedle koleček a zvedněte směrem nahoru tyč s opěradlem sedadla, což nosítka vrátí do konfigurace na obrázku 1 a je možné je složit).

Účel použití:

Výrobek lze použít ve stísněných a obtížně přístupných prostorech, jako jsou úzké vstupní chodby, klikaté chodby nebo víceúrovňová schodiště.

Údržba:

- Pravidelně čistěte (včetně dezinfekce)
- Často kontrolujte, zda se části neuvolňují.

Poznámka

Při používání nosítek v konfiguraci invalidního vozíku se vždy ujistěte, že je bezpečnostní pás v dobrém stavu a že je přezka bezpečně připevněna k pojistnému kolíku.

Skladování a přeprava:

- Tento výrobek by měl být skladován v prostředí odolném proti vlhkosti a korozi.
- Výrobek lze přepravovat běžnými dopravními prostředky.
- Při skladování a přepravě postupujte podle obrázků uvedených na obalu.

Obal a příslušenství:

- Tento výrobek je zabalen v kartonu
- Příslušenství: Prohlášení o shodě, návod k použití.

	Výrobce		Skladujte na větraném a suchém místě		Dovezeno uživatelem
	Kód výrobku		Nesterilní		Pozor: Pečlivě si přečtěte a dodržujte pokyny (varování) k použití
	Číslo šarže		Zdravotnický prostředek		Zplnomocněný zástupce v Evropském společenství
	Přečtěte si návod k použití		Datum výroby		
	Zdravotnický prostředek v souladu s nařízením (EU) č. 2017/745				

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY GIMA

Platná standardní 12měsíční záruka B2B společnosti Gima.