

COMFYMASK - COMFYMASK FIT**SEMI-MASCHERA FILTRANTE MONOUSO FFP2 NR**

ENGLISH

FFP2 NR FILTERING HALF MASK

FRANÇAIS

DEMI-MASQUE FILTRANT JETABLE FFP2 NR

ESPAÑOL

SEMI-MASCARILLA FILTRANTE DESECHABLE FFP2 NR

PORTUGUÊS

MEIA-MÁSCARA FILTRANTE DESCARTÁVEL FFP2 NR

DEUTSCH

PARTIKELFILTRIERENDE EINWEG-HALBMASKE FFP2 NR

POLSKI

PÓŁMASKA FILTRUJĄCA JEDNORAZOWEGO UŻYTKU FFP2 NR

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΗΜΙ-ΜΑΣΚΑ ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ FFP2 NR

ROMÂNĂ

SEMI-MASCĂ FILTRANTĂ DE UNICĂ FOLOSINȚĂ FFP2 NR

SUOMALAINEN

KERTAKÄYTTÖINEN SUODATTAVA PUOLINAAMARI FFP2 NR

SLOVENŠČINA

FILTRIRNA POLOBRAZNA MASKA ZA ENKRATNO UPORABO FFP2 NR

SLOVINSKY

FILTRAČNÁ POLOMASKA NA JEDNO POUŽITIE FFP2 NR

DANSK

FFP2 NR FILTRERENDE ENGANGSHALVMASKE

EESTI

ÜHEKORDSEKS KASUTAMISEKS MÕELDUD FILTREERIV POOLMASK FFP2 NR

NORSK

HALVMASKE MED FILTRERING TIL ENGANGSBRUK FFP2 NR

SVENSKA

HALV-FILTRERINGSMASK FÖR ENGÅNGSBRUK FFP2 NR

NEDERLANDS

FILTREREND HALFGELAATSMASKER FFP2 NR OOR EENMALIG GEBRUIK

MAGYAR

**FFP2 TÍPUSÚ EGYSZER HASZNÁLATOS RÉSZECSKESZŰRŐ SZÁJMASZK
(FÉLÁLARC)**

HRVATSKI

FILTRIRAJUĆA POLUMASKA ZA JEDNOKRATNUUPOTREBU FFP2 NR

БЪЛГАРСКИ

ФИЛТРИРАЩА ПОЛУМАСКА ЗА ЕДНОКРАТНА УПОТРЕБА FFP2 NR

ČESKÝ

FILTRAČNÍ POLOMASKA JEDNORÁZOVÁ FFP2 NR

LIETUVIS

VIENKARTINĒ FILTRUOJAMOJI PUSINĒ KAUKĒ FFP2 NR

LATVIETIS

VIENREIZLIETOJAMĀ FILTRĒJOŠA PUSMASKA FFP2 NR

РУССКИЙ

ОДНОРАЗОВАЯ ФИЛЬТРУЮЩАЯ ПОЛУМАСКА FFP2 NR

SRPSKI

FILTRIRAJUČA FFP2 NR POLUMASKA ZA JEDNOKRATNU UPOTREBU

ARABIC



REF			LOT	
Codice prodotto	Data di fabbricazione	Leggere le istruzioni per l'uso	Numero di lotto	Data di scadenza
Product code	Date of manufacture	Consult instructions for use	Lot number	Expiration date
Code produit	Date de fabrication	Consulter les instructions d'utilisation	Numéro de lot	Date d'échéance
Código producto	Fecha de fabricación	Consultar las instrucciones de uso	Número de lote	Fecha de caducidad
Código produto	Data de fabrico	Consulte as instruções de uso	Número de lote	Data de validade
Erzeugniscode	Herstellungsdatum	Gebrauchsanweisung beachten	Chargennummer	Ablaufdatum
Numer katalogowy	Data produkcji	Przeczytaj instrukcje użytkowania	Kod partii	Data ważności
Κωδικός προϊόντος	Ημερομηνία παραγωγής	Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης	Αριθμός παρτίδας	Ημερομηνία λήξεως
Cod produs	Data fabricației	Citiți instrucțiunile de utilizare	Număr de lot	Valabil până la data de
Tuotekoodi	Valmistuspäivämäärä	Lue käyttöohjeet	Eränumero	Viimeinen voimassaolopäivä
Koda izdelka	Datum proizvodnje	Preberite navodila za uporabo	Številka partije	Rok uporabnosti
Kód výrobku	Dátum výroby	Prečítajte si návod na použitie	Číslo šarže	Dátum expirácie
Produktkode	Fabrikationsdato	Læs brugsanvisningen	Partinumme	Udløbsdato
Toote kood	Valmistamise kuupäev	Lugege kasutusjuhendit	Partii number	Aegumiskuupäev
Produktkode	Fabrikasjonsdato	Les bruksinstruksjonene	Produksjonsserienummer	Utløpsdato
Produktkod	Tillverkningsdatum	Läs bruksanvisningen	Satsnummer	Utgångsdatum
Productcode	Productiedatum	Lees de gebruiksaanwijzing	Partijnummer	Vervaldatum
Termékkód	Gyártás dátuma	Olvassa el a használati utasításokat	Tételszám	Lejáratí dátum
Šifra proizvoda	Datum proizvodnje	Pročitajte upute za uporabu	Broj serije	Datum isteka
Код на продукта	Дата на производство	Прочетете инструкциите за употреба	Номер на партида	Срок на годност
Kód výrobku	Datum výroby	Přečtěte si návod k použití	Číslo šarže	Datum ukončení platnosti
Produkto kodas	Pagaminimo data	Skaitykite naudojimo instrukcijas	Partijos numeris	Galiojimo data
Produkta kods	Izgatavošanas datums	Izlasiet lietošanas instrukcijas	Partijas numurs	Derīguma termiņš
Код изделия	Дата выпуска	См. инструкцию	Номер партии	Срок годности
Šifra proizvoda	Datum proizvodnje	Pročitajte uputstva za upotrebu	Broj serije	Rok trajanja
كود المنتج	تاريخ التصنيع	اقرأ بدقة وحرص تعليمات الاستخدام	رقم الدفعة	تاريخ انتهاء الصلاحية

					
Limite di umidità relativa delle condizioni di immagazzinamento	Dispositivo di Protezione Individuale conforme al regolamento UE 2016/425	Limite di temperatura delle condizionidi immagazzinamento	Conservare al riparo dalla luce solare	Non sterile	Fabbricante
Relative humidity threshold understorage conditions	Personal Protective Equipment in compli-ance with Regulation (EU) 2016/425	Temperature threshold under storage conditions	Keep away from sunlight	Non-sterile	Manufacturer
Limite d'humidité relative dans des conditions de stockage	Équipement de Protection Individuelle conforme au Règlement (UE) 2016/425	Limite de température dansdes conditions de stockage	À conserver à l'abri de la lumière du soleil	Pas stérile	Fabricant
Límite de humedad relativa en condiciones de almacenamiento	Equipo de protección individual conforme con el Reglamento (UE) 2016/425	Límite de temperatura en condiciones de almacenamiento	Conservar al amparo de la luz solar	No estéril	Fabricante
Limite de humidade relativa em condições de armazenamento	Equipamento de proteção individual con- forme com o Regulamento (UE) 2016/425	Limite de temperatura em condições de armazenamento	Guardar ao abrigo da luz solar	Não estéril	Fabricante
Grenzwert der relativen Feuchtigkeitunter Lagerungsbedingungen	Persönliche Schutzausrüstung gemäßder Verordnung (EU) 2016/425	Grenzwert der Temperatur unter Lagerungsbedingungen	Vor Sonneneinstrahlung geschützlageren	Nicht steril	Hersteller
Limit wilgotności względnej magazynowania	Środek Ochrony Indywidualnej zgodny z Rozporządzeniem UE 2016/425	Limit temperatury magazynowania	Przechowywać z dala od światła słonecznego	Nie sterylne	Producent
Όριο σχετικής υγρασίας κατά τηναποθήκευση	Μέσο Ατομικής Προστασίας σε συμ- μόρφωση με τον κανονισμό ΕΕ 2016/425	Όριο θερμοκρασίας κατάτην αποθήκευση	Κρατήστε το μακριά από ηλιακή ακτινοβολία	όχι αποστειρωμένο	Παραγωγός
Limită de umiditate privind condițiilede depozitare	Echipament Individual de Protecție conform cu prevederile Regulamentului UE 425/2016	Limită de temperatură privind condițiilede depozitare	A se păstra ferit de razele soarelui	Nesteril	Producător
Kosteusraja säilytysoloissa	Henkilönsuojain, joka vastaa EU-asetusta2016/425	Lämpötilaraja säilytysoloissa	Säilytä auringonvalolta suojassa	Ei-steriili	Valmistaja
Omejitev relativne vlažnosti v pogojihskladiščenja	Osebna varovalna oprema, skladna zUredbo EU 2016/425	Omejitev temperature v pogojihskladiščenja	Hraniti zaščiteno pred sončnimsvetlobo	Ni sterilno	Proizvajalec
Limit relativnej vlhkosti podmienokskladovania	Osobný ochranný prostriedok v zhode s nariadením EÚ 2016/425	Teplotný limit podmienok skladovania	Skladujte mimo slnečného svetla	Nesterilné	Výrobca
Relativ fugtighedsgrænse for opbevaringsforhold	Personligt værnemiddel i overensstem- melse med forordning EU nr. 2016/425	Temperaturgrænse for opbevaringsforhold	Fugtighedsgrænse	Ikke-steril	Fabrikant
Suhtelise õhuniisuse vahemik hoius-tamistingimustel	Isikukaitsevahendid kooskõlasEL- i määrusega 2016/425	Temperatuurivahemik hoiumistingimustel	Hoidke päikesevalgusest eemal	Pole steriilne	Tootja
Luftfugtighedsgrænser i forbindelsemed lagring	Personlig verneutstyr som samsvarermed EU-forskrift EU 2016/425	Temperaturgrænser i forbindelse medlagring	Må oppbevares på et sted utendirekte sollys	Ikke steril	Produsent
Gräns för relativ fuktighet i lagringsvillkor	Personlig skyddsutrustning i överensstämelse med EU-förordning2016/425	Temperaturgräns i lagringsvillkor	Skyddas från solljus	Ej steril	Tillverkare
Drempelwaarde relatieve vochtigheidvoor opslag	Persoonlijk Beschermingsmiddel in overeenstemming met de EU-Verordening 2016/425	Drempelwaarde temperatuur voor opslag	Afgeschermd van zonlicht opslaan	Niet steriel	Fabrikant
Tárolási feltételek relatív páratartalom határértékei	A 2016/425/EU rendeletnek megfelelőEgyéni védőeszköz	Tárolási feltételek hőmérséklet határértékei	Napfénytől védve tárolandó	Nem steril	Gyártó
Ograničenje relativne vlažnosti uvjeta skladištenja	Osobna zaštitna oprema u skladu s Uredbom EU 2016/425	Ograničenje temperature uvjeta skladištenja	Čuvati zaštićeno od sunčevsvjetlosti	Nije sterilno	Proizvođač
Температурна граница относяща се до устройствата за складиране	Устройство за индивидуална защита, в съответствие с регламент UE 2016/425	Температурна граница на устройствата за складиране	Да се съхранява на място, защитено от слънчева светлина	Нестерилен	Производител
Limit relativní vlhkosti při skladování	Osobní ochranný prostředek v souladu s předpisy EU 2016/425	Limit teploty při skladování	Skladujte mimo sluneční světlo	Nesterilní	Výrobce
Su sandėliavimu susijusi santykiniodrėgnumo riba	Asmeninė apsaugos priemonė atitinka ES reglamentą 2016/425	Sandėliavimo temperatūros riba	Laikyti atokiau nuo saulės spindulių	Nėra-sterilus	Gamintojas
Uzglabāšanas apstākļu relatīvā mitruma ierobežojums	Individuālie aizsardzības līdzekļi, kas atbilst ES regulai 2016/425	Uzglabāšanas apstākļu temperatūras ierobežojums	Uzglabāt prom no saules gaismas	Nav sterils	Ražotājs
Предельные значения относительной влажности при хранении	Средство индивидуальной защиты, соответствующее постановлению UE 2016/425	Предельные значения температуры хранения	Беречь от попадания солнечныхлучей	Нестерильно	Производитель
Granica relativne vlažnosti uslova skladištenja	Lična zaštitna oprema u skladu s Ured-bom EU 2016/425	Ograničenje temperature uslova skladištenja	Držati dalje od sunčeve svetlosti	Nije sterilno	Proizvođač
حدّ الرطوبة النسبية لشروط التخزين	وسيلة حماية شخصية مطابقة لائحة UE 2016/425	تاريخ انتهاء الصلاحية	يحفظ بعيدا عن أشعة الشمس	ليس معقم	الشركة المصنعة

SEMI-MASCHERA FILTRANTE MONOUSO FFP2 NR

Conforme a Reg. UE 2016/425 - Classe FFP2 secondo EN 149:2001+A1:2009 Capacità filtrante superiore al 94%.

DISPOSITIVO DI PROTEZIONE INDIVIDUALE - APPLICAZIONI

Protezione contro aerosol non tossici e particolato.
Non idoneo per la protezione contro gas e vapori tossici, esalazioni epossidiche. Non idoneo per utilizzi in caso di incendio.

AVVERTENZE E MODALITÀ DI IMPIEGO

La mancata osservanza delle modalità di impiego e delle avvertenze riguardanti l'utilizzo del prodotto può ridurre l'efficienza della mascherina e provocare malattie e morte. Usare previa adeguata formazione.
L'utente deve accertarsi che la mascherina sia adeguata all'applicazione prevista.
Non utilizzare questa mascherina in ambienti con concentrazione di ossigeno inferiori al 17%.
Non utilizzare in aree in cui le concentrazioni di contaminante siano immediatamente pericolose per la salute. Non utilizzare in aree con pericolo di esplosione.
Abbandonare immediatamente l'area di lavoro in caso di respirazione difficoltosa o vertigini.
La presenza di barba può ridurre drasticamente le caratteristiche di efficienza della mascherina. La mascherina è monouso, non deve essere utilizzato per più di un turno lavorativo.
Smaltire il prodotto dopo l'uso nella raccolta indifferenziata.
Conservare le mascherine non utilizzate nella loro confezione originale integra.

CONTROLLI PRIMA DELL'USO

Verificare l'integrità della mascherina prima dell'uso. Non modificare o alterare la mascherina. Non utilizzare e gettare la mascherina in caso di lacerazioni o macchie.

ISTRUZIONI DI UTILIZZO

1. Prendere la mascherina con il lato esterno verso il basso. Tenere gli elastici con le dita.
2. Posizionare la mascherina sotto il mento con lo stringinaso verso l'alto.
3. Portare gli elastici intorno alle orecchie.
4. Con due dita premere delicatamente sulla fascia stringinaso in modo che aderisca al naso.
5. VERIFICA DELLA TENUTA: porre le mani sulla mascherina ed espirare vigorosamente, se si riscontrano perdite tra la mascherina e il viso, riposizionare il dispositivo rimodellando lo stringinaso. Ripetere la verifica di tenuta.

Validità 3 anni

Leggi il codice QR Code per scaricare la dichiarazione di conformità
Stoccare a temperatura compresa tra -20°C e +40°C e umidità <80%
Confezione da 1 pezzo

FFP2 NR FILTERING HALF MASK

Compliant with Reg. EU 2016/425 - Class FFP2 as per EN 149:2001+A1:2009 Filtration efficiency greater than 94%.

PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT - APPLICATIONS

Protection against non-toxic aerosols and airborne particles.
Not suitable for protection against toxic gases and vapours, epoxy fumes. Not suitable for use in case of fire.

WARNINGS AND DIRECTIONS FOR USE

Failure to comply with the directions for use and warnings regarding use of the product may reduce the efficiency of the face mask and cause disease and death. Use after receiving adequate training.
The user must ensure the face mask is fit for the intended use.
Do not use this face mask in atmospheres with an oxygen concentration less than 17%.
Do not use in areas where contaminant concentrations pose an immediate hazard to health. Do not use in explosion risk areas.
Immediately abandon the work area in case of difficulty breathing or dizziness.
The presence of a beard may drastically reduce the efficiency characteristics of the face mask. The face mask is disposable, it must not be used for more than one work shift.
After use, dispose of the product as general waste.
Keep unused face masks in their original, intact packaging.

CHECKS BEFORE USE

Check the integrity of the face mask before use. Do not modify or alter the face mask. Do not use and discard the face mask if torn or stained.

INSTRUCTIONS FOR USE

1. Pick up the face mask with the outer side facing down. Hold the elastics with your fingers.
2. Position the face mask under your chin, with the nose piece facing upwards.
3. Hook the elastics around your ears.
4. Using two fingers, gently press on the nose piece band so that it adheres to your nose.
5. USER SEAL CHECK: place both hands over the mask and breathe out sharply, if air leaks out between the mask and your face, re-adjust the device and nose piece. Repeat the seal check

Valid for 3 years

Scan the QR code to download the declaration of conformity
Store at a temperature between -20°C and +40°C and humidity <80%
1 piece per pack

DEMI-MASQUE FILTRANT JETABLE FFP2 NR

Conforme au Reg. UE 2016/425 - Classe FFP2 suivant EN 149:2001+A1:2009 Capacité de filtrage supérieure à 94 %.

ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE - APPLICATIONS

Masque de protection contre les aérosols et les particules non toxiques. Ne convient pas pour se protéger contre les gaz et les vapeurs toxiques, les fumées d'époxy. Ne convient pas à une utilisation en cas d'incendie.

MISES EN GARDE ET MODE D'EMPLOI

Le non-respect du mode d'emploi et des avertissements relatifs à l'utilisation du produit peut entraîner une réduction de l'efficacité du produit. Le non-respect du mode d'emploi et des avertissements concernant l'utilisation du produit peut réduire l'efficacité du masque et provoquer des maladies et la mort. A utiliser après une formation adéquate. L'utilisateur doit s'assurer que le masque est adapté à l'application prévue. N'utilisez pas ce masque dans des environnements où la concentration d'oxygène est inférieure à 17%. Ne pas utiliser dans les zones où les concentrations de contaminants sont immédiatement dangereuses pour la santé. Ne pas utiliser dans les zones présentant un risque d'explosion. Quittez immédiatement la zone de travail si vous avez du mal à respirer ou si vous avez des vertiges. La présence de barbe peut réduire considérablement les caractéristiques d'efficacité du masque. Le masque est jetable et ne doit pas être utilisé pour plus d'un poste de travail. Éliminer le produit après utilisation dans les déchets indifférenciés. Conservez les masques non utilisés dans leur emballage d'origine non ouvert.

CONTRÔLES AVANT UTILISATION

Vérifiez l'intégrité du masque avant de l'utiliser. Ne pas modifier ou altérer le masque. Ne pas utiliser et jeter le masque en cas de déchirures ou de taches.

MODE D'EMPLOI

1. Prenez le masque avec le côté extérieur vers le bas. Tenez les bandes élastiques avec vos doigts.
2. Placez le masque sous le menton avec le pince-nez vers le haut.
3. Passez les élastiques autour des oreilles.
4. Appuyer délicatement avec deux doigts sur le pince-nez pour que le masque soit bien placé sur le nez.
5. CONTRÔLE ÉTANCHÉITÉ : Placez vos mains sur le masque et expirez vigoureusement : en cas de fuites entre le masque et votre visage, veuillez le repositionner sans oublier de remodeler le pince-nez. Répétez le test d'étanchéité.

Validité 3 ans

Veuillez scanner le code QR pour télécharger la déclaration de conformité. Conserver à une température comprise entre -20°C et +40°C et à une humidité < 80 %. Emballage de présentation de 1 pièce

ESPAÑOL

SEMI-MASCARILLA FILTRANTE DESECHABLE FFP2 NR

Conforme con el Reg. UE 2016/425 - Clase FFP2 de acuerdo con EN 149:2001+A1:2009 Capacidad filtrante superior al 94%.

DISPOSITIVO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL - APLICACIONES

Protección contra aerosoles y partículas no tóxicas. No adecuado para la protección contra gases y vapores tóxicos, exhalaciones epoxidicas. No adecuado para usos en caso de incendio.

ADVERTENCIAS Y MODOS DE EMPLEO

La inobservancia de los modos de empleo y de las advertencias relativas al uso del producto puede reducir la eficiencia de la mascarilla y causar enfermedades y la muerte. Usar tras una formación adecuada.

El usuario debe asegurarse de que la mascarilla sea adecuada a la aplicación prevista. No utilizar esta mascarilla en ambientes con concentración de oxígeno inferiores al 17%.

No utilizar en áreas donde las concentraciones de contaminantes sean inmediatamente peligrosas para la salud. No utilizar en áreas con peligro de explosión.

Abandonar inmediatamente el área de trabajo en caso de respiración con dificultad o vértigos.

La presencia de barba puede reducir drásticamente las características de eficiencia de la mascarilla. La mascarilla es desechable, no debe utilizarse para más de un turno laboral.

Eliminar el producto después de su uso en la colección indiferenciada. Conservar la mascarillas no usadas en su empaque original completo.

CONTROLES ANTES DEL USO

Verificar la integridad de la mascarilla antes del uso. No modificar o alterar la mascarilla. No utilizar y desechar la mascarilla en caso de desgarros o manchas.

INSTRUCCIONES DE USO

1. Tomar la mascarilla con el lado externo hacia abajo. Mantener los elásticos con los dedos.
2. Colocar la mascarilla bajo el mentón con el clip de la nariz hacia arriba.
3. Llevar los elásticos alrededor de las orejas.
4. Con dos dedos presionar delicadamente la banda del clip de la nariz de modo que se adhiera a esta.
5. CONTROL DEL AJUSTE: colocar las manos en la mascarilla y expirar vigorosamente, si se detectan pérdidas entre la mascarilla y el rostro, repositionar el dispositivo remodelando el clip de la nariz. Repetir el control del ajuste.

Validez 3 años

Escanear el Código QR para descargar la declaración de conformidad. Almacenar a una temperatura comprendida entre -20°C y +40°C y humedad <80%. Confección de 1 pieza

MEIA-MÁSCARA FILTRANTE DESCARTÁVEL FFP2 NR

Conforme ao Reg. UE 2016/425 - Classe FFP2 segundo EN 149:2001+A1:2009 Capacidade filtrante superior a 94%.

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - APLICAÇÕES

Proteção contra aerossóis não tóxicos e material particulado. Não é adequado para a proteção contra gases e vapores tóxicos, exalações de epóxidos. Não é adequado para utilizar em caso de incêndio.

AVISOS E MÉTODO DE UTILIZAÇÃO

O inobservância dos métodos de utilização e dos avisos sobre a utilização do produto pode reduzir a eficácia da máscara e causar doenças e morte. Utilize após formação adequada.

O utilizador deve certificar-se que a máscara seja adequada para a aplicação prevista. Não utilize esta máscara em ambientes com concentração de oxigénio abaixo de 17%.

Não utilize em áreas onde as concentrações de contaminante sejam imediatamente perigosas para a saúde. Não utilize em áreas com perigo de explosão.

Deixe a área de trabalho imediatamente se sentir dificuldade em respirar ou tonturas.

A presença de barba pode reduzir drasticamente as características de eficiência da máscara. A máscara é descartável, não deve ser utilizada por mais do que um turno laboral.

Após a utilização elimine o produto na recolha de resíduos mistos. Mantenha as máscaras não utilizadas na sua embalagem original fechada.

CONTROLOS ANTES DA UTILIZAÇÃO

Verifique a integridade da máscara antes da utilização. Não modifique ou altere a máscara. Não utilize, e deite fora a máscara, em caso de rasgos ou manchas.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

1. Pegue a máscara com o lado externo voltado para baixo. Segure os elásticos com os dedos.
2. Coloque a máscara sob o queixo com o clipe nasal para cima.
3. Ponha os elásticos à volta das orelhas.
4. Com dois dedos, pressione suavemente a vareta clipe nasal de modo a que adira ao nariz.
5. VERIFICAÇÃO DA ESTANQUIDADE: Coloque as mãos sobre a máscara e expire vigorosamente se houver perdas entre a máscara e o rosto, reposicione o dispositivo remodelando o clipe nasal. Repita a verificação de estanquidade.

Validade 3 anos

Leia o código QR para descarregar a declaração de conformidade

Armazene a temperaturas compreendidas entre -20°C e + 40°C e humidade <80%

Embalagem de 1 unidade

DEUTSCH

PARTIKELFILTRIERENDE EINWEG-HALBMASKE FFP2 NR

Konform mit der Verordn. (EU) 2016/425 - Klasse FFP2 gemäß EN 149:2001+A1:2009 Filterleistung über 94%.

PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG - ANWENDUNGEN

Schutz gegen ungiftige Aerosole und Aerosolpartikel. Nicht geeignet zum Schutz gegen giftige Gase und Dämpfe, Epoxyd-Ausdünstungen. Nicht geeignet für den Gebrauch bei Brand.

WARNHINWEISE UND VERWENDUNGSVORSCHRIFT

Die Nichteinhaltung der Verwendungsvorschrift und der Warnhinweise zum Gebrauch des Produkts kann die Leistung der Maske herabsetzen und zu Krankheiten und Tod führen. Nach geeigneter Schulung benutzen.

Der Träger muss nachprüfen, ob die Maske für die vorgesehene Anwendung geeignet ist. Die Maske nicht in Räumen mit einer Sauerstoffkonzentration unter 17% verwenden.

Nicht in Bereichen verwenden, in denen die Konzentration an Schadstoffen unmittelbar gesundheitsgefährdend sind. Nicht in Bereichen verwenden, in denen Explosionsgefahr besteht.

Bei Atemnot oder Schwindel sofort den Arbeitsbereich verlassen.

Das Tragen eines Bartes kann die Leistungseigenschaften der Maske drastisch reduzieren.

Diese Halbmaske ist ein Einwegprodukt und darf nicht über eine Arbeitsschicht hinaus verwendet werden.

Das Produkt nach dem Gebrauch in den normalen Abfall werfen

Nicht verwendete Masken in der unbeschädigten Originalverpackung lagern.

KONTROLLEN VOR DEM GEBRAUCH

Prüfen Sie vor dem Gebrauch nach, ob die Halbmaske unversehrt ist. Verändern Sie die Maske nicht. Verwenden Sie die Maske nicht, wenn sie zerrissen oder fleckig ist, und werfen Sie sie weg.

GEBRAUCHSANWEISUNG

1. Halten Sie die Maske mit der Außenseite nach unten. Halten Sie die elastischen Bänder mit den Fingern fest.
2. Setzen Sie die Maske unter das Kinn mit dem Metallstreifen nach oben.
3. Legen Sie die elastischen Bänder um die Ohren.
4. Drücken Sie mit zwei Fingern sanft auf den Metallstreifen, damit er fest an der Nase aufliegt.
5. DICHTHEITSPRÜFUNG: Wölben Sie die Hände um die Maske und atmen Sie kräftig aus, wenn Luft zwischen der Maske und dem Gesicht herausströmt, setzen Sie das Produkt noch einmal auf und drücken Sie den Metallstreifen erneut an den Nasenrücken. Wiederholen Sie die Dichtheitsprüfung.

Haltbarkeit 3 Jahre

Lesen Sie den QR-Code ein, um die Konformitätserklärung herunterzuladen

Bei Temperaturen zwischen -20°C und +40°C und einer Luftfeuchtigkeit von <80% lagern Konfektion zu 1 Stück

ΠÓΛΜΑΣΚΑ ΦΙΛΤΡΟΥΣΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ FFP2 NR

Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN 149:2001+A1:2009, η απόδοση του φίλτρου είναι τουλάχιστον 94%.

ΠΡΟΔΥΝΑΜΙΑ ΑΠΟΧΡΗΣΗΣ - ΧΡΗΣΗ

Αποχρηστική για την προστασία από αεροζόλ και σταθερά σωματίδια. Δεν είναι κατάλληλη για την προστασία από αέρια και ατμούς, οργανικές ενώσεις. Δεν είναι κατάλληλη για χρήση σε περίπτωση πυρκαγιάς.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Η μη τήρηση των οδηγιών χρήσης και των προειδοποιήσεων που αφορούν τη χρήση του προϊόντος μπορεί να μειώσει την αποτελεσματικότητα της μάσκας και να αποτελέσει αιτία ασθενειών και θανάτου. Χρησιμοποιήστε το προϊόν αφού ενημερωθείτε σχετικά με αυτό.

Ο χρήστης πρέπει να επιβεβαιώνει ότι η μάσκα είναι κατάλληλη για την προοριζόμενη εφαρμογή. Μη χρησιμοποιείτε αυτή τη μάσκα σε χώρους με συγκέντρωση οξυγόνου κάτω από 17%. Μην τη χρησιμοποιείτε σε χώρους όπου οι συγκεντρώσεις ρυπογόνων ουσιών είναι άμεσα επικίνδυνες για την υγεία. Μην τη χρησιμοποιείτε σε χώρους όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης. Εγκαταλείψτε αμέσως τον χώρο εργασίας σε περίπτωση που αναπνέετε με δυσκολία ή νιώθετε ζάλη. Τα γένια ενδέχεται να μειώσουν δραστηρικά την αποτελεσματικότητα της μάσκας.

Η μάσκα είναι μιας χρήσης και δεν πρέπει να επαναχρησιμοποιείται για πάνω από μια βάρδια εργασίας. Απορρίψτε το προϊόν μετά τη χρήση μέσω διαχωρισμένης συλλογής. Αποθηκεύστε τις μάσκες που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί μέσα στην ακεραία αρχική τους συσκευασία.

ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

Ελέγξτε την ακεραιότητα της μάσκας πριν από τη χρήση. Μην τροποποιείτε ή παραποιείτε τη μάσκα. Μη χρησιμοποιείτε τη μάσκα σε περίπτωση που έχει σκιστεί ή φέρει ίχνη λεκέδων.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

- Πάρτε τη μάσκα έχοντας την εξωτερική πλευρά προς τα κάτω. Πιάστε τα λάστιχα με τα δάχτυλα.
- Τοποθετήστε τη μάσκα κάτω από το πηγούνι έχοντας το ρινικό έλασμα προς τα επάνω.
- Περάστε τα λάστιχα γύρω από τα αυτιά.
- Με δύο δάχτυλα πιέστε προσεκτικά επάνω στο ρινικό έλασμα ώστε να το προσαρμόσετε στη μύτη σας.
- ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ: τοποθετήστε τα χέρια επάνω από τη μάσκα και εκπνεύστε δυνατά, εάν διαπιστώσετε διαρροή αέρα ανάμεσα στη μάσκα και στο πρόσωπο, ξαναβάλτε τη μάσκα προσαρμόζοντας εκ νέου το ρινικό έλασμα. Επαναλάβετε τον έλεγχο στεγανότητας.

Διάρκεια 3 έτη

Σάρωστε τον κωδικό QR για να κατεβάσετε τη δήλωση συμμόρφωσης. Αποθηκεύστε σε θερμοκρασία μεταξύ -20°C και +40°C και υγρασία <80%. Όνομα και διεύθυνση Κοινοποιημένου Οργανισμού (MITC). Συσκευασία 1 τεμαχίου

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΦΙΛΤΡΟΥΣΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ FFP2 NR

Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN 149:2001+A1:2009, η απόδοση του φίλτρου είναι τουλάχιστον 94%.

ΠΡΟΔΥΝΑΜΙΑ ΑΠΟΧΡΗΣΗΣ - ΧΡΗΣΗ

Αποχρηστική για την προστασία από αεροζόλ και αιωρούμενα σωματίδια. Δεν είναι κατάλληλη για την προστασία από αέρια και ατμούς, οργανικές ενώσεις. Δεν είναι κατάλληλη για χρήση σε περίπτωση πυρκαγιάς.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Η μη τήρηση των οδηγιών χρήσης και των προειδοποιήσεων που αφορούν τη χρήση του προϊόντος μπορεί να μειώσει την αποτελεσματικότητα της μάσκας και να αποτελέσει αιτία ασθενειών και θανάτου. Χρησιμοποιήστε το προϊόν αφού ενημερωθείτε σχετικά με αυτό.

Ο χρήστης πρέπει να επιβεβαιώνει ότι η μάσκα είναι κατάλληλη για την προοριζόμενη εφαρμογή. Μη χρησιμοποιείτε αυτή τη μάσκα σε χώρους με συγκέντρωση οξυγόνου κάτω από 17%.

Μην τη χρησιμοποιείτε σε χώρους όπου οι συγκεντρώσεις ρυπογόνων ουσιών είναι άμεσα επικίνδυνες για την υγεία. Μην τη χρησιμοποιείτε σε χώρους όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης.

Εγκαταλείψτε αμέσως τον χώρο εργασίας σε περίπτωση που αναπνέετε με δυσκολία ή νιώθετε ζάλη. Τα γένια ενδέχεται να μειώσουν δραστηρικά την αποτελεσματικότητα της μάσκας.

Η μάσκα είναι μιας χρήσης και δεν πρέπει να επαναχρησιμοποιείται για πάνω από μια βάρδια εργασίας. Απορρίψτε το προϊόν μετά τη χρήση μέσω διαχωρισμένης συλλογής.

Αποθηκεύστε τις μάσκες που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί μέσα στην ακεραία αρχική τους συσκευασία.

ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

Ελέγξτε την ακεραιότητα της μάσκας πριν από τη χρήση. Μην τροποποιείτε ή παραποιείτε τη μάσκα. Μη χρησιμοποιείτε τη μάσκα σε περίπτωση που έχει σκιστεί ή φέρει ίχνη λεκέδων.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

- Πάρτε τη μάσκα έχοντας την εξωτερική πλευρά προς τα κάτω. Πιάστε τα λάστιχα με τα δάχτυλα.
- Τοποθετήστε τη μάσκα κάτω από το πηγούνι έχοντας το ρινικό έλασμα προς τα επάνω.
- Περάστε τα λάστιχα γύρω από τα αυτιά.
- Με δύο δάχτυλα πιέστε προσεκτικά επάνω στο ρινικό έλασμα ώστε να το προσαρμόσετε στη μύτη σας.
- ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ: τοποθετήστε τα χέρια επάνω από τη μάσκα και εκπνεύστε δυνατά, εάν διαπιστώσετε διαρροή αέρα ανάμεσα στη μάσκα και στο πρόσωπο, ξαναβάλτε τη μάσκα προσαρμόζοντας εκ νέου το ρινικό έλασμα. Επαναλάβετε τον έλεγχο στεγανότητας.

Διάρκεια 3 έτη

Σάρωστε τον κωδικό QR για να κατεβάσετε τη δήλωση συμμόρφωσης. Αποθηκεύστε σε θερμοκρασία μεταξύ -20°C και +40°C και υγρασία <80%. Όνομα και διεύθυνση Κοινοποιημένου Οργανισμού (MITC). Συσκευασία 1 τεμαχίου

SEMI-MASCĂ FILTRANTĂ DE UNICĂ FOLOSINȚĂ FFP2 NR

Realizată conform Reg. UE 425/2016 - Clasa FFP2 conform EN 149:2001+A1:2009
Capacitate de filtrare de peste 94%.

ECHIPAMENT INDIVIDUAL DE PROTECȚIE - ÎNTREBUINȚĂRI

Protecție împotriva aerosolilor netoxici și împotriva particulelor.
Nerecomandat pentru protecția împotriva gazelor și vaporilor toxici sau împotriva emisiilor compușilor epoxidici. Nerecomandat pentru folosirea în caz de incendiu.

AVERTISMENTE ȘI MODURI DE UTILIZARE

Nerespectarea modurilor de utilizare și a avertismentelor privind utilizarea produsului poate compromite eficiența măștii și poate duce la probleme de sănătate și deces. Utilizați după o instruire adecvată.

Utilizatorul trebuie să se asigure că masca este adecvată pentru întrebuințarea prevăzută. Nu utilizați această mască în medii cu concentrație de oxigen sub 17%. Nu utilizați produsul în zone în care concentrațiile de agenți poluanți pot deveni un pericol pentru sănătate. Nu utilizați produsul în zone în care apare pericolul de explozie. Părăsiți imediat zona de lucru, în cazul în care aveți dificultăți de respirație sau amețeli. Prezența bărbii poate reduce drastic performanțele și eficiența măștii. Masca este de unică folosință și nu trebuie utilizată mai mult de o tură de lucru. Eliminați produsul după utilizarea acestuia, la un loc cu deșeurile mixte
Păstrați măștile nefolosite în ambalajul lor original, intact.

VERIFICĂRI ÎNAINTEA FOLOSIRII

Verificați dacă masca este intactă, înainte de a o folosi. Nu modificați și nu transformați masca. Nu utilizați masca, ci aruncați-o dacă aceasta este sfâșiată sau pătată.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

- Apucați masca, cu latura externă orientată în jos. Țineți elasticele cu degetele.
- Poziționați masca sub bărbie, cu partea pentru nas orientată în sus.
- Trageți elasticele pe după urechi.
- Apăsați ușor cu două degete pe banda pentru nas, astfel încât aceasta să se lipească pe nas.
- VERIFICAREA ETANȘEITĂȚII: puneți mâinile peste mască și expirați cu putere. Dacă sesizați că aerul trece printre mască și față, re poziționați dispozitivul, modelând din nou banda pentru nas. Verificați încă o dată etanșeitatea.

Termen de valabilitate: 3 ani
Scanați codul QR Code, pentru a descărca declarația de conformitate
A se păstra la temperaturi cuprinse între -20°C și +40°C și la o umiditate <80% Ambalajul conține 1 bucată

KERTAKÄYTTÖINEN SUODATTAVA PUOLINAAMARI FFP2 NR

Vastaa EU-asetusta 2016/425 - Luokka FFP2 standardin EN 149:2001+A1:2009 mukaisesti
Suodatustehokkuus yli 94 %.

HENKILÖNSUOJAIN - KÄYTTÖKOHEET

Suojaus myrkyttömiltä aerosoleilta ja hiukkasilta.
Ei sovellu suojaamaan myrkyllisiltä kaasuilta ja höyryiltä ja epoksihöyryiltä. Ei sovellu käytettäväksi tulipalon syytyessä.

VAROITUKSET JA KÄYTTÖTAPA

Jos tuotteen käyttöä koskevia varoituksia ja tuotteen käyttötarkoitusta ei noudateta, hengityssuojaimen teho voi heikentyä, mikä voi johtaa sairastumiseen ja kuolemaan. Käytä vasta kun olet perehtynyt käyttöön.

Käyttäjän tulee varmistaa, että hengityssuojain soveltuu aiottuun käyttötarkoitukseen. Älä käytä hengityssuojainta ympäristöissä, joiden happipitoisuus on alle 17 %.

Älä käytä alueilla, joilla kontaminanttien pitoisuudet aiheuttavat välittömän vaaran terveydelle. Älä käytä räjähdysalttiilla alueilla.

Lähde välittömästi työalueelta, jos sinulla on hengitysvaikeuksia tai huimausta. Parta voi vähentää hengityssuojaimen tehokkuutta merkittävästi.

Hengityssuojain on kertakäyttöinen, joten sitä ei tule käyttää pidempään kuin yhden työvuoron ajan. Hävitä tuote käytön jälkeen sekajätteenä
Säilytä käyttämättömiä hengityssuojaimia omassa, alkuperäisessä ja ehjässä pakkauksessaan.

ENNEN KÄYTTÖÄ TEHTÄVÄT TARKISTUKSET

Tarkista hengityssuojaimen eheys ennen käyttöä. Älä muokkaa tai peukaloi hengityssuojainta. Jos hengityssuojaimessa on viiltoja tai tahroja, älä käytä sitä, vaan laita se roskiin.

KÄYTTÖOHJEET

- Tartu hengityssuojaimen siten, että ulkopuoli on alaspäin. Pitele kuminauhoja sormin.
- Aseta hengityssuojain leuan alle siten, että nenäklipsi on ylhäällä.
- Vedä kuminauhat korvien taaakse.
- Paina kahdella sormella varoen nenäklipsiä siten, että se myötäilee nenää.
- TIIVIYDEN TARKISTAMINEN: Laita kädet hengityssuojaimen eteen ja hengitä ulos voimakkaasti. Jos huomaat vuotoa hengityssuojaimen ja kasvojen välillä, asettele suojaain uudelleen ja mukauta myös nenäklipsi. Toista tiiviystesti.

Voimassaoloaika 3 vuotta
Skannaa QR-koodi ladataksesi vaatimustenmukaisuusvakuutuksen
Säilytä lämpötilassa välillä -20°C ja +40°C ja kosteudessa, joka on alle 80 %
Pakkauksessa 1 kp

FILTRIRNA POLOBRAZNA MASKA ZA ENKRATNO UPORABO FFP2 NR

Skladna z Uredbo EU 2016/425 - Razreda FFP2 v skladu z EN 149:2001+A1:2009
Zmogljivost filtriranja nad 94%.

OSEBNA VAROVALNA OPREMA - UPORABA

Zaščita pred nestrupenimi aerosoli in trdnimi delci.
Ni primerno za zaščito pred strupenimi plini in hlapi,
epoksidnimi hlapi. Ni primerna za uporabo v primeru požara.

OPOZORILA IN NAČIN UPORABE

Neupoštevanje načinov uporabe in opozoril glede uporabe izdelka lahko zmanjša učinkovitost maske in povzroči bolezen in smrt. Uporabljajte po ustreznem usposabljanju. Uporabnik se mora prepričati, ali je maska primerna za predvideno uporabo.
Te maske ne uporabljajte v okoljih s koncentracijo kisika pod 17%.
Ne uporabljajte na območjih, kjer so koncentracije onesnaževal nevarne za zdravje. Ne uporabljajte na območjih z nevarnostjo eksplozije.
V primeru težavnega dihanja ali omotice nemudoma zapustite delovno območje. Prisotnost brade lahko drastično zmanjša učinkovitost maske.
Maska je za enkratno uporabo, ne sme se je uporabljati več kot eno delovno izmeno. Po uporabi masko zavrzite med nerazvrščene odpadke
Neuporabljene maske hranite v neodprti originalni embalaži.

KONTROLA PRED UPORABO

Pred uporabo preverite brezhibnost maske. Maske ne spreminjajte ali pokvarite. V primeru poškodovanja ali madežev maske ne uporabljajte in jo zavrzite.

NAVODILA ZA UPORABO

- Masko primite z zunanjo stranjo navzdol. S prsti držite elastiki.
- Masko si namestite pod brado, z nosno sponko zgoraj.
- Elastiki zataknete za ušesa.
- Z dvema prstoma nežno pritisnite sponko za nos, tako da se tesno prilaga nosu.
- PREVERJANJE TESNJENJA: položite roki na masko in močno izdihnite, če ugotovite puščanje med masko in obrazom, si masko znova nadenite in preoblikujte sponko za nos. Znova preverite tesnjenje.

Veljavnost 3 leta

Za prenos izjave o skladnosti preberite QR kodo
Hranite pri temperaturi med -20°C in +40°C ter
vlažnosti <80% lme in naslov priglašene organa
(MITC)
Pakiranje po 1 kos

FILTRAČNÁ POLOMASKA NA JEDNO POUŽITIE FFP2 NR

V zhode s Nar. EÚ 2016/425 - Trieda FFP2 podľa normy EN
149:2001+A1:2009 Filtračná schopnosť prevyšujúca 94 %.

OSOBNÝ OCHRANNÝ PROSTRIEDOK - APLIKÁCIE

Ochrana proti netoxickým aerosólom a tuhým časticiam.
Nie je vhodný na ochranu proti toxickým plynom a parám, exhaláciám
epoxidov. Nie je vhodný na použitia v prípade požiaru.

VAROVANIA A SPÔSOBY POUŽITIA

Nedodržanie spôsobov použitia a varovaní týkajúcich sa použitia produktu môže znížiť účinnosť respirátora a spôsobiť ochorenia a smrt. Používajte po primeranom zaškolení.
Používateľ sa musí uistiť, že respirátor je primeraný pre predpokladanú aplikáciu. Tento respirátor nepoužívajte v prostrediach s koncentráciou kyslíka nižšou ako 17%.
Nepoužívajte v priestoroch, v ktorých koncentrácie kontaminantu predstavujú bezprostredné nebezpečenstvo pre zdravie. Nepoužívajte v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu.
V prípade ťažkosti s dýchaním alebo závratov okamžite opustite pracovný priestor. Ak nosíte bradu, môže to značne znížiť účinné vlastnosti respirátora.
Respirátor je iba na jedno použitie, nesmie sa použiť na viac ako jednu pracovnú zmenu. Produkt po použití zlikvidujte v netriedenom zbere
Nepoužité respirátory uchovávajte v ich neporušenom originálnom balení.

KONTROLY PRED POUŽITÍM

Pred použitím skontrolujte neporušenosť respirátora. Respirátor nemeňte, ani neupravujte. Respirátor nepoužívajte a vyhodte v prípade natrhnutí alebo škvrn

NÁVOD NA POUŽITIE

- Uchopte respirátor s vonkajšou stranou smerom nadol. Popruhy držte prstami.
- Respirátor umiestnite pod bradu tak, aby nosná spona smerovala nahor.
- Popruhy si zaveste za uši.
- Dvomi prstami jemne stlačte nosnú sponu tak, aby priľnula k nosu.
- OVERENIE TESNOSTI: položte ruky na respirátor a silno vdýchnite, ak zistíte úniky medzi respirátorom a tvárou, upravte polohu ochranného prostriedku úpravou nosnej spony. Zopakujte overenie tesnosti.

Trvanlivosť 3 roky

Nasnímajte QR kód na stiahnutie vyhlásenia o zhode
Skladujte pri teplote v rozsahu medzi -20°C a +40°C a vlhkosti < 80 %
Názov a adresa notifikovaného orgánu (MITC)
Balenie 1 kus

FFP2 NR FILTRERENDE ENGANGSHALVMASKE

I overensstemmelse med forordning UE 2016/425 - Klasse FFP2 i henhold til EN 149:2001+A1:2009 Filtrerende kapacitet på over 94 %.

PERSONLIGT VÆRNEMIDDEL - ANVENDELSE

Beskyttelse mod ikke-giftige aerosoler og partikler.
Ikke egnet til beskyttelse mod giftige gasser og dampe, epoxiddampe. Ikke egnet til brug i tilfælde af brand.

ADVARSLER OG ANVENDELSESMETODE

Manglende overholdelse af anvendelsesmetoden og af advarslerne vedrørende brug kan reducere maskens effekt og medføre sygdomme og død. Brug efter passende instruktion.

Brugeren skal sikre sig, at masken er egnet til den tiltænkte anvendelse. Masken må ikke bruges i miljøer med en iltkoncentration på under 17 %.

Må ikke bruges i områder, hvor koncentrationerne af forurenende stoffer er umiddelbart sundhedsskadelige. Må ikke bruges i områder med eksplosionsfare. Forlad straks arbejdsområdet i tilfælde af vejrtrækningsbesvær eller svimmelhed. Skægvekst kan kraftigt reducere maskens effektivitetsegenskaber.

Masken er af engangstypen, og må ikke bruges til mere end et

arbejdsskift. Bortskaf produktet i usorteret affald efter brug

Opbevar ikke-brugte masker i deres intakte originale emballage.

KONTROLLER FØR BRUG

Kontrollér, at masken er intakt før brug. Masken må ikke modificeres eller ændres. Brug ikke masken hvis den har revner eller pletter. Bortskaf den.

BRUGSANVISNING

1. Tag masken så ydersiden vender nedad. Hold fast i elastikkerne med fingrene.
2. Placer masken under hagen med næseklemmen opad.
3. Før elastikkerne bag ørerne.
4. Tryk forsigtigt på næseklemmen med to fingre, så den sidder tæt ind til næsen.
5. KONTROLLER FOR TÆTHED: Placer hænderne over masken og ånd kraftigt ud, hvis der kommer luft ud mellem masken og ansigtet, skal masken sættes på igen og næseklemmen formes igen. Kontrollér igen for tæthed.

Gyldighed 3 år

Læs QR-koden for at hente overensstemmelseserklæringen

Opbevares ved temperaturer mellem -20°C og +40°C og

fugtighed <80 % Navn og adresse på Bemyndiget organ (MITC)

Pakke med 1 stk.

ÜHEKORDSEKS KASUTAMISEKS MÕELDUD FILTREERIV POOLMASK FFP2 NR

Kooskõlas määrusega EL 2016/425 - klass FFP2 vastavalt standardile EN 149:2001 + A1:2009 Filtrereimisvõime on suurem kui 94%.

ISIKUKAITSEVAHEND – KASUTUSOTSTARVE

Kaitse mittetoksiliste aerosoolide ja tahkete osakeste eest.

Ei sobi mürgiste gaaside ja aurude, epoksüauru eest

kaitsmiseks. Ei sobi kasutamiseks tulekahju korral.

HOIATUSED JA KASUTAMISVIIS

Kasutusmeetodite ja toote kasutamist käsitlevate hoiatuste eiramine võib vähendada maski tõhusust ning põhjustada haigusi ja surma. Kasutamisele peab eelnema piisaväljaõpe.

Kasutaja peab tagama, et mask sobib kavandatud kasutuseks.

Ärge kasutage seda maski keskkonnas, kus hapnikusisaldus on alla 17%.

Ärge kasutage piirkondades, kus saasteainete kontsentratsioon põhjustab tervisele kohest ohtu. Ärge kasutage plahvatusohtlikes kohtades.

Kui teil on hingamisraskus või pearinglus, lahkuge viivitamatult

tööpiirkonnast. Habeme olemasolu võib maski tõhusust

märkimisväärselt vähendada.

Mask on ühekordseks kasutamiseks, seda ei tohi kasutada rohkem kui ühe

töövahetuse ajal. Pärast kasutamist visake toode sortimata jäätmete hulka.

Hoidke kasutamata maske avamata originaalpakendis.

KONTROLLID ENNE KASUTAMIST

Enne kasutamist kontrollige, kas mask on terve. Ärge muutke maski ega tehke seda

ümber. Pisarate või plekkidega määrdumise korral ärge maski enam kasutage, vaid

visake see ära.

KASUTUSJUHEND

1. Võtke mask kätte, väliskülg allapoole. Hoidke sõrmedega kummipaeladest.
2. Asetage mask lõua alla, ninapael ülespoole.
3. Viige kummipaelad kõrvade taha.
4. Vajutage kahe sõrmega ettevaatlikult ninapaela, nii et see asetuks tihedalt nina vastu.
5. TIHEDUSE KONTROLL: asetage käed maskile ja hingake tugevalt välja, et avastada võimalikke lekkeid maski ja näo vahelt, vajadusel kohandage maski ja ninapaelaasendit. Korra lekke testi.

Kehtivusaeg 3 aastat

Vastavusdeklaratsiooni allalaadimiseks kasutage QR-koodi

Hoida temperatuuril vahemikus -20°C kuni + 40°C ja õhuniiskuses <

80% Teavitatud asutuse (MITC) nimi ja aadress

Pakis 1

HALVMASKE MED FILTRERING TIL ENGANGSBRUK FFP2 NR

Samsvarer med Reg. EU 2016/425 - Klasse FFP2 i henhold til EN 149:2001+A1:2009
Filtreringskapasitet på 94%.

INDIVIDUELT VERNEUTSTYR - BRUKSOMRÅDER

Beskytter mot ikke-giftig aerosol og luftbårne partikler.
Ikke egnet for beskyttelse mot gass og giftig damp, samt utslipp av epoksydamp. Ikke egnet for bruk ved brann.

ADVARSLER OG BRUKSMETODER

Manglende etterfølgelse av bruksmetodene og advarslene angående bruk av produktet kan medføre en reduksjon i maskens ytelse og forårsake sykdom og dødsfall. Bruk kun etter opplæring.

Brukeren må se til at masken er egnet for det aktuelle bruksområdet.
Ikke bruk denne masken i omgivelser med oksygenkonsentrasjon under 17%.
Ikke bruk i område hvor konsentrasjonen til forurensningen befinner seg på et nivå som utgjør en umiddelbar helsefare. Ikke bruk i områder med eksplosjonsfare.

Forlat umiddelbart arbeidsstedet hvis man får pustevansker eller blir svimmel. På personer med skjegg vil maskens egenskaper kunne bli drastisk redusert. Masken er til engangsbruk og må ikke brukes i mer enn ett arbeidsskift.

Produktet må kastes etter bruk og håndteres som restavfall. Masker som ikke brukes må oppbevares i originalforpakningen.

KONTROLLER FØR BRUK

Kontroller at masken er hel før den tas i bruk. Ikke foreta modifikasjoner eller gjør endringer på masken. Ikke bruk masken hvis det oppdages flekker eller rifter. Kast den umiddelbart.

BRUKSINSTRUKSJONER

1. Ta tak i masken med utsiden pekende nedover. Hold tak i stroppene med fingrene.
2. Plasser masken under haken med nesepartiet pekende oppover.
3. Sett stroppene rundt ørene.
4. Trykk lett med to fingre mot nesepartiet slik at den tilpasser seg nesen.
5. KONTROLL AV TETTHET: Plasser hendene over masken og pust kraftig ut. Hvis det oppdages at luft trekker ut mellom masken og ansiktet må man tilpasse masken bedre rundt nesepartiet. Gjenta tetthetskontroll.

Gyldighet 3 år

Les av QR-koden for å laste ned samsvarserklæringen
Må oppbevares i temperaturer mellom -20°C og +40°C med luftfuktighet <80% Pakke med 1 stk.

HALV-FILTRERINGSMASK FÖR ENGÅNGSBRUK FFP2 NR

Överensstämmer med Reg. UE 2016/425 -Klass FFP2 enligt EN 149:2001+A1:2009
Filtreringskapacitet över 94 %.

PERSONLIG SKYDDSUTRUSTNING - APPLIKATIONER

Skydd mot ej giftigt aerosol och luftburna partiklar.
Ej lämplig som skydd mot giftiga gaser och ångor, samt epoxiångor. Ej lämplig för användning vid brand.

ANVISNINGAR OCH ANVÄNDNINGSSÄTT

Försummat iakttagande av användningssätt och varningar som rör användningen av produkten kan minska filtermaskens effektivitet och orsaka sjukdom och död.
Använd efter lämplig övning.

Användaren ska säkerställa att filtermasken är lämplig för avsedd användning. Använd inte denna filtermask i miljöer med mindre syrekonsentration än 17 %.

Använd inte på områden där konsentrationen av kontaminerade ämnen är omedelbart farlig för hälsan. Använd inte på områden med explosionsrisk.

Lämna omedelbart arbetsområdet i fall av svårighet att andas eller yrsel.

Att bära skägg kan drastiskt minska effektiviteten hos filtermaskens egenskaper. Filtermasken är avsedd för engångsbruk, den får inte användas i mer än ett arbetsskift. Avyttra produkten som särskilt avfall efter användning.

Förvara filtermasker som inte använts i sin ursprungliga hela förpackning.

KONTROLLER FÖRE ANVÄNDNING

Kontrollera att filtermasken är hel innan den används. Ändra eller försämra inte filtermasken. Använd inte och kasta filtermasken om den är trasig eller fläckig.

BRUKSANVISNING

1. Ta och håll filtermasken med utsidan nedåt. Håll gummisnoddarna med fingrarna.
2. Placera filtermasken under hakan med nässnodden uppåt.
3. För gummisnoddarna kring öronen.
4. Tryck försiktigt med två fingrar på näspartiet så att det förs närmare näsan.
5. KONTROLL AV TÄTNINGEN: sätt händerna på filtermasken och andas ut kraftigt, om du känner att luften blåser ut mellan filtermasken och ansiktet, måste du placera om den för att forma om näspartiet. Kontrollera tätningen igen.

Giltighet 3 år

Läs QR-koden för att ladda ner försäkringen om överensstämmelse
Förvara i temperatur mellan -20°C och +40°C och fuktighet <80 %
Förpackning med 1 stycke

FILTREREND HALFGELAATSMASKER FFP2 NR OOR EENMALIG GEBRUIK

Voldoet aan de EU-Verordening 2016/425 - Klasse FFP2 volgens EN 149:2001+A1:2009 Filtercapaciteit meer dan 94%.

PERSOONLIJK BESCHERMINGSMIDDEL - TOEPASSINGEN

Bescherming tegen niet-toxische aerosols en deeltjes.
Niet geschikt als bescherming tegen toxische gassen en dampen, geëpoxydeerde exhalaties. Niet geschikt voor gebruik in geval van brand.

WAARSCHUWINGEN EN GEBRUIKSMETHODEN

Niet-naleving van de gebruiksmethoden en de waarschuwingen met betrekking tot het gebruik van het product kan de efficiëntie van het masker verminderen en ziekte endood veroorzaken. Moet gebruikt worden na voldoende instructies te hebben verkregen.

De gebruiker moet zich ervan verzekeren dat het masker geschikt is voor de voorziene toepassing. Gebruik dit masker niet in omgevingen met een zuurstofconcentratie lager dan 17%.

Niet gebruiken in omgevingen met concentraties van verontreinigende stoffen die onmiddellijk gevaarlijk zijn voor de gezondheid. Niet gebruiken in explosiegevaarlijke omgevingen.

Verlaat het werkgebied onmiddellijk in geval van moeizame ademhaling of duizeligheid.

De aanwezigheid van een baard kan de efficiëntie-eigenschappen van het masker drastisch verminderen. Het masker is voor eenmalig gebruik en mag niet voor meerdere werkdiensten gebruikt worden.

Verwijder het product na gebruik als gemengd afval

Bewaar de niet-gebruikte maskers in hun intacte originele verpakking.

CONTROLES VOORAFGAAND AAN GEBRUIK

Controleer voorafgaand aan het gebruik de intacte staat van het masker.
Breng op het masker geen wijzigingen aan. Gebruik het masker niet in geval van scheuren of vlekken: gooi dergelijke maskers weg

GEBRUIKSAANWIJZING

1. Pak het masker vast met de buitenkant naar onderen gericht. Houd de elastieken vast met de vingers.
2. Plaats het masker onder uw kin, met de neusklem naar boven gericht.
3. Plaats de elastieken rond de oren.
4. Duw met twee vingers zachtjes op de neusklem om deze tegen de neus te laten hechten.
5. **CONTROLE VAN DE DICHTHEID:** plaats de handen op het masker en adem krachtig uit. Als er tussen het masker en het gezicht lekken worden waargenomen, moeten de plaatsing van het masker en de vorm van de neusklem worden aangepast. Herhaal de controle van de dichtheid.

Geldigheid 3 jaar

Scan de QR-code om de conformiteitsverklaring te downloaden

Bewaren bij een temperatuur tussen -20°C en +40°C en een vochtigheidspercentage

<80% Verpakking van 1 stuk

FFP2 TÍPUSÚ EGYSZER HASZNÁLATOS RÉSZECSKESZŰRŐ SZÁJMASZK (FÉLÁLARC)

Megfelel a 2016/425/EU rendeletnek - Az MSZ EN 149:2001+A1:2009 szabvány szerinti FFP2 osztály 94%-nál magasabb szűrőképesség.

EGYÉNI VÉDŐESZKÖZ - ALKALMAZÁSOK

Nem mérgező aeroszolokkal és szálló porral szembeni védelem.
Nem alkalmas mérgező gázokkal és gőzökkel, epoxigyanta gőzökkel szembeni védelemre. Nem alkalmas tűzvész esetén történő használatra.

FIGYELMEZTETÉSEK ÉS ALKALMAZÁSI MÓD

Az alkalmazási módokra és a termék használatára vonatkozó figyelmeztetések be nem tartása a szájmászok hatékonyságának csökkenését okozhatja, és betegségek kialakulásához, illetve halálhoz vezethet. Megfelelő képzést követően használható.

A használatnak meg kell győződnie arról, hogy a szájmászok megfelel a tervezett használatnak. Ne használja a szájmászokot 17%-nál alacsonyabb oxigénkoncentrációjú helyiségekben.

Ne használja olyan helyeken, ahol a szennyező anyagok koncentrációja azonnali veszélyt jelent az egészségre. Ne használja robbanásveszélyes területeken.

Nehézség légzés vagy szédülés esetén azonnal hagyja el a munkavégzés helyét. Szakáll viselete lényegesen csökkentheti a szájmászok hatékonyságát.

A szájmászok egyszer használatos, tilos egynél több műszakhoz használni. A terméket vegyes hulladékként kell ártalmatlanítani
A fel nem használt szájmászokokat az eredeti, ép csomagolásban kell tárolni.

HASZNÁLAT ELŐTTI ELLENŐRZÉSEK

Használat előtt vizsgálja meg a szájmászok épségét. Ne végezzen módosítást vagy változtatást a szájmászokon.
Szakadás vagy folt esetén ne használja a szájmászokot és dobja el.

HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK

1. A szájmászokot úgy fogja kézbe, hogy annak külső része lefelé nézzen. A gumiszalagokat fogja az ujjai közé.
2. Helyezze a szájmászokot az álla alá úgy, hogy az orrszorító rész felfelé nézzen.
3. A gumiszalagokat vigye a fülei mögé.
4. Két ujjal gyengéden nyomja meg az orrszorító részt úgy, hogy az orrhoz illeszkedjen.
5. **ELLENŐRIZZE A MASZK SZIGETELÉSÉT:** tegye kezét a maszkra és erőteljesen fújja ki a levegőt, ha szívárgást észlel az arcmászok és az arc között, helyezze vissza az eszközt és igazítsa meg az orrszorító rész illeszkedését. Ismétlje meg a szigetelés ellenőrzését.

Érvényesség 3 év

Olvassa be a QR kódot a megfelelőségi nyilatkozat letöltéséhez Tárolás -20°C és +40°C közötti hőmérsékleten és <80% páratartalom 1 darabos csomagolás

FILTRIRAJUĆA POLUMASKA ZA JEDNOKRATNU UPOTREBU FFP2 NR

Sukladno s EU Ured. 2016/425 - Klasa FFP2 prema EN 149:2001+A1:2009 Kapacitet filtriranja veći od 94%.

OSOBA ZAŠTITNA OPREMA - PRIMJENE

Zaštita od netoksičnih aerosola i čestica.

Nije prikladno za zaštitu od otrovnih plinova i para, epoksidnih para. Nije prikladno za upotrebu u slučaju požara.

UPOZORENJA I NAČIN UPOTREBE

Nepridržavanje načina upotrebe i upozorenja u vezi s uporabom proizvoda mogu smanjiti učinkovitost maske i uzrokovati bolest i smrt. Koristite uz odgovarajuću obuku. Korisnik mora osigurati da je maska prikladna za namjeravanu upotrebu.

Ne upotrebljavajte ovu masku u okruženjima s koncentracijom kisika ispod 17%.

Ne upotrebljavati u područjima u kojima su koncentracije onečišćenja odmah opasne po zdravlje. Ne koristiti na područjima s opasnošću od eksplozije.

U slučaju poteškoća s disanjem ili vrtoglavice odmah napustite radno područje. Prisutnost brade može drastično smanjiti karakteristike učinkovitosti maske.

Maska je za jednokratnu upotrebu, ne smije se koristiti dulje od jedne radne smjene. Proizvod odložite nakon upotrebe u nediferencirani otpad. Neiskorištene maske čuvajte u neotvorenoj originalnoj ambalaži.

PROVJERE PRIJE UPOTREBE

Prije upotrebe provjerite cjelovitost maske. Nemojte mijenjati masku. Ne koristite i bacite masku u slučaju poderotina ili mrlja.

UPUTE ZA UPOTREBU

1. Uzmite masku vanjskom stranom okrenutom prema dolje. Držite elastične vrpce prstima.
2. Stavite masku ispod brade s trakom za nos okrenutom prema gore.
3. Stavite elastične vrpce oko ušiju.
4. S dva prsta nježno pritisnite traku za nos tako da dobro leži na nosu.
5. PROVJERA NEPROPUSNOSTI: stavite ruke na masku i snažno izdahnite, a ako između maske i lica uočite curenje, premjestite masku preoblikovanjem trake za nos. Ponovite test nepropusnosti.

Rok valjanosti 3 godine

Pročitajte QR kôd da biste preuzeli izjavu o sukladnosti

Čuvati na temperaturama između -20 °C i + 40 °C i vlažnosti

<80% Pakiranje od 1 komada

ФИЛТРИРАЩА ПОЛУМАСКА ЗА ЕДНОКРАТНА УПОТРЕБА FFP2 NR

В съответствие с Рег. UE 2016/425 - Клас FFP2 съгласно EN 149:2001+A1:2009 Капацитет на филтриране по-голям от 94%.

ЛИЧНО ПРЕДПАЗНО СРЕДСТВО - ПРИЛОЖЕНИЯ

Защита срещу нетоксични аерозоли и частици.

Не е подходящ за защита срещу токсични газове и изпарения, епоксидни пари. Не е подходящ за употреба в случай на пожар.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И НАЧИН НА УПОТРЕБА

Неспазването на начините за употреба и предупрежденията относно употребата на продукта могат да намалят ефективността на маската и да причинят болести и смърт. Използвайте след подходящо обучение.

Потребителят трябва да се увери, че маската е подходяща за предвиденото приложение. Не използвайте тази маска в помещения с концентрация на кислород под 17%.

Не използвайте в зони, в които концентрациите на замърсители са непосредствено опасни за здравето. Не използвайте машината в зони с опасност от експлозия.

Незабавно напуснете работната зона, в случай на затруднено дишане или замаяност.

Наличието на брада може драстично да намали характеристиките на ефективност на маската. Маската е за еднократна употреба, не трябва да се използва за повече от една работна смяна. Изхвърлете продукта след употреба с общите отпадъци

Съхранявайте неизползваните маски в тяхната непокътната оригинална опаковка.

ПРОВЕРКИ ПРЕДИ УПОТРЕБА

Проверете целостта на маската преди употреба. Не изменяйте или променяйте маската. Не използвайте и изхвърлете маската в случай на нараняване или петна.

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

1. Вземете маската с външната страна надолу. Дръжте ластичите с пръсти.
2. Позиционирайте маската под брадичката с металната пластина за прилепване към носа нагоре.
3. Поставете ластичите около ушите.
4. С два пръста натиснете леко лентата за прилепване към носа, така че да прилепне към носа.
5. ПРОВЕРКА НА УПЛЪТНЯВАНЕ: сложете ръцете си върху маската и издишайте енергично, ако има пропускане на въздух между маската и лицето, позиционирайте продукта, като промените формата на пластината за прилепване към носа. Повторете проверката за уплътняване.

Валидност 3 години

Прочетете QR кода, за да изтеглите декларацията за съответствие

Да се съхранява при температура между -20°C и +40°C и

влажност <80% Име и адрес на Нотифициран Орган (MITC)

Опаковка с 1 брой

FILTRAČNÍ POLOMASKA JEDNORÁZOVÁ FFP2 NR

V souladu s nařízením EU 2016/425 - Třída FFP2 dle EN 149:2001+A1:2009 Filtrační kapacita vyšší než 94 %.

OSOBNÍ OCHRANNÝ PROSTŘEDEK - APLIKACE

Ochrana proti netoxickým aerosolům a pevným částicím.
Není vhodný pro ochranu proti toxickým plynům a parám, epoxidovým výparům. Není vhodný pro použití v případě požáru.

UPOZORNĚNÍ A ZPŮSOBY POUŽITÍ

Nedodržení návodu k použití a upozornění týkajících se použití výrobku může snížit účinnost respirátoru a způsobit onemocnění a smrt. Používejte po odpovídajícím zauče-ní.

Uživatel se musí ujistit, že je respirátor vhodný pro zamýšlené použití.

Tento respirátor nepoužívejte v prostředí s koncentrací kyslíku nižší než 17%.

Nepoužívejte v oblastech, kde jsou koncentrace kontaminantů bezprostředně nebezpečné pro zdraví. Nepoužívejte v oblastech s nebezpečím výbuchu.

Při ztíženém dýchání nebo závratí okamžitě opusťte pracoviště. Přítomnost vousů může výrazně snížit účinnost respirátoru.

Respirátor je na jedno použití a nesmí se používat déle než jednu pracovní směnu. Po použití vyhoďte výrobek do netříděného odpadu.

Nepoužité respirátory uchovávejte v neotevřeném původním obalu.

KONTROLY PŘED POUŽITÍM

Před použitím respirátoru ověřte jeho neporušenost. Respirátor neupravujte ani nemodifikujte. V případě roztržení nebo znečištění respirátor nepoužívejte a zlikvidujte jej.

NÁVOD K POUŽITÍ

1. Vezměte respirátor vnější stranou dolů. Uchopte gumičky do prstů.
2. Umístěte respirátor pod bradu nosním klipem směrem nahoru.
3. Nasaďte si gumičky kolem uší.
4. Dvěma prsty jemně zatlačte na nosní pásek, aby přilnul k nosu.
5. KONTROLA TĚSNOSTI: položte ruce na respirátor a zhluboka vydechněte. Pokud mezi respirátorem a obličejem dochází k úniku vzduchu, změňte polohu pomůcky upravením nosního klipu. Zopakujte kontrolu těsnosti.

Doba použitelnosti 3 roky

Pomocí QR kódu si stáhněte prohlášení o shodě
Skladujte při teplotě -20°C až +40°C
a vlhkosti <80% Balení obsahuje 1 kus

VIENKARTINĖ FILTRUOJAMOJI PUSINĖ KAUKĖ FFP2 NR

Atitinka Reg. ES 2016/425 - FFP2 klasė pagal EN 149:2001+A1:2009 Filtravimo našumas daugiau nei 94 %.

ASMENINĖ APSAUGOS PRIEMONĖ - NAUDOJIMO PASKIRTYS

Apsauga nuo nenuodingų aerozolių ir dalelių.
Netinka apsaugai nuo dujų, nuodingų garų,
epoksidinių garų. Netinka naudoti kilus gaisrui.

ISPĖJIMAI IR NAUDOJIMO BŪDAI

Jei nebus laikomasi naudojimo būdų ir įspėjimų, susijusių su produkto naudojimu, gali sumažėti kaukės efektyvumas ir tai gali pasibaigti liga ir mirtimi. Naudokite tik prieš tarsišmokę, kaip naudotis.

Naudotojas privalo įsitikinti, kad kaukė yra tinkama numatytai naudojimo paskirčiai. Nenaudokite šios kaukės aplinkoje, kurioje deguonies koncentracija mažesnė nei 17 %. Nenaudokite tose vietose, kur teršianti koncentracija iš karto kelia pavojų sveikatai.

Nenaudokite tose vietose, kur kyla sprogdimo pavojus.

Nedelsdami palikite darbo zoną tuomet, jei kvėpuoti sunku arba svaigsta galva. Barzda gali drastiškai sumažinti kaukės efektyvumo savybes.

Kaukė yra vienkartinio naudojimo, jos negali naudoti ilgiau nei vieną darbo pamainą. Panaudoję produktą šalinkite su nerūšiuotomis atliekomis

Nenaudotas kaukes laikykite jų sveikoje originalioje pakuotėje.

PATIKRA PRIEŠ NAUDOJANT

Prieš naudodami patikrinkite, ar kaukė sveika. Kaukės nemodifikuokite ir nekeiskite. Nenaudokite ir išmeskite kaukę, jei yra įplyšimų arba dėmių.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

1. Kaukę imkite išorinę pusę nukreipę ją apačią. Pirštais laikykite elastinius dirželius.
2. Sureguliuokite kaukės padėtį žemiau kaktos taip, kad nosies spaustukas būtų viršuje.
3. Užsikiškite elastinius dirželius už ausų.
4. Dviem pirštais švelniai suspauskite nosies spaustuką, kad jis priglustų prie nosies.
5. SANDARUMO PATIKRA: uždėkite rankas ant kaukės ir stipriai įkvėpkite. Jei bus nuotėkių tarp kaukės ir veido, vėl sureguliuokite priemonės padėtį, iš naujo pritaikydamosios spaustuką. Pakartokite sandarumo patikrą.

Galioja 3 metus

Nuskaitykite kodą „QR Code“, kad atsisiųstumėte atitiktą deklaraciją

Laikykite nuo -20 °C iki +40 °C temperatūroje, kai drėgmė <80 %

Paskelbtosios įstaigos pavadinimas ir adresas (MITC)

1 vieneto pakuotė

VIENREIZLIETOJAMĀ FILTRĒJOŠĀ PUSMASKA FFP2 NR

Atbilst Reg. ES 2016/425 - FFP2 klase saskaņā ar EN 149: 2001 + A1:
2009 Filtrēšanas jauda ir lielāka par 94%.

INDIVIDUĀLIE AIZSARDZĪBAS LĪDZEKĻI - PIELIETOJUMI

Aizsardzība pret netoksiskiem aerosoliem un daļiņām.
Nav piemērota aizsardzībai pret toksiskām gāzēm un tvaikiem, epoksīda tvaikiem. Nav piemērota lietošanai ugunsgrēka gadījumā.

BRĪDINĀJUMI UN LIETOŠANAS METODES

Lietošanas metožu neievērošana un brīdinājumi par produkta lietošanu var samazināt maskas efektivitāti un izraisīt slimības un nāvi. Izmantojiet ar atbilstošu apmācību. Lietotājam jāpārliedz, vai maska ir piemērota paredzētajam lietojumam. Nelietot šo masku vidēs, kur skābekļa koncentrācija ir mazāka par 17%. Nelietot vietās, kur piesārņotāju koncentrācija nekavējoties ir bīstama veselībai. Nelietot sprādzienbīstamās vietās. Nekavējoties atstājiet darba zonu, ja rodas apgrūtināta elpošana vai reibonis. Bārdas klātbūtne var krasi samazināt maskas efektivitātes īpašības. Maska ir vienreizlietojama, to nevajadzētu izmantot vairāk nekā vienai darba maiņai. Pēc lietošanas utilizējiet produktu nešķirotā veidā. Neizmantojiet maskas glabājiet neatvērtā oriģinālā iepakojumā.

PĀRBAUDES PIRMS LIETOŠANAS

Pirms lietošanas pārbaudiet maskas integritāti. Nemodificējiet un nemainiet masku. Nelietojiet masku un atbrīvojieties no tās pļisumu vai traipu gadījumā.

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

- Paņemiet masku ar ārējo pusi uz leju. Turiet gumijas lentes ar pirkstiem.
- Novietojiet masku zem zoda ar deguna skavu uz augšu.
- Novietojiet gumijas lentes ap ausīm.
- Ar diviem pirkstiem viegli piespiediet deguna skavu, lai tā piemērotos degunam.
- HERMĒTISKUMA PĀRBAUDE: novietojiet rokas uz maskas un enerģiski izelpojiet, ja tiek konstatētas noplūdes starp masku un seju, novietojiet ierīci citā veidā, pārveidājot deguna skavu. Atkārtojiet hermētiskuma pārbaudi.

Derīguma termiņš 3 gadi
Lasiēt QR kodu, lai lejupielādētu atbilstības deklarāciju Uzglabāt temperatūrā no -20°C līdz +40°C un mitrumā <80% iepakojumā 1 gab.

ОДНОРАЗОВАЯ ФИЛЬТРУЮЩАЯ ПОЛУМАСКА FFP2 NR

Соответствует Регламенту ЕС 2016/425 - класс FFP2 согласно стандарту EN 149:2001 + A1:2009 Фильтрующая способность более 94 %.

СРЕДСТВО ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ - ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Защита от нетоксичных аэрозолей и твердых частиц.
Не подходит для защиты от ядовитых газов и паров, паров эпоксидной смолы. Не подходит для использования в случае пожара.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ И СПОСОБ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Несоблюдение указаний по применению и предупреждений относительно использования изделия может снизить эффективность маски и стать причиной болезней и смерти. Используйте, внимательно прочитав инструкцию. Пользователь должен убедиться, что маска подходит для предполагаемого типа использования. Не используйте эту маску в средах с концентрацией кислорода ниже 17 %.

Не используйте в местах, где концентрация загрязняющих веществ непосредственно опасна для здоровья. Не используйте во взрывоопасных зонах. Немедленно покиньте рабочее место, если у вас возникнет затрудненное дыхание или головокружение. Наличие бороды может резко снизить эффективность маски. Маска одноразовая, ее нельзя использовать в течение более одной рабочей смены. После использования утилизируйте изделие без сортировки. Храните неиспользованные маски в неповрежденной оригинальной упаковке.

ПРОВЕРКИ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

Перед использованием проверьте целостность маски. Не вносите в маску какие-либо изменения. Не используйте и выбросьте маску в случае наличия слез или пятен.

УКАЗАНИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

- Возьмите маску наружной стороной вниз. Держите резинки пальцами.
- Поместите маску под подбородок зажимом для носа вверх.
- Зацепите резинки за уши.
- Двумя пальцами осторожно надавите на зажим для носа, чтобы он плотно прилегал к носу.
- ПРОВЕРКА УПЛОТНЕНИЯ: положите руки на маску и энергично выдохните. Если обнаружено пропускание между маской и лицом, наденьте изделие и отрегулируйте зажим для носа. Повторите проверку на герметичность.

Срок годности 3 года
Считайте QR-код, чтобы загрузить декларацию соответствия
Хранить при температуре от -20°C до +40°C и влажности <80 %
Упаковка из 1 штуки

FILTRIRAJUĆA FFP2 NR POLUMASKA ZA JEDNOKRATNU UPOTREBU

U skladu sa Ured. EU 2016/425 - Klasa FFP2 prema EN 149:2001+A1:2009Kapacitet filtriranja veći od 94%.

LIČNA ZAŠTITNA OPREMA - PRIMENA

Zaštita od netoksičnih aerosola i čestica.

Nije pogodna za zaštitu od otrovnih gasova i para, epoksidnih isparenja.Nije pogodna za upotrebu u slučaju požara.

UPOZORENJA I NAČIN UPOTREBE

Nepridržavanje načina upotrebe i upozorenja u vezi sa upotrebom proizvoda mogu smanjiti efikasnost maske i prouzrokovati bolest i smrt. Koristite uz adekvatnu obuku.Korisnik mora da se uveri da je maska odgovarajuća za predviđenu aplikaciju.

Ne koristite ovu masku u okruženjima sa koncentracijom kiseonika ispod 17%.

Ne upotrebljavajte u oblastima u kojima su koncentracije zagađivača neposredno opasne po zdravlje.Ne upotrebljavajte na mestima u kojima postoji opasnost od eksplozije.

U slučaju otežanog disanja ili vrtoglavice, odmah napustite radno područje.Prisustvo brade može drastično smanjiti karakteristike efikasnosti maske.

Maska je za jednokratnu upotrebu, ne bi je trebalo koristiti duže od jedne radne smene.Posle upotrebe odložite proizvod kao nesortirani otpad Neiskorišćene maske čuvajte u neotvorenoj originalnoj ambalaži.

PROVERE PRE UPOTREBE

Pre upotrebe proverite integritet maske. Nemojte modifikovati ili menjati masku.Ne koristite i bacite masku u slučaju razderotina ili mrlja.

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

1. Uzmite masku sa spoljnom stranom okrenutom nadole. Držite elastične trake prstima.
2. Stavite masku ispod brade sa kopčom za nos okrenutom prema gore.
3. Stavite elastične trake oko ušiju.
4. Sa dva prsta nežno pritisnite traku za nos tako da dobro leži na nosu.
5. PROVERA NEPROPUSNOSTI: stavite ruke na masku i snažno izdahnite, a ako između maske i lica procuri, ponovo postavite masku preoblikovanjem trake za nos.Ponovite proveru nepropusnosti.

Rok trajanja 3 godine

Pročitajte QR kod da biste preuzeli izjavu o usaglašenosti

Skladištiti na temperaturama između -20°C i + 40°C i vlažnosti <80%

Pakovanje od 1 komada

ARABIC

مطابقة للائحة 2016/425 UE – الفئة FFP2 وفقاً للمعيار EN 149:2001+A1:2009
قدرة الترشيح أعلى من 94%.

أداة حماية شخصية - التطبيقات

الحماية من الهباء الجوي غير السام والجسيمات.
غير مناسبة للحماية من الغازات والأبخرة السامة وأبخرة الأبيوكسي.
غير مناسبة للاستخدامات في حالة نشوب حريق.

التحذيرات وطريقة الاستخدام

يمكن أن يقلل عدم الالتزام بطرق الاستخدام والتحذيرات المتعلقة باستخدام المنتج من فعالية الكمامة والتسبب في الأمراض والوفاة. تُستخدم بعد تدريب مناسب.
يتعين على المستخدم التأكد من أن الكمامة مناسبة للتطبيق المقصود.
لا تُستخدم هذه الكمامة في بيئات ذات تركيز أكسجين أقل من 17%.
لا تُستخدم في المناطق التي تكون فيها تركيزات المادة الملوثة ذات خطورة فورية على الصحة.
لا تُستخدم في المناطق التي تحمل خطر الانفجار.
اترك مكان العمل فوراً في حالة مواجهة صعوبة في التنفس أو الإحساس بالدوار.
يمكن أن يقلل وجود اللحية بشكل كبير من خصائص فعالية الكمامة.
الكمامة للاستخدام الأحادي، يجب عدم استخدامها لأكثر من نوبة عمل واحدة.
تخلص من المنتج بعد استخدامه في أماكن الجمع المنفصل للمخلفات
احفظ الكمامات غير المستخدمة في عبوتها الأصلية السليمة.

الفحوصات قبل الاستخدام

افحص سلامة الكمامة قبل الاستخدام. لا تقم بإدخال تعديلات أو تغييرات على الكمامة.
لا تستخدم الكمامة وتخلص منها في حالة وجود تمزقات أو بقع بها.

تعليمات الاستخدام

1. تناول الكمامة بالجانب الخارجي موجه نحو الأسفل. أمسك الأشرطة المطاطية بأصابعك.
2. ضع الكمامة أسفل الذقن مع توجيه مشبك الأنف نحو الأعلى.
3. أحضر الأشرطة المطاطية حول أذنيك.
4. بواسطة إصبعين، اضغط برفق على قطاع مشبك الأنف بحيث يلتصق بالأنف.
5. فحص التماسك: ضع يديك على الكمامة وأطلق زفيراً بقوة، إذا وجدت تسريبات بين الكمامة والوجه، أعد وضع الكمامة مع إعادة تشكيل مشبك الأنف. كرر فحص التماسك.

الصلاحية 3 سنوات

اقرأ رمز الاستجابة السريعة لتنزيل إقرار المطابقة

تُحفظ في درجة حرارة تتراوح بين -20°C مئوية و +40°C مئوية ورطوبة >80%
تحتوي العبوة على 1 قطعة

