

iHealth®

Wireless Body Analysis Scale

FR Balance d'Analyse Corporelle Connectée

IT Bilancia pesapersone con analisi corporea wireless

ES Báscula inalámbrica de análisis corporal

DE Drahtlose Körperanalysewaage

PT Balança de Análise Corporal sem Fios

NL Draadloze weegschaal voor lichaamsanalyse

GR Ασύρματη Ζυγαριά Σωματικής Ανάλυσης



OWNER'S MANUAL

FR MANUEL DE L'UTILISATEUR

IT MANUALE DI ISTRUZIONI

ES MANUAL DE USUARIO

DE BEDIENUNGSANLEITUNG

PT MANUAL DO PROPRIETÁRIO

NL GEBRUIKERSHANDLEIDING

GR ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ

INHALT

| | |
|---|---|
| BEABSICHTIGTE VERWENDUNG | 1 |
| WICHTIGER HINWEIS FÜR BENUTZER | 1 |
| GEGENANZEIGEN | 1 |
| OFFLINE-SPEICHER | 2 |
| TECHNISCHE DATEN | 2 |
| ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE UND VORKEHRUNGEN | 3 |
| SYMBOLLEGENDE | 3 |

BEABSICHTIGTE VERWENDUNG

Die drahtlose iHealth Körperanalysewaage ist ein elektronisches Präzisionsinstrument für Erwachsene. Die Waage funktioniert vollkommen elektronisch und nutzt Drucksensoren zur automatischen, nicht invasiven Messung der Körperzusammensetzung. Die Messergebnisse werden auf einem iPod Touch, iPhone oder iPad mit Datums- und Zeitangabe angezeigt und gespeichert.

WICHTIGER HINWEIS FÜR BENUTZER

Schwangere Frauen sollten vor der Anwendung einen Arzt zu Rate ziehen. Einige gesundheitliche Beeinträchtigungen können sich auf den Flüssigkeitshaushalt des Körpers auswirken und die Messergebnisse verfälschen. Bitte halten Sie Rücksprache mit Ihrem Arzt.

Bewahren Sie die drahtlose iHealth Körperanalysewaage an einem trockenen Ort auf. Um die Richtigkeit der Ergebnisse nicht zu beeinträchtigen, halten Sie die Waage von Magnetfeldern fern, da diese die Ergebnisse verfälschen und die Waage schädigen können.

GEGENANZEIGEN

Verwenden Sie dieses Produkt niemals in Kombination mit folgenden Geräten:

⚠ (1) Elektronische Medizinimplantate wie z.B. Herzschrittmacher.

⚠ (2) Lebenserhaltende elektronische Geräte wie z.B. künstliches Herz / künstliche Lunge.

⚠ (3) Tragbare medizinische, elektronische Geräte wie z.B. Elektrokardiographen.

Dieses Produkt könnte zu Störungen dieser Geräte führen und somit ein beträchtliches Gesundheitsrisiko für die Benutzer darstellen.



OFFLINE-SPEICHER

Die Waage kann für jeden Benutzer bis zu 200 Gewichtsergebnisse speichern. Wenn der Speicher eines Benutzers voll ist, wird mit jeder neuen Messung die jeweils älteste überschrieben

TECHNISCHE DATEN

1. Produktname: iHealth drahtlose Körperanalysewaage
2. Modell: HS6
3. Klassifizierung: interne Energieversorgung, Anwendungsteil vom Typ BF (vier Elektroden)
4. Energieversorgung: 4×1,5 V --- AAA Batterien
Batterielebensdauer: bei täglichem Gebrauch etwa 3 Monate
5. Messbereich:
Körpergewicht: 11 Pfund - 400 Pfund / 5 kg - 180 kg
Körperfett: 5,0% - 65,0%
Temperatur: 5 °C - 40 °C (41°F-104°F)
Luftfeuchtigkeit: 20 - 85% relative Luftfeuchtigkeit
Messschritte Körpergewicht: 0,2 Pfund / 0,1 kg
6. Genauigkeit:
Körpergewicht: $\pm 1,1$ Pfund / 0,5 kg (11 - 110 Pfund / 5 kg - 50 kg);
 $\pm 1\%$ (110-400 Pfund / 50 kg - 180 kg)
Körperfett: $\pm 1\%$
7. Betriebstemperatur: 41°F - 104°F (5 °C - 40 °C)
8. Betriebsluftfeuchtigkeit: 20 - 85% relative Luftfeuchtigkeit
9. Lagerungs- und Transporttemperatur: -4°F - 131°F (-20 °C - 55 °C)
10. Lagerungs- und Transportluftfeuchtigkeit: $\leq 90\%$ relative Luftfeuchtigkeit

ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE UND VORKEHRUNGEN

1. Verwenden Sie die Waage nicht auf unebenem oder weichem Untergrund oder einem Teppich, da dies zu unzuverlässigen Messdaten führen kann.
2. Diese drahtlose Körperanalysewaage ist für Erwachsene gedacht. Sie ist nicht für Babys, Kleinkinder und Menschen, die nicht ohne Hilfe ruhig stehen können, geeignet.
3. Verwenden Sie diese Waage nicht in der Nähe starker Magnetfelder wie z.B. jenen von Mikrowellenherden.
4. Die Beständigkeit der Sicherheits- und Funktionsmerkmale der Waage ist auf mindestens 10.000 Messungen oder zwei Jahre Benutzung ausgelegt.

GARANTIEINFORMATIONEN

Sofern die drahtlose iHealth-Körperanalysewaage gemäß den bereitgestellten Anweisungen verwendet wird, besteht eine Garantie von einem Jahr ab Kaufdatum für Material- und Verarbeitungsfehler. Diese Garantie gilt nur für den Erstkäufer (Einzelhandel). Wir werden nach eigenem Ermessen jedes dieser Garantie unterliegende Gerät kostenfrei reparieren oder austauschen. Die genannte Garantie verpflichtet uns ausschließlich zu Reparatur oder Austausch und Sie können darüber hinaus keine weiteren Ansprüche geltend machen.

SYMBOLLEGENDE



Symbol für „DIE GEBRAUCHSANLEITUNG MUSS GELESEN WERDEN.“



Symbol für „ACHTUNG“



Symbol für „ANWENDUNGSTEIL VOM TYP BF“



Symbol für „UMWELTSCHUTZ – Elektronische Altgeräte sollten nicht im Hausmüll entsorgt werden. Bitte recyceln Sie die Produkte, sofern entsprechende Einrichtungen vorhanden sind. Bitte fragen Sie bei den örtlichen Behörden oder Ihrem Händler nach entsprechenden Recyclingmöglichkeiten.“



Symbol für „HERSTELLER“



Symbol für „TROCKEN AUFBEWAHREN“



Symbol für „Herstellungsjahr“



Hiermit erklärt [iHealth Lab Inc.], dass [HS6 CORE] den wesentlichen Anforderungen und anderen relevanten Vorschriften der Richtlinie 1999/5/EC entspricht. Die Konformitätserklärung nach Richtlinie 1999/5/EC stehen unter dem folgenden Link zum Download bereit:
<https://www.ihealthlabs.eu/support/certifications>



ANDON HEALTH CO., LTD.

No. 3 Jinping Street, YaAn Road, Nankai District,
Tianjin 300190, China. Tel: 86-22-60526161

iHealth ist eine Marke der iHealth Lab Inc.

Andere Marken- und Handelsnamen gehören ihren jeweiligen Eigentümern.