



GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

PENTE ANTI-PIOLHO ANTI-LÄUSE-KAMM ANTIΨΕΙΡΙΚΟ ΧΤΕΝΑ PIEPTENE ANTI-PADUCHI



MANUAL DO USUÁRIO BENUTZERHANDBUCH ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ MANUAL DE UTILIZARE

ATENÇÃO: É necessário notificar ao fabricante e às autoridades competentes do Estado-membro onde ele está sediado qualquer acidente grave verificado em relação ao dispositivo médico fornecido por nós.

AUFMERKSAMKEIT: Jeder schwere Unfall im Zusammenhang mit dem von uns gelieferten medizinischen Gerät muss unbedingt dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedsstaats, in dem das Gerät verwendet wird, gemeldet werden.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση που διαπιστώσετε οποιοδήποτε σοβαρό περιστατικό σε σχέση με την ιατρική συσκευή που σας παρέχουμε θα πρέπει να το αναφέρετε στον κατασκευαστή και στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο βρίσκεστε.

ATENȚIE: Orice accident grav produs, privitor la dispozitivul medical fabricat de firma noastră, trebuie semnalat producătorului și autorității competente în statul membru pe teritoriul căruia își are sediul utilizatorul.

REF 24400



Gima S.p.A - Via Marconi, 1
20060 Gessate - (MI) - Italy
Made in China



DE**VERWENDUNG:**

Die langen, dichten Zähne des Anti-Läusekamms sind speziell dafür ausgelegt, Läuse und Nissen zu entfernen.

ANWEISUNGEN:

- Das Haar vor der Anwendung entwirren, um den Durchgang der Zähne zu erleichtern. Das Haar muss trocken sein.
- Kämmen Sie das Haar langsam vom Ansatz bis zu den Spitzen und achten Sie dabei besonders auf die Stellen, an denen sich Läuse und Nissen befinden könnten.
- Die Lupe und die Bürste an der Kappe helfen, auch die kleinsten Läuse zu entfernen und eine gute Kämmbarkeit zu gewährleisten.
- Wiederholen Sie den Vorgang gegebenenfalls mehrmals, insbesondere in der Zeit der Infektionsprävention.

REINIGUNG UND DESINFEKTION: Reinigen Sie die Zähne des Anti-Läusekamms nach dem Gebrauch vorsichtig mit der Bürste. Wir empfehlen, den Metallteil nach jedem Gebrauch mit 70%igem Alkohol zu desinfizieren.

Jeder schwere Unfall im Zusammenhang mit dem von uns gelieferten medizinischen Gerät muss unbedingt dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedsstaats, in dem das Gerät verwendet wird, gemeldet werden.

	<p>Medical Device compliant with Regulation (EU) 2017/745</p> <p>Dispositivo médico conforme al reglamento (UE) 2017/745</p> <p>Dispositif médical conforme au règlement (UE) 2017/745</p> <p>Producto sanitario conforme con el reglamento (UE) 2017/745</p> <p>Dispositiv médico em conformidade com o regulamento (UE) 2017/745</p> <p>Medizinprodukt im Sinne der Verordnung (EU) 2017/745</p> <p>Isapwek ducakon/εργαλείο πατ της ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/745</p> <p>Dispositiv medical realizat în conformitate cu prevederile regulamentului (UE) 2017/745</p>		<p>Manufacturer</p> <p>Fabricante</p> <p>Fabricant</p> <p>Fabricante</p> <p>Fabricante</p> <p>Hersteller</p> <p>Παράγωγός</p> <p>Παράγωγός</p>		<p>Product code</p> <p>Código producto</p> <p>Code produit</p> <p>Código producto</p> <p>Código producto</p> <p>Erzeugniscode</p> <p>Cod produs</p> <p>Κωδικός προϊόντος</p> <p>száma</p>		<p>Keep in a cool, dry place</p> <p>Conservare in luogo fresco ed asciutto</p> <p>A conserver dans un endroit frais et sec</p> <p>Conservar en un lugar fresco y seco</p> <p>Armazemar em local fresco e seco</p> <p>An einem kühlen und trockenen Ort lagern</p> <p>A se păstrează într-un loc răcoasă și uscat</p> <p>Διατηρείται σε δροσερό και στεγνό περιβάλλον</p>		<p>Keep away from sunlight</p> <p>Conservare al riparo dalla luce solare</p> <p>A conserver à l'abri de la lumière du soleil</p> <p>Conservar al amparo de la luz solar</p> <p>Guardar ao abrigo da luz solar</p> <p>Vor Sonnenstrahlung geschützt lagern</p> <p>A se păstra față de razele soarelui</p> <p>Κρατήστε μακριά από ηλιακό φως</p>	 <p>Consult the instructions for use</p> <p>Leggere le istruzioni per l'uso</p> <p>Consultar las instrucciones d'uso</p> <p>Consultar las instrucciones de uso</p> <p>Consulta as instruções de uso</p> <p>Gebrauchsanweisung beachten</p> <p>Citiți instrucțiunile de utilizare</p> <p>Διαβάστε προσεκτικά οδηγό χρήσης</p>
	<p>Medical Device</p> <p>Dispositivo médico</p> <p>Dispositif médical</p> <p>Producto sanitario</p> <p>Dispositivo médico</p> <p>Medizinprodukt</p> <p>Dispositiv medical</p> <p>Isapwek ducakon</p>		<p>Date of manufacture</p> <p>Data di fabbricazione</p> <p>Data de fabricación</p> <p>Fecha de fabricación</p> <p>Data de fabrico</p> <p>Herstellungsdatum</p> <p>Data fabricației</p> <p>Παράγωγής ημερομηνία</p>							