

OCCHIALI X5-PRO -ANTIAPPANNANTI E ANTIGRAFFIO
X5-PRO GOGGLES - FOG RESISTANT AND ANTI-SCRATCH
LUNETTES X5-PRO - ANTI-BUÉE ET ANTI-RAYURES
GAFAS X5-PRO: RESISTENTES AL VAHO Y ANTIARAÑAZOS
ÓCULOS X5-PRO - RESISTENTES AO NEVOEIRO E ANTI-RISCOS
X5-PRO-BRILLE – BESCHLAGFREI UND KRATZFEST
X5-PRO-BRIL - CONDENSBESTENDIG EN KRASBESTENDIG
X5-PRO BRILLE - TÅGEAFVISENDE OG ANTI-RIDSE
X5-PRO GOGGLES - IMMA RESISTENTA OCH ANTI-REPOR
X5-PRO SUOJALASIT - HUURTUMATON JA NAARMUUNTUMATON
X5-PRO BRILLE - TÅKEBESTANDIG OG ANTI-RIPE
GOGLE X5-PRO - ODPORNE NA MGŁĘ I ZARYSOWANIA
BRÝLE X5-PRO - ODOLNÉ PROTI ZAMLŽENÍ A PROTI POŠKRÁBÁNÍ
X5-PRO SZEMÉVVEZETÉK - PÁRA- ÉS KARCÁLLÓ
GOGGLES X5-PRO - REZISTENTI LA CEATA SI ANTI-ZGARIETURI
NAOČALE X5-PRO - ODPORNE NA MAGLJENJE I OGREBOTINE
OČALA X5-PRO - ODPORNA NA ROSENJE IN PRASKE
ОЧИЛА X5-PRO - УСТОЙЧИВИ НА МЪГЛА И ПРОТИВ НАДРАСКВАНЕ
X5-PRO GOGGLES - ANΘΕΚΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΟΜΙΧΛΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΧΑΡΑΚΤΙΚΗ
شده ل ل ة داضم و بابض ل ل ة م واقم - X5-PRO تاراظن

REF GDG01 (Gima 25257 - 25258)



Zhejiang Gongdong Medical Technology Co., Ltd
No. 10 Beiyuan Ave., Huangyan Taizhou,
318020 Zhejiang China
www.chinagongdong.com
Made in China



ZOUSTECH S.L.
Pso. Castellana, 141- Planta 19, 28046-Madrid,
Spain

Importato da / Imported by / Importé par / Importiert von/ Importado por/ Importado por/ Εισάγεται
από / Importowane przez / Importat de / Importováno / Importerad av / Maahantuoja / Importerad av /
Uvezao / Importálja / Importert av / Geïmporteerd door / Importeret af / Внесен от / داري تاسا :

Gima S.p.A.

Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com



DEUTSCH

Betriebsanleitung - Medizinische Schutzbrille

Modell: Standardtyp

Rev. A/1Wirksam: 2020-4-

Beschreibung:

Die medizinische Schutzbrille soll eine physische Barriere schaffen, die die Augen vor der unmittelbaren Umgebung schützt. Dieses Gerät verhindert, dass Flüssigkeiten oder Tropfenspritzer mit dem Benutzer in Kontakt kommen. Bei der medizinischen Schutzbrille handelt es sich um ein Einwegprodukt.

Indikationen für die Anwendung:

Schutz der Schleimhäute und Augen vor Spritzern und Tropfen von Körperflüssigkeiten.

Anwendungseinschränkungen:

Keine.

Nebenwirkungen:

Das Produkt hat keine Nebenwirkungen.

Warnung:

1. Nicht verwenden, wenn die Komponenten Anzeichen von Beschädigungen aufweisen.
2. Die Komponenten keinen Temperaturen aussetzen, die höher sind als auf dem Verpackungsetikett angegeben.
3. Das Produkt gemäß dem institutionellen Protokoll als biologisch gefährlichen Abfall entsorgen.

Vorgehensweise:












Nehmen Sie die Brille aus dem Verpackungsbeutel, vergewissern Sie sich, dass die Brille in einem einwandfreiem Zustand ist, stellen Sie den teleskopischen Bügel der Brille auf eine bequeme Position ein und setzen Sie die Brille auf.

Lagerung:

Das Produkt an einem trockenen Ort, bei Temperaturen von 0–30 °C lagern.

Von Sonnenlicht fernhalten.1:

Erklärungen zu den Symbolen:

	Ablaufdatum		Für einmaligen Gebrauch, nicht wiederverwenden
	Chargennummer		Nicht verwenden, wenn das Paket beschädigt ist
	Herstellungsdatum		Vor Sonneneinstrahlung geschützt lagern
	Medizinprodukt im Sinne der Verordnung (EU) 2016/425		An einem kühlen und trockenen Ort lagern
	Hersteller		Autorisierter Vertreter in der EG
	Erzeugniscode		

GIMA-GARANTIEBEDINGUNGEN

Es wird die Standardgarantie B2B für 12 Monate von Gima geboten.

CE PPE Kat.II ausgestellt von:

Benannte Stelle DIN CERTCO Gesellschaft für Konformitätsbewertung mbH
 0196 Alboinstraße 56, 12103 Berlin, Deutschland
 gemäß Anhang II der Richtlinie (EU) 2016/425 - Harmonisierte Norm EN
 166: 2001 Richtlinie 2001/95/EU