

LETTINI VISITA
EXAMINATION COUCHES
LITS D'EXAMEN
CAMILLAS DE VISITA
MARQUESAS PARA VISITA
UNTERSUCHUNGSBETTEN
BESÖKSSÄNGEN

- È necessario segnalare qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo medico da noi fornito al fabbricante e all'autorità competente dello Stato membro in cui si ha sede.
- All serious accidents concerning the medical device supplied by us must be reported to the manufacturer and competent authority of the member state where your registered office is located.
- Il est nécessaire de signaler tout accident grave survenu et lié au dispositif médical que nous avons livré au fabricant et à l'autorité compétente de l'état membre où on a le siège social.
- Es necesario informar al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro en el que se encuentra la sede sobre cualquier incidente grave que haya ocurrido en relación con el producto sanitario que le hemos suministrado.
- É necessário notificar ao fabricante e às autoridades competentes do Estado-membro onde ele está sediado qualquer acidente grave verificado em relação ao dispositivo médico fornecido por nós.
- Jeder schwere Unfall im Zusammenhang mit dem von uns gelieferten medizinischen Gerät muss unbedingt dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedsstaats, in dem das Gerät verwendet wird, gemeldet werden.
- Det är nödvändigt att meddela tillverkaren och de behöriga myndigheterna i den berörda medlemsstaten, om alla allvarliga olyckor som inträffat i samband med den medicintekniska utrustning som levererats av oss.



27401 - 27402 - 27444

Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com
Made in Italy



EINLEITUNG

Laut der Verordnung (EU) 2017/745 fällt das Produkt in die KLASSE I DER MEDIZINPRODUKTE. Es wird Ihnen nahegelegt, das vorliegende Handbuch genau durchzulesen, bevor das Gerät verwendet wird.


BESCHREIBUNG

Das Untersuchungsbett hat relativ geringe Abmessungen und eignet sich daher besonders für Arztpraxen / Gemeinschaftspraxen.

Die waschbare und feuerfeste Matratze besteht aus zwei Teilen. Ein Teil ist fix, während der zweite Teil in verschiedene Stellungen geklappt werden kann. Je nach Modell kann die Struktur lackiert oder verchromt sein. Auf Anfrage: Ablage für Schutzbezüge.

BESTANDTEILE:	Tüte mit Montagematerial:
<ul style="list-style-type: none"> • n.2 Füße • n.1 Querträger mit Hebesystem für Rückenlehne ▲ • n.5 Querträger ☆ • Polsterung Rückenlehne • Polsterung Sitzfläche 	<ul style="list-style-type: none"> • n.14 Rundkopfschrauben mit innensechskant 8x50 • n.16 unterlegscheiben M8 • n.6 senkschraube panelvit 4,5x45 (zur Befestigung der Matratze am Rahmen) • innensechskantschlüssel • 5 mm

ANWEISUNGEN ZUR MONTAGE UND ZUM GEBRAUCH



Das Bett wird vollständig demontiert geliefert.

Folgen Sie den Montageverfahren, die in der Zeichnung abgebildet sind.

1. Die Füße des Bettes in die Hand nehmen und mithilfe der Schrauben und der entsprechenden Unterlegscheiben mit den Streben zusammenbauen.
2. An der Struktur auch die Strebe mit dem Mechanismus zum Heben der Kopfstütze, der bereits auf der Polsterung der Rückenlehne mit der Sechskantschraube und der Mutter montiert wurde, befestigen.
3. Zum Schluss die Polsterungen mittels der Schrauben am Rahmen befestigen.

TECHNISCHES DATENBLATT

Abmessungen	193 x 62 x h73 *cm. Schachtel 173x16x74h
Gewicht	26,4 kg (29,5 kg samt Karton)
Max. Tragfähigkeit	120 kg

*Die Polsterungen werden nicht vom Hersteller montiert, sondern müssen im Zuge der Montage vom Käufer/Nutzer positioniert werden. Aus diesem Grund können die Gesamtabmessung leicht von den im technischen Datenblatt angegebenen Abmessungen abweichen.

WARNHINWEISE FÜR DEN GEBRAUCH

- Sicherstellen, dass die Spannmuttern ordnungsgemäß angezogen sind.
- Die max. Tragfähigkeit laut technischem Datenblatt muss eingehalten werden.
- Direkten Kontakt mit offenen Wunden vermeiden.
- Nicht für den Gebrauch im Freien geeignet.
- Bei der Höheneinstellung des Bettes und des Rückenteils muss sichergestellt werden, dass niemand Hände, Beine oder andere Körperteile bzw. Gegenstände in den zu regulierenden Bereich einführt: QUETSCHGEFAHR!
- Den Patienten nur auf das Bett legen, wenn die Liegefläche vollständig horizontal ist.
- Wenn das Bett mit Rädern ausgestattet ist, vor dem Verschieben sicherstellen, dass die Bremsen nicht festgezogen sind.

WARTUNG UND REINIGUNG

- Nur originale Ersatzteile verwenden.

	Vor Sonneneinstrahlung geschützt lagern		Medizinprodukt im Sinne der Verordnung (EU) 2017/745		An einem kühlen und trockenen Ort lagern
	Erzeugniscode		Gebrauchsanweisung beachten		Hersteller
	Herstellungsdatum		Chargennummer		Medizinprodukt
	Achtung: Anweisungen (Warnungen) sorgfältig lesen		Eindeutige Geräteerkennung		

- Alle Befestigungspunkte müssen regelmäßig kontrolliert werden.
- Um eine lange Lebensdauer zu garantieren, sollte länger Sonneneinstrahlung, der Kontakt mit salzhaltigen Umgebungen und der Lagerung ein sehr feuchten Umgebungen vermieden werden.
- Die Edelstahloberflächen mit Seifenwasser und speziellen Desinfektionsmitteln reinigen.
- Mit einem feuchten Tuch nachwischen und sorgfältig trocknen.
- Keine Reinigungsmittel auf Chlor- oder Ammoniakbasis sowie keine fettigen und öligen Substanzen auf die Oberfläche gießen.
- Zur Reinigung keine Werkzeuge aus Eisen verwenden. Zur Desinfektion nur geeignete, nicht korrosive Mittel verwenden.

Hinweise zur Reinigung des Stoffes:

Mit Seife und einem befeuchteten Tuch reinigen und mit sauberem Wasser abwischen. Keine Lösungsmittel, Bleichmittel und chemischen Reinigungsmittel bzw. Poliersprays verwenden. Achtung: Im Allgemeinen dürfen die hellen Farben des Kunstleders nicht mit Kleidungsstücken mit nicht fixierten Farbstoffen (z. B. Jeans und Derivaten) in Kontakt gebracht werden, um Flecken oder Ränder zu vermeiden, die nicht gereinigt werden können.

GIMA-GARANTIEBEDINGUNGEN

Es wird die Standardgarantie B2B für 12 Monate von Gima geboten.