



# GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

**LETTINI DA VISITA MODELLO CLASSICO**  
**CLASSIC EXAMINATION COUCHS**  
**LITS ACCOMPAGNANTS CLASSIQUES**  
**CAMILLAS CONSULTA CLÁSICA**  
**MARQUESAS DE CONSULTA CLÁSSICAS**  
**UNTERSUCHUNGSBETT KLASSISCHES**  
**ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΡΕΒΑΤΙΑ κλασικά**

- È necessario segnalare qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo medico da noi fornito al fabbricante e all'autorità competente dello Stato membro in cui si ha sede.
- All serious accidents concerning the medical device supplied by us must be reported to the manufacturer and competent authority of the member state where your registered office is located.
- Il est nécessaire de signaler tout accident grave survenu et lié au dispositif médical que nous avons livré au fabricant et à l'autorité compétente de l'état membre où on a le siège social.
- Es necesario informar al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro en el que se encuentra la sede sobre cualquier incidente grave que haya ocurrido en relación con el producto sanitario que le hemos suministrado.
- É necessário notificar ao fabricante e às autoridades competentes do Estado-membro onde ele está sediado qualquer acidente grave verificado em relação ao dispositivo médico fornecido por nós.
- Jeder schwere Unfall im Zusammenhang mit dem von uns gelieferten medizinischen Gerät muss unbedingt dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedsstaats, in dem das Gerät verwendet wird, gemeldet werden.
- Σε περίπτωση που διαπιστώσετε οποιοδήποτε σοβαρό περιστατικό σε σχέση με την ιατρική συσκευή που σας παρέχουμε θα πρέπει να το αναφέρετε στον κατασκευαστή και στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο βρίσκεστε.

**REF**

**27404 – 27405 – 27445**

Gima S.p.A.  
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy  
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com  
www.gimaitaly.com  
Made in Italy



**MD**



## PRODUKTE

- 27404 KLASSISCHES BETT - verchromt - beige Matratze
- 27405 KLASSISCHES BETT - verchromt - blaue Matratze - Rückenteil mit Aussparung
- 27445 KLASSISCHES BETT - verchromt - pfirsichfarbene Matratze

## EINLEITUNG

Laut der Verordnung (EU) 2017/745, zählt das Produkt zu MEDIZINPRODUKTEN DER KLASSE I. Vor dem Gebrauch muss das vorliegende Handbuch sorgfältig gelesen werden.

## BESCHREIBUNG

Das klassische Untersuchungsbett ist für den Einsatz in Krankenhäusern, Gemeindezentren, Pflegeheimen und Arztpraxen vorgesehen. Untersuchungsbett mit Struktur und Füßen vollständig aus verchromten hochglanzpoliertem Stahl. Die 2 Matratzenteile sind aus widerstandsfähigem Schaumstoff, der mit einem abwaschbaren und brandbeständigen Kunststoffmaterial überzogen ist. Der Rückenteil ist vollständig kippbar.

## KOMPONENTEN

- Die mit waschbarem und feuerfestem Stoff bezogene Matratze ist bereits an der verchromten Struktur einschließlich Kopfteil montiert.
- Hebel für Kopfbereich
- Verchromte Füße
- Auf Anfrage: Verchromter Lakenhalter

## Tüte mit Montagematerial


- Nr. 4 Knopfkopfschrauben mit Innensechskant 8x16 (am Rahmen angeschraubt)
- Innensechskantschlüssel

## MONTAGEANWEISUNGEN:


Das Bett wird teilweise zusammengebaut geliefert: Die Matratze ist bereits am Strukturrahmen befestigt.

**Die Montage beginnen, indem alle Teile auf einer horizontalen und stabilen Arbeitsfläche ausgebreitet werden.**

Das Bett nehmen und auf eine Arbeitsfläche mit der Polsterung nach unten gerichtet legen (Matratze bereits am Rahmen befestigt - **NICHT ABSCHRAUBEN**). Der Inbusschlüssel zum Lösen / Anziehen der Füße wird mitgeliefert.




Das Rohr der Kopfstütze mittels Sechskantschraube und entsprechender Mutter abschrauben.





Nachdem die entsprechenden Knopfkopfschrauben 8X16 gelöst wurden, die mit einer Strebe für die Kopfstütze ausgestatteten Füße in denn an der Struktur befestigten Rahmensitz einsetzen und mit dem mitgelieferten Inbusschlüssel die Schrauben wieder anschrauben.

Auf diese Weise auch mit den anderen Füßen verfahren.



Die Verstellstange der Kopfstütze in ihren Sitz einsetzen (Loch in der Grundplatte).

Mit einer Sechskantschraube und der entsprechenden Mutter festziehen.



Die Detailansicht zeigt die fertig montierte Kopfstütze.



### TECHNISCHES DATENBLATT

<b>Abmessungen</b>	188 x 57,5 x H 73,5 cm Schachtel 198 x 17 x H 64
<b>Gewicht</b>	28 kg
<b>Max. Tragfähigkeit</b>	120 kg

### WARNHINWEISE FÜR DEN GEBRAUCH

- Sicherstellen, dass die Spannmuttern ordnungsgemäß angezogen sind.
- Die max. Tragfähigkeit laut technischem Datenblatt muss eingehalten werden.
- Direkten Kontakt mit offenen Wunden vermeiden.
- Nicht für den Gebrauch im Freien geeignet.
- Beim Einstellen der Höhe des Bettes und der Rückenlehne muss sichergestellt werden, dass niemand die Hände, Beine oder andere Körperteile in den Aktionsbereich einführt: QUETSCHGEFAHR!
- Das Bett verschieben, ohne es vom Boden anzuheben.
- Wenn das Bett mit Rädern ausgestattet ist, vor dem Verschieben sicherstellen, dass die Bremsen nicht festgezogen sind.












### WARTUNG UND REINIGUNG

- Nur originale Ersatzteile verwenden.
- Alle Befestigungspunkte müssen regelmäßig kontrolliert werden.
- Um eine lange Lebensdauer zu garantieren, sollte länger Sonneneinstrahlung, der Kontakt mit salzhaltigen Umgebungen und der Lagerung in sehr feuchten Umgebungen vermieden werden.
- Die Edelstahloberflächen mit Seifenwasser und speziellen Desinfektionsmitteln reinigen.
- Mit einem feuchten Tuch nachwischen und sorgfältig trocknen.
- Keine Reinigungsmittel auf Chlor- oder Ammoniakbasis sowie keine fettigen und öligen Substanzen auf die Oberfläche gießen.
- Zur Reinigung keine Werkzeuge aus Eisen verwenden. Zur Desinfektion nur geeignete, nicht korrosive Mittel verwenden.

### HINWEISE ZUR REINIGUNG DES STOFFES:

Mit Seife und einem befeuchteten Tuch reinigen und mit sauberem Wasser abwischen. Keine

Lösungsmittel, Bleichmittel und chemischen Reinigungsmittel bzw. Poliersprays verwenden. Achtung: Im Allgemeinen dürfen die hellen Farben des Kunstleders nicht mit Kleidungsstücken mit nicht fixierten Farbstoffen (z. B. Jeans und Derivaten) in Kontakt gebracht werden, um Flecken oder Ränder zu vermeiden, die nicht gereinigt werden können.

	Vor Sonneneinstrahlung geschützt lagern		Medizinprodukt im Sinne der Verordnung (EU) 2017/745		An einem kühlen und trockenen Ort lagern
	Erzeugniscode		Gebrauchsanweisung beachten		Hersteller
	Achtung: Anweisungen (Warnungen) sorgfältig lesen		Chargennummer		Medizinprodukt
	Eindeutige Gerätekennung		Herstellungsdatum		

**GIMA-GARANTIEBEDINGUNGEN**

Es wird die Standardgarantie B2B für 12 Monate von Gima geboten.