



# **GIMA**

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

---

**STAMPELLE - CRUTCHES - BÉQUILLES - KRÜCKEN MULETAS**  
**- MULETAS - ΔΕΚΑΝΙΚΙΑ -**

العكازات



**Jeder schwere Unfall im Zusammenhang mit dem von uns gelieferten medizinischen Gerät muss unbedingt dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedsstaats, in dem das Gerät verwendet wird, gemeldet werden.**

### WARNUNGEN

Die Krücken müssen nach Vorschrift des Arztes verwendet werden, indem sie korrekt angefasst werden und nur zur Stützung des Körpers (max. Belastung 100 Kg). Die Krücken müssen dem Verwendungszweck und der Physiognomie des Patienten angemessen gemäß der Verschreibung des behandelnden Arztes eingestellt werden. Vor der Verwendung muss geprüft werden, dass die Krücken nicht beschädigt sind, dass die Einstellung korrekt vorgenommen wurde und festgestellt wurde und dass die rutschfesten Gummiaufsätze nicht abgenutzt sind, anderenfalls müssen diese umgehend ersetzt werden. Vorsicht bei der Verwendung auf nassen und geeigneten Gehflächen.

### EINSTELLUNG

#### Krücke am Unterarm, Cod. 27793

Die Höhe kann zwischen 96 und 119 cm eingestellt werden, indem der Stopper gedrückt wird und darauf geachtet wird, den Stopper wieder gut im entsprechenden Loch einrasten zu lassen. Die Verbindungsschraube dient dazu, dass ein Spiel zwischen den beiden Rohren vermieden wird und wird erst festgeschraubt, wenn der Stopper eingerastet ist.

#### Krücke am Oberarm, Cod. 27798

Die Höhe kann zwischen 112 und 132 cm eingestellt werden, indem der Stopper gedrückt wird und darauf geachtet wird, den Stopper wieder gut im entsprechenden Loch einrasten zu lassen. Es ist außerdem möglich, den Abstand zwischen der Achselstütze und dem Handgriff: Flügelmutter lösen und die Schraube des Handgriffes herausnehmen; Schraube in das gewünschte Loch einführen und mit der Flügelschraube festziehen.

#### Krücke am Oberarm, Cod. 27792

Die Höhe kann zwischen 95 und 115 cm eingestellt werden, indem der Stopper gedrückt wird und darauf geachtet wird, den Stopper wieder gut im entsprechenden Loch einrasten zu lassen. Es ist außerdem möglich, den Abstand zwischen der Achselstütze und dem Handgriff: Flügelmutter lösen und die Schraube des Handgriffes herausnehmen; Schraube in das gewünschte Loch einführen und mit der Flügelschraube festziehen.

#### Krücke am Oberarm, Cod. 27799

Die Höhe kann zwischen 119 und 139 cm eingestellt werden, indem der Stopper gedrückt wird und darauf geachtet wird, den Stopper wieder gut im entsprechenden Loch einrasten zu lassen. Es ist außerdem möglich, den Abstand zwischen der Achselstütze und dem Handgriff: Flügelmutter lösen und die Schraube des Handgriffes herausnehmen; Schraube in das gewünschte Loch einführen und mit der Flügelschraube festziehen.

#### Krücke am Oberarm, Cod. 27770

Die Höhe kann zwischen 100 und 130 cm eingestellt werden, indem der Stopper gedrückt wird und darauf geachtet wird, den Stopper wieder gut im entsprechenden Loch einrasten zu lassen. Es ist außerdem möglich, den Abstand zwischen der Achselstütze und dem Handgriff: Flügelmutter lösen und die Schraube des Handgriffes herausnehmen; Schraube in das gewünschte Loch einführen und mit der Flügelschraube festziehen.

### GIMA-GARANTIEBEDINGUNGEN

Es wird die Standardgarantie B2B für 12 Monate von Gima geboten.

	Medizinprodukt im Sinne der Verordnung (EU) 2017/745		Hersteller	<b>REF</b>	Erzeugniscode
	Achtung: Anweisungen (Warnungen) sorgfältig lesen		Vor Sonneneinstrahlung geschützt lagern	<b>LOT</b>	Chargennummer
	Gebrauchsanweisung beachten		An einem kühlen und trockenen Ort lagern	<b>MD</b>	Medizinprodukt
	Autorisierter Vertreter in der EG		Herstellungsdatum	<b>UDI</b>	Eindeutiger Bezeichner



**Foshan Dongfang Medical Equipment Manufactory (LTD.)**

5 Xingfu Road, Zone A, Shishan Industrial Park,  
Nanhai District, Foshan City, China, 528000  
Made in China



**MedNet EC-Rep GmbH**

Borkstrasse 10. 48163 Muenster.  
Germany



**FS937L - FS935S(M) - FS935S(S) - FS935S(L) - FS9252L**

**GIMA 27793 - 27798 - 27792**  
**27799 - 27770**

Importato da / Imported by / Importé par / Importiert von  
Importado por / Importado por / Εισαγωγή από / مستورد عن طريق

**Gima S.p.A.** Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy

[gima@gimaitaly.com](mailto:gima@gimaitaly.com) - [export@gimaitaly.com](mailto:export@gimaitaly.com)

[www.gimaitaly.com](http://www.gimaitaly.com)

