



PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

DEUTSCH

DEKUBITUS VORBEUGENDE LINIE AUS SILIKONISIERTER HOHLFASER

WARNUNGEN

Il est nécessaire de signaler tout accident grave survenu et lié au dispositif médical que nous avons livré au fabricant et à l'autorité compétente de l'état membre où on a le siège social. Überprüfen Sie vor jeder Verwendung visuell die Unversehrtheit des Produkts. Wenn das Produkt Auffälligkeiten aufweist, wenden Sie sich sofort an das Geschäft, in dem der Kauf getätigt wurde. Erregi sas übernimmt keine Verantwortung für den unsachgemäßen Gebrauch des Produkts.

BESCHREIBUNG

Dekubitusprophylaxe-Kissen aus 100% Baumwolle, mit Polsterung aus Silikon-Hohlfaser umhüllt von einem Baumwollbezug mit Klettverschlussystem. Die hohe Belastbarkeit und die hohe Atmungsaktivität ermöglichen eine wirksame Maßnahme zur Vorbeugung des Auftretens von Druckgeschwüren.

HINWEISE

Dekubitusprävention für bettlägrige Patienten, um Druckspitzen abzubauen, Scher- und Reibungskräfte zu reduzieren und die Luftzirkulation zu fördern.

VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DEN GEBRAUCH

Medizinprodukt zur Vorbeugung von Dekubitus, das nach klinischer Beurteilung durch einen Facharzt zu verwenden ist. Legen Sie das Kissen auf den Rollstuhlsitz und achten Sie darauf, dass sich die Klettverschlüsse, wo vorhanden, auf der Seite der Rückenlehne befinden. Befestigen Sie dann das Kissen mit den Klettverschlüssen an der starren Rollstuhlstruktur. Es wird daher empfohlen, den betroffenen Bereich regelmäßig zu kontrollieren, eine häufige Patientenmobilisierung durchzuführen und besonderes Augenmerk auf die Hygiene zu legen.

Zu diesem Zweck ist es ratsam, die Protokolle und Richtlinien zur Vorbeugung von Druckgeschwüren zu konsultieren. Verwenden Sie das Produkt immer mit persönlicher Schutzkleidung. Nicht flammenhemmendes Produkt.

KONTRAINDIKATIONEN

Es wurden keine Kontraindikationen gefunden, außer bei festgestellter Empfindlichkeit gegenüber den Komponentenmaterialien.

KOMPOSITION

Innen: Silikonisierte Hohlfaser Bezug: 100% Baumwolle

WASCHMETHODE



Der Hersteller haftet nicht für Veränderungen der technischen Merkmale des Hilfsmittels bei Nichtbeachtung der Waschanleitung.

AUFBEWAHRUNG

Geschützt vor Licht-, Wärme- und Feuchtigkeitsquellen lagern.

DESINFEKTION

Ausschließlich Medizinprodukte verwenden.

ENTSORGUNG

Entsorgen Sie das Produkt unter Beachtung der geltenden Vorschriften zum Umweltschutz und zur getrennten Abfallsammlung.

REF	Erzeugniscode		Hersteller
LOT	Chargennummer	MD	Medizinprodukt
CE	Medizinprodukt im Sinne der Verordnung (EU) 2017/745		Gebrauchsanweisung beachten
	Vor Sonneneinstrahlung geschützt lagern		An einem kühlen und trockenen Ort lagern
	Herstellungsdatum		Ohne Naturkautschuk hergestellt

Entfernen Sie das Etikett NICHT vom Medizinprodukt, da es die Rückverfolgbarkeit des gelieferten Produkts ermöglicht (Hersteller, UDI, Chargennummer, Produktcode).

GIMA-GARANTIEBEDINGUNGEN

Es wird die Standardgarantie B2B für 12 Monate von Gima geboten.

REF 01/04 (GIMA 28550)
05/04 (GIMA 28551)
04/04 (GIMA 28552)

Erregi S.a.s.
Via Adua 40
21040 Vedano Olona (Va)
commerciale@erregiausilimedi.it
www.erregiausilimedi.it
MADE IN ITALY

