



## Wärmflasche Doppellamelle



### Wärmflasche Doppellamelle Gebrauchsanweisungen

Für eine lange Lebensdauer empfehlen wir, die nachstehenden Angaben zu befolgen. Kein kochendes Wasser verwenden und die Wärmflasche nur  $\frac{1}{2}$  voll auffüllen, Vor dem Anbringen des Verschlusses, den Dampf aus der Wärmflasche ablassen

### Anweisungen für den sicheren Gebrauch der Wärmflasche

Die Temperatur des eingefüllten Wassers darf nicht höher als 45° C sein - Darauf achten, dass die Wärmflasche während des Gebrauchs nicht zusammengepresst wird - Die Wärmflasche kann bei Temperaturen zwischen 10 und 27° C aufbewahrt werden - Vor dem Gebrauch stets den allgemeinen Zustand des Gummis, die richtige Verschraubung des Verschlusses sowie den allgemeinen Zustand überprüfen. Um den direkten Kontakt des Beutels mit der Haut zu vermeiden, geben Sie ihn in einen Stoffbehälter, jeder schweren Unfallfall im Zusammenhang mit dem von uns gelieferten medizinischen Gerät muss unbedingt dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedsstaats, in dem das Gerät verwendet wird, gemeldet werden.

**MD**

Dispositivo medico  
Medical Device  
Dispositif médical  
Medizinprodukt  
Изпроравакoвoеgо рoдoвa  
Producto sanitario  
Dispositivo medico

Sažuvnis  
Energy  
Dappelle  
Flas  
Bouteille  
Fechta tpe  
Flasco de entrega



28600-M-Rev.1.10.21

REF **28600**

LOT **000013**



8 023279 286007



Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy  
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com  
www.gimaitaly.com



Gima S.p.A.  
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) - Italy  
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com  
www.gimaitaly.com



05  
PP



508489  
Size 22x44,5 cm