



G I M M A

Wärmflasche Doppellamelle

Gebrauchsanweisungen

Für eine lange Lebensdauer empfehlen wir, die nachstehenden Angaben zu befolgen, Kein kochendes Wasser verwenden und die Wärmflasche nur $\frac{3}{4}$ voll auffüllen, Vor dem Anbringen des Verschlusses, den Dampf aus der Wärmflasche ablassen. Haltbarkeit 3 Jahre

Anweisungen für den sicheren Gebrauch der Wärmflasche

Die Temperatur des eingefüllten Wassers darf nicht höher als 45° C sein - Darauf achten, dass die Wärmflasche während des Gebrauchs nicht zusammengepresst wird - Die Wärmflasche kann bei Temperaturen zwischen 10 und 27° C aufbewahrt werden - Vor dem Gebrauch stets den allgemeinen Zustand des Gummis, die richtige Verschraubung des Verschlusses sowie den allgemeinen Zustand überprüfen. Um den direkten Kontakt des Beutels mit der Haut zu vermeiden, geben Sie ihn in einen Stoffbehälter. Jeder schwere Unfall im Zusammenhang mit dem von uns gelieferten medizinischen Gerät muss unbedingt dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedsstaats, in dem das Gerät verwendet wird, gemeldet werden.

Δισκοπη θερμοφορα

Οδηγίες χρήσης, Για να εξασφαλήσετε μία μακρόχρονη χρήση συμβουλεύουμε να ακολουθήσετε τις συμβουλές που ακολουθούν

Μη χρησιμοποιείτε βραστό νερό και γεμίστε την θερμοφόρα μόνον τα $\frac{3}{4}$ της χωρητικότητας της

Πρίν κλείσετε την θερμοφόρα με το πώμα βγάλτε έξω τον ατμό Σκουπίστε την θερμοφόρα και κρατήστε την μακριά από πηγές θερμοκρασίας

Διάρκεια ζωής 3 χρόνια

Υποδείξεις για μία ασφαλή χρήση της θερμοφόρας

Γεμίστε με νερό θερμοκρασίας όχι μεγαλύτερης των 45 βαθμών - Αποφύγετε τη συμπίεση της θερμοφόρας ενώ αυτή χρησιμοποιείται - Η ιδανική θερμοκρασία αποθήκευσης της θερμοφόρας είναι μεταξύ των 10 και 27 βαθμών Κελσίου - Πριν τη χρήση ελέγξτε πάντα τη γενική κατάστασή της, το σωστό βίδωμα της τάπας και τη στεγανότητά της . Αποφύγετε να κρατάτε την τσάντα σε άμεση επαφή με το δέρμα, τοποθετήστε την σε μια υφασμάτινη σακούλα .Σε περίπτωση που διαπιστώσετε οποιοδήποτε σοβαρό περιστατικό σε σχέση με την ιατρική συσκευή που σας παρέχουμε θα πρέπει να το αναφέρετε στον κατασκευαστή και στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο βρίσκεστε.

MD

Dispositivo medico
Medical Device
Dispositif médical
Medizinprodukt
Ιατροτεχνολογικό προϊόν
Producto sanitario
Dispositivo médico

REF 28601

LOT 000011



Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com



Gima S.p.A - Via Marconi, 1
20060 Gessate (MI) - Italy
Made in China



S09293
Size 22x44,5 cm