

DE - GIMA BRUSH: Bürstchen für zytologische und Endozervix-Entnahmen

Das Bürstchen besteht aus Nylonborsten mit Metallhalterung. Auf Kunststoffgriff. Zur Entnahme endozervikaler Zellen aus dem Gebärmutterhalskanal.

Ausschließlich für den Gebrauch durch ausgebildetes und zur Entnahme für den Papanicolaou-Abstrich befugtes Fachpersonal.

Vor Wärmequellen schützen, unmittelbar vor dem Gebrauch aus der Verpackung nehmen, vor dem Gebrauch durch Sichtkontrolle auf Unversehrtheit überprüfen

VORGESEHENER GEBRAUCH: GIMA BRUSH dient zur Entnahme der aus der Endozervix des Gebärmutterhalskanals abgestoßenen Zellen

ANWENDUNGSGEBIETE: Auch bei verengtem Zervikalkanal geeignet

GEGENANZEIGEN: Nicht während der Schwangerschaft

ANWENDUNG: Spekulum in die Vagina einführen, um den Gebärmutterhals sichtbar zu machen. Endobrush am Griff aus der Verpackung ziehen. Langsam in den Gebärmutterhalskanal einführen. Einmal vollständig drehen. Langsam herausziehen und die Borsten mehrmals auf dem Objektträgerglas drehen und abstreichen.



Biogyn S.r.l. Via volta, 14 – 41037 Mirandola Italy

Distributor: Gima S.p.a. Via Marconi, 1 – 20060 Gessate Italy



REF EBR2 S01

CE 0476

STERILE EO



MP 2005 002 rev08 del 07/21