



36 rue Brunel
75017 PARIS - France
Phone: +33 (0)1 44 95 14 95

- FRA** Dispositifs médicaux pour hystérosalpingographie et chromopertubation
- ENG** Medical devices for hysterosonography and chromopertubation
- SPA** Productos sanitarios y accesorios para histerosalpingografía y cromopertubación
- BUL** Медицински изделия и принадлежности за хистеросалпингография и хромопертубация
- CES** Zdravotnické prostředky a příslušenství pro hysterosalpingografii a chromopertubaci
- DAN** Medicinsk udstyr og tilbehør til Hysterosalpingografi og kromopertubation
- ELL** Ιατροτεχνολογικά προϊόντα και παρελκόμενο για υστεροσαλπιγγογραφία και Χρωματογραφία
- EST** Meditsiiniseadmed ja tarvikud hüsterosalpingograafia ja kromopertubatsiooni läbiviimiseks
- FIN** Lääketieteelliset laitteet ja tarvikkeet hysterosalpingografiaan ja kromopertubaatiota varten
- DEU** Medizinprodukte und Zubehör für Hysterosalpingographie und Chromopertubation
- HRV** Medicinski proizvodi i pribor za histerosalpingografiju i kromopertubaciju
- HUN** Orvosi eszközök és tartozékok hiszteroszalpingográfiahoz és kromopertubációhoz
- ITA** Dispositivi medici e accessorio per isterosalpingografia e cromoperturbazione
- LAV** Medicīniskās ierīces un piederumi histerosalpingogrāfijai un hromopertubācijai
- LTU** Histerosalpingografijos ir laparoskopijos naudojant dažus medicinos priemonės ir priedai
- NLD** Medische hulpmiddelen en toebehoren voor hysterosalpingografie en chromopertubatie
- POL** Wroby medyczne i akcesoria do histerosalpingografii i chromopertubacji
- POR** Dispositivos médicos e acessórios para histerossalpingografia e cromotubação
- RON** Dispozitive medicale și accesorii pentru histerosalpingografie și cromopertubare
- SLK** zdravotnicke pomôcky a príslušenstvo pre hysterosalpingografiu a chromopertubáciu
- SLV** Medicinski pripomočki in dodatki za histerosalpingografijo in kromopertubacijo
- SWE** Medicinsk utrustning och tillbehör för hysterosalpingografi och kromopertubation

| Commercial Code | Brand name |
|-----------------------|-------------------------|
| 1404020 | Sliding Register Ø 20mm |
| 1404025 | Sliding Register Ø 25mm |
| 1404030 | Sliding Register Ø 30mm |
| 1404035 | Sliding Register Ø 35mm |
| Accessoire/ Accessory | |
| 1507000 | Bloc Connector |

DEU

Beschreibung

Der Katheter Sliding Rigister wird während der Hysterosalpingographie und der Chromopertubation verwendet. Er besteht aus:

- Einem konischen, durchsichtigen Cup mit konischer Zentralkanüle mit Manipulator (Außendurchmesser 20, 25, 30 oder 35 mm).
- Einem Seitenschlauch, der mit dem Cup verbunden ist und den Anschluss an eine Vakuumquelle ermöglicht.
- Einem zentralen Injektionsschlauch, der in den Cup gleitet mit vier Markierungen im Abstand von 2 cm.

Die Pfanne ist in vier verschiedenen Durchmessern erhältlich: (20, 25, 30, 35 mm), um sich den verschiedenen Morphologien des Gebärmutterhalses anzupassen.

Das Gerät ist ein steriles Einmalprodukt.

*Der Bloc Connector ist ein Zubehörteil für Sliding Rigister und Rigister, der den Anschluss an eine Saugquelle ermöglicht.

Sterilisation

Sterilisation mit Ethylenoxid

Indikation

Der Sliding Rigister ist ein Medizinprodukt, das bei einer Hysterosalpingographie, einer Röntgenuntersuchung, eingesetzt wird. Folgende Indikationen bestehen für diese Verwendung:

- Unfruchtbarkeit mit oder ohne Fehlgeburten
- Angeborene oder anatomische Anomalien
- Zyklus-anomalie
- Beckenschmerzen
- Blutungsanomalien
- Präoperative Abklärung bei Operationen an Gebärmutter und Eileitern

Der Sliding Rigister wird auch zur Durchführung einer Chromopertubation während einer Laparoskopie verwendet, bei der die Eileiterdurchgängigkeit geprüft wird.

Warnhinweise

- Das Produkt ist für die Verwendung durch Gesundheitsfachleute mit Kenntnissen in der Gynäkologie/Geburtshilfe unter Einhaltung aseptischer Bedingungen bestimmt.
- Das Laboratoire CCD empfiehlt den Gesundheitsfachleuten dringend, die Hinweise auf der Packungsbeilage zu beachten.
- Das Produkt wird steril geliefert. Vergewissern Sie sich vor der Verwendung, dass die Verpackung nicht geöffnet und/oder beschädigt wurde und überprüfen Sie das Verfallsdatum und die Unversehrtheit des Produkts.
- Das Produkt ist nur für die einmalige Verwendung bestimmt und darf nicht gereinigt oder resterilisiert werden. Bei Reinigung und/oder erneuter Sterilisation können seine Eigenschaften nicht mehr garantiert werden und es kann unabhängig von der verwendeten Methode zu einer Kreuzinfektion kommen.
- Verwenden Sie diese Produkte nur unter den angegebenen Bedingungen.

Gebrauchsanweisung

1. Platzieren Sie die Patientin in einer gynäkologischen Untersuchungsposition auf dem Durchleuchtungsgerät.
2. Reinigen Sie den äußeren Bereich der Genitalien mit einer antiseptischen Lösung.
3. Führen Sie ein steriles Spekulum in die Vagina ein für eine gute Betrachtung des Gebärmutterhalses.
4. Desinfektion des Gebärmutterhalses mit einer antiseptischen Lösung.
5. Vor dem Einführen des Katheters müssen Sie folgende Schritte durchführen:
 - Lassen Sie den verschiebbaren Injektionsschlauch mindestens 10 cm über den Cup hinausragen.
 - Verbinden Sie den Injektionsschlauch mit der Spritze, die die zu injizierende Flüssigkeit enthält.
 - Spülen Sie die komplette Einheit durch. Das Einspritzen der Flüssigkeit lässt sich am verschiebbaren Injektionsschlauch gut beobachten.
 - Verbinden Sie den seitlichen Saugschlauch mit der Vakuumquelle (Bloc Connector).
6. Führen Sie das Ende des Injektionsschlauchs 1 oder 2 cm weit in die zervikale Öffnung ein.
7. Schieben Sie den Cup vorsichtig zum Gebärmutterhals, indem Sie ihn entlang des unbeweglich gehaltenen Injektionsschlauchs gleiten lassen. Der Cup wird vom Schlauch geführt und legt sich selbstzentrierend auf den Gebärmutterhals und garantiert so einen perfekten Sitz. Die 2-cm-Markierungen am proximalen Teil des Injektionsschlauchs zeigen die intrazervikal eingeführte Länge an. Diese Länge kann während der Untersuchung geändert werden, da der Schlauch zu jedem Zeitpunkt relativ zum Cup beweglich bleibt.
8. Erzeugen Sie allmählich einen kontrollierten Unterdruck, um die Dichtigkeit des Halses ohne das Risiko von Blutergüssen zu gewährleisten. Verwenden Sie die Klemme am Seitenschlauch, um Luftückfluss zu verhindern.
9. Für einen besseren Komfort der Patientin kann der Spekulumabstand während des Verfahrens verringert werden.
10. Injizieren Sie langsam die röntgendichte Flüssigkeit oder das sterile Methylenblau in die Gebärmutterhöhle. Verwenden Sie den zentralen Schlauchhahn, um die Menge der injizierten Flüssigkeit anzupassen.
11. Die Einheit aus Cup-Kanüle ist röntgendurchlässig und ermöglicht die Untersuchung des proximalen Bereichs der Endozervix; der Radiologe kann somit in sicherer Entfernung vom Röntgenfeld operieren und gleichzeitig die Gebärmutter bequem mobilisieren.
12. Den Seitenschlauch abklemmen und die gesamte Vorrichtung nach Abschluss des Verfahrens vorsichtig entfernen.

Komplikationen

- Mäßiges Unbehagen oder Schmerzen.
- Infektion
- Leichte bis mäßige Verkrampfungen der Gebärmutter
- Allergische Reaktion auf das Kontrastmittel
- Perforation der Gebärmutter und Schlauchbruch: sehr selten

Gegenindikationen

Dieses Produkt darf nicht angewendet werden:

- Im Falle einer vermuteten oder nachgewiesenen Schwangerschaft,
- Bei Infektionen oder Entzündungen des Beckens
- Bei ungeklärter Empfindlichkeit des Beckens.
- Bei Vorhandensein eines intrauterinen Kontrazeptivums
- Bei einer Allergie gegen das Kontrastmittel

Bedingungen für die Aufbewahrung

- Einzelverpackung.
- Das Produkt darf bei einer geöffneten oder beschädigten Primärverpackung nicht mehr verwendet werden.
- Vor Sonnenlicht geschützt aufbewahren.
- Vor Feuchtigkeit geschützt aufbewahren.

Verfallsdatum

Das Produkt ist vor dem auf der Verpackung angegebenen Verfallsdatum zu verwenden.






Entsorgung

Nach der Verwendung stellt dieses Produkt eine potenzielle biologische Gefahr dar. Es ist gemäß den geltenden Empfehlungen für die Handhabung und Entsorgung von potenziell infektiösem Material zu entsorgen.






Kontakt für medizinische Informationen und Materiovigilanz

Infomed@ccdlab.com

Symbols and meanings

| | |
|---|---|
|  | <p>Attention : Lire attentivement la notice avant utilisation Warning: Read the instructions carefully before use Atención: Lea atentamente las instrucciones antes de utilizarlo Achtung: Vor dem Gebrauch Gebrauchsanweisung aufmerksam lesen Varning: Läs noga igenom instruktionerna före användning Let op: Lees voor gebruik aandachtig de gebruiksaanwijzing Uwaga: uważnie przeczytać ulotkę przed użyciem Huomio: Lue käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä Dêmesio: Prieš naudodami atidžiai perskaityti naudojimo instrukciją Attenzione: Leggere attentamente il foglietto illustrativo prima dell'uso OBS: Læs indlægssedlen opmærksomt før brug Atenção: Ler atentamente o folheto informativo antes da utilização Pozor: Před použitím si pozorně přečtěte tento návod Внимание: Прочетете внимателно инструкциите преди употреба Προσοχή: Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν από τη χρήση Pozor: Pred uporabo natančno preberite navodila Figyelem: Használat előtt olvassa el a mellékelt betegtájékoztatót Tähtis teada: Enne kasutamist lugeda hoolikalt kasutusjuhendit Upozorenje: prije uporabe pažljivo pročitati upute Uzmanību! Pirms lietošanas uzmanīgi izlasīt instrukcijas Atenție: Citiți cu atenție instrucțiunile înainte de utilizare Pozor: pred použitím si pozorne prečítajte pokyny.</p> |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Consulter la notice d'utilisation • Warning: Read the instructions carefully before use • Consulte las instrucciones de uso • Gebrauchsanweisung konsultieren • Se bruksanvisningen • De gebruiksaanwijzing raadplegen • Należy przeczytać instrukcję użytkowania • Lue käyttöohje • Žr. naudojimo instrukciją • Consultare le istruzioni per l'uso • Læs brugsanvisningen • Consultar as instruções de utilização • Přečtěte si návod k použití • Видите инструкциите за употреба • Συμβουλευτείτε τις οδηγίες χρήσης • Glejite navodila za uporabo • Olvassa el a használati utasítást • Lugege kasutusjuhiseid • Proučiti upute za uporabu • Skatīt lietošanas instrukciju • Consultați instrucțiunile de utilizare • Prečítajte si návod na použitie. |
|  | <p>Nom et adresse du fabricant / Manufacturer's name and address / Nombre y dirección del fabricante / Name und Anschrift des Herstellers / Tillverkarens namn och adress / Naam en adres van de fabrikant / Nazwa i adres producenta / Valmistajan nimi ja osoite / Gamintojo pavadinimas ir adresas / Nome e indirizzo del produttore / Fremstillere's navn og adresse / Nome e endereço do fabricante / Jméno a adresa výrobce / Име и адрес на производителя / Όνομα και διεύθυνση του κατασκευαστή / Ime in naslov proizvajalca / A gyártó neve és címe Tootja nimi ja aadress / Naziv i adresa proizvođača / Ražotāja nosaukums un adrese / Numele și adresa producătorului / Meno a adresa výrobcu.</p> |
|  | <p>Référence du produit / Product reference / Referencia del producto Produktreferenz / Produktens referens / Productreferentie / Numer referencyjny produktu / Tuotenumero / Gaminio kodas / Codice del prodotto / Produktets varenummer / Referência do produto / Číslo produktu / Номер на продукта / Αναφορά προϊόντος / Referenca proizvoda / Termék referenciaszáma / Tootekood / Referenca proizvoda / Produkta atsauce / Numărul produsului / Referencia produktu</p> |
|  | <p>Numéro de lot / Batch number / Número de lote / Partienummer / Partinummer / Partijnummer / Numer partii / Eränumero / Partijos numeris / Numero di lotto / Batchnummer / Número de lote / Číslo šarže / Номер на партидата / Αριθμός партиδας / Št. Serije / Tételszám / Seerianumber / Broj serije / Partijas numurs / Numărul lotului / Číslo šarže.</p> |

| | |
|---|--|
|  | <p>Conforme aux exigences européennes / Complies with European requirements / Cumple los requisitos europeos / Entspricht europäischen Anforderungen / Uppfyller europeiska krav / Voldoet aan de Europese eisen / Produkt spelnia obowiazujace wymogi UE / Täyttää eurooppalaiset vaatimukset / Atitinka ES reikalavimus / Conforme ai requisiti europei / I overensstemmelse med europeiske krav / Em conformidade com as exigências europeias / Shodné s evropskými směrnicemi / Съответства на европейските изисквания / Συμμορφώνεται με τις ευρωπαϊκές απαιτήσεις / V skladu z evropskimi predpisi / Megfelel az uniós követelményeknek / Vastab Euroopa nõuetele / Zadovoljava evropske zahtjeve / Atbilst Eiropas prasībām / Conform cu cerințele europene / Vyhovuje európskym požiadavkám.</p> |
|  | <p>Ne pas réutiliser / Do not reuse / No reutilizar / Nicht noch einmal verwenden / Ska inte återanvändas / Niet hergebruiken / Nie używać ponownie / Ei saa käyttää uudelleen / Nenaudoti pakartotina / Non riutilizzare / Må ikke genbruges / Não reutilizar / Jednorázové použití / Не използвайте повторно / Δε γίνεται η εκ νέου χρήση του / Za enkratno uporabno / Ne használja újra a terméket / Ärge kasutage korduvalt / Ne ponovno koristiti / Nelietot atkārtoti / A nu se refolosi / Nepoužívajte opakovane.</p> |
|  | <p>Date de fabrication / Date of manufacture / Fecha de fabricación / Herstellungsdatum / Tillverkningsdatum / Fabricagedatum / Data produkcji / Valmistuspäivä / Pagaminimo data / Data di fabbricazione / Fremstillingsdato / Data de fabrico / Datum výroby / Дата на производство / Ημερομηνία κατασκευής / Datum proizvodnje / Gyártás ideje / Tootmiskuupäev / Datum proizvodnje / Ražošanas datums / Data de fabricație / Dátum výroby.</p> |
|  | <p>Ne pas restériliser / Do not re-sterilize / No reesterilizar / Nicht noch einmal sterilisieren / Ska inte omsteriliseras / Nie sterylizować ponownie / Ei saa steriloida uudelleen / Nesterilizuoti pakartotina / Non ristelerizzare / Må ikke gensteriliseres / Não reesterilizar / Не стерилизирайте повторно / Δε γίνεται η εκ νέου αποστείρωσή του / Ne sterilizirati znova / Ne sterilizálja újra a terméket / Ärge reesteriliseerige / Ne ponovno sterilizirati / Nesterilizēt atkārtoti / A nu se reesteriliza / Nesterilizujte opätovne. / znovu Nesterilizujte / Niet opnieuw steriliseren</p> |
|  | <p>Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé / Do not use if the packaging is damaged / No utilizar si el embalaje está dañado / Nicht verwenden, wenn die Verpackung beschädigt ist / Använd inte produkten om emballaget är skadat / Niet gebruiken indien de verpakking beschadigd is / Nie używać, jeśli opakowanie jest uszkodzone / Ei saa käyttää, jos pakkaus on vahingoittunut / Nenaudoti, jei pažeista pakuotė / Non utilizzare se l'imballaggio è danneggiato / Må ikke bruges, hvis emballage er beskadiget / Não utilizar se a embalagem estiver danificada / Nepoužívejte, když je obal poškozený / Не използвайте, ако опаковката е повредена / Μην το χρησιμοποιείτε εάν η συσκευασία έχει υποστεί ζημιά / Ne uporabiti, če je embalaža poškodovana / Ne használja a terméket, ha a csomagolás sérült / Ärge kasutage, kui pakend on kahjustatud / Ne koristiti ako je pakiranje oštećeno / Nelietot, ja iepakojums ir bojāts / Nu utilizati dacă ambalajul este deteriorat / Nepoužívajte, ak je obal poškozený.</p> |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Utiliser jusqu'au/date limite d'utilisation • Use until - expiration date • Utilizar hasta la fecha de caducidad • Bis zum Verfallsdatum verwenden • Använd senast/utgångsdatum • Te gebruiken tot/uiterste gebruiksdatum • Wykorzystać przed upływem terminu ważności • Käyttävä viimeistään/viimeinen käyttöpäivämäärä • Panaudoti iki galiojimo pabaigos datos • Utilizzare fino a/data limite di utilizzo • Sidste anvendelsesdato/udløbsdato • Utilizar até/data limite de utilização • Používejte pouze před datem trvanlivosti • Използвайте до/срок на годност • Χρήση έως/ημερομηνία λήξης • Porabiti do/rok uporabnosti • Minőségét megőrzi/felhasználható: • Kasutage kuni kasutamiskuupäevani • Uputrijebiti do/ograničeni rok trajanja • Izlietot līdz / derīguma termiņš • A se utiliza până la/data de expirare • Spotrebujte do/dátum spotreby. |

| | |
|---|---|
|  | <p>Conserver à l'abri du soleil / Store away from the sun / Mantener fuera de la luz solar / Vor Sonne geschützt aufbewahren / Förvaras på plats skyddad mot solen / Uit de zon bewaren / Przechowywać w miejscu zacienionym / Säilytettyävä auringolta suojattuna / Saugoti nuo saulės / Conservare al riparo dal sole / Orbevares beskyttet mod sollys / Conservar ao abrigo do sol / Chraňte před slunečním zářením / Да се пази от слънчева светлина / Φύλαξη μακριά από τον ήλιο / Hraniti na temnem mestu / Napfénytől védve tartandó / Hoida otsese päikesevalguse eest kaitstult / Drżać zaścićeno od słońca / Sargāt no saules stariem Depozitați departe de lumina soarelui / Skladujte mimo dosahu priameho slnečného žiarenia.</p> |
|  | <p>Stérilisé avec Oxyde d'éthylène / Sterilized with Ethylene Oxide / Esterilizado con óxido de etileno / Стерилизовани с етиленов оксид / Sterilizováno ethylenoxidem / Steriliseret med ethylenoxid / Αποστειρωμένο με οξείδιο του αιθυλενίου / Steriliseeritud etüleenoksiidiga / Steriloitu etyleenioksidilla / Sterilisiert mit Ethylenoxid / Sterilizirano etilen oksidom / Etilén-oxidall sterilizált / Sterilizzato con ossido di etilene / Sterilizēts ar etilēnoksīdu / Sterilizuota etileno oksidu / Gesteriliseerd met ethyleenoxide / Sterylizowane tlenkiem etylenu / Esterilizado com óxido de etileno / Sterilizat cu oxid de etilenă / Sterilizované etylénoxidom / Sterilizirano z etilenoksidom / Steriliseras med etylenoxid.</p> |
|  | <p>Crainit l'humidité / Protect from humidity / Proteger de la humedad / Vor Feuchtigkeit schützen / Ska skyddas mot fukt / Droog bewaren / Chronić przed wilgocią / Varjeltava kosteudelta / Saugoti nuo drėgmės / Teme l'umidità / Tåler ikke fugt / Proteger da humidade / Chraňte před vlhkem / Защита от влага / Φύλαξη σε χώρο χωρίς υγρασία / Ne močiti ali vlažiti / Nedvességálló / Niiskustundlik / Zaštitiiti od vlage / Aizsargāt no mitruma Protejați de umiditate / Strach z vlhkosti.</p> |
|  | <p>Système de barrière stérile simple / Single sterile barrier system Sistema de barrera estéril única / Единична стерилна бариерна система Jednoduchý systém sterilní bariéry / System med enkelt steril barriere Σύστημα μονού στείρου φραγμού / Ühekordne steriilne kaitsemeetod Yksinkertainen steriili estejärjestelmä / Einfaches Sterilbarrieresystem Sustav jednostruke sterilne barijere / Egyszeres steril határolórendszer Sistema di barriera sterile singola / Sistēma ar vienu sterilo barjeru Vieno sterilaus barjero sistema / Toepassing van een enkelvoudige steriele barrière System pojedynczej bariery sterylnej / Sistema de barreira única estéril Sistem cu barieră sterilă unică / Systém s jednou sterilnou bariérou Sistem enojne sterilne pregrade / System med enkel sterilbarriär.</p> |
|  | <p>Système de barrière stérile simple avec emballage de protection externe Single sterile barrier system with protective packaging outside Sistema de barrera estéril única con embalaje protector exterior Единична стерилна бариерна система с външна защитна опаковка Jednoduchý systém sterilní bariéry s ochranným balením vně System med enkelt steril barriere med udvendig beskyttelsesemballage Σύστημα μονού στείρου φραγμού με προστατευτική εξωτερική συσκευασία Ühekordne steriilne kaitsemeetod välise kaitsepakendiga Yksinkertainen steriili estejärjestelmä ja ulkopuolinen suojarakkaus Einfaches Sterilbarrieresystem mit Schutzverpackung außen Sustav jednostruke sterilne barijere sa zaštitnim pakiranjem izvana Egyszeres steril határolórendszer külső védőcsomagolással Sistema di barriera sterile singola con confezione protettiva esterna Sistēma ar vienu sterilo barjeru un aizsargiepakojumu ārpusē Vieno sterilaus barjero sistema su išorine apsaugine pakuote Toepassing van een enkelvoudige steriele barrière binnen een beschermende verpakking System pojedynczej bariery sterylnej z zewnętrznym opakowaniem ochronnym Sistema de barreira única estéril com embalagem de proteção externa Sistem cu barieră sterilă unică cu ambalaj de protecție exterior Systém s jednou sterilnou bariérou s ochranným obalom vonku Sistem enojne sterilne pregrade z zunanjo zaščitno ovojinno System med enkel sterilbarriär och skyddsförpackning utanpå</p> |

MD

Dispositif médical / Medical Device / Producto sanitario / Медицинско изделие /
Zdravotnický prostředek / Medicinsk udsty / Ιατροτεχνολογικό προϊόν /
Meditsiiniseade / Lääkinnällinen laite / Medizinprodukt / Medicinski proizvod /
Orvostechnikai eszköz / Dispositivo medico / Medicīniska ierīce /
Medicinos priemonė / Medisch hulpmiddel / Wyrób medyczny /
Dispositivo médico / Dispozitiv medical / Zdravotnícka pomôcka /
Medicinski pripomoček / Medicinteknisk produkt

Dispositifs médicaux de classe Is / Class Is medical devices / Productos sanitarios de la clase Is /
Medizinprodukte der Klasse Is / Klassad som medicinsk utrustning Is / Medische hulpmiddelen van klasse Is
/ Wyroby medyczne klasy Is / Luokan Is lääkinälliset laitteet / I s klasės medicinos priemonės / Dispositivi
medici di classe Is / Medicinsk udstyr af klasse Is / Dispositivos médicos de classe Is / Zdravotnické prostředky
třídy Is / Медицински изделия от клас Is. / Ιατροτεχνολογικά προϊόντα κατηγορίας Is / Medicinski pripomočki
razreda Is / Is besorolású orvostechnikai eszköz / Klassi Is. Meditsiiniseadmed / Medicinski proizvodi razreda
Is / Is klases medicīnas ierīces / Dispozitive medicale din clasa Is / Zdravotnícka pomôcka triedy Is.

Premier marquage CE / First CE marking / Primer marcado CE / Erste CE-Kennzeichnung / Första CE-
märkning / Eerste CE-markering / Rok uzyskania znaku CE po raz pierwszy / Kertakäyttöiset ja steriilit /
Pirmasis CE ženklinimas / Prima marcatura CE / Første CE-mæekning / Primeira marcação CE / Získání
označení CE / Първа маркировка CE / Πρώτη σήμανση CE / Prva oznaka CE / Első CE-jelölés / EL mágistus
/ Prva CE oznaka / Pirmais CE marķējums / Primul marcaj CE / Prvé označenie CE: 1996

Rym KACI Chargée AQ/AR DM 23-août-23

DocuSigned by:
Rym KACI
5E4CD612D34048B...

Lucas Pastor-Abad MD QA officer 23-août-23

DocuSigned by:
[Signature]
13A7E4AB79C1431...

Dominique BONNET QARA Mgr - MD Department 23-Aug-23

Dominique BONNET

