

FOOTSWITCH

REF 00305.06_S

1-2 cut
2-3 coag
4-5 cc
6 nc

SURGEON

IP 67
WATER PROOF

1

UDI 8 033638 325124

EXPLOSION PROOF

cable 5 mt
MADE IN ITALY

LED SpA
Via M.T.Cicerone 138
03100 Frosinone (LT) - ITALY

CE
-10°C
50°C
10%
85%

IT EN ES FR DE PT PL IA00305-06_Sc_ML1 ed. 2022-1& 2022 (C) LED SpA

(DE) ABGEDICHTETES DOPPELPEDAL (TOUCH / TOUCH HP 300-400)

Das Produkt wird für den Fuß der kompatiblen elektronischen Steuereinheiten zugeführt.

Kontrollieren das Status des Produkt vorher der Verwendung. Bitte, ausscheiden die Produkte mit Defekte.

Dieses Produkt ist kompatibel mit Versionen dieser Geräte erfordern es, den Anweisungen für das Gerät beziehen.

Die Verbindungen müssen von qualifizierten Personal durchgeführt sein.

Installation:

- Stecken Sie den Stecker auf produktspezifische Elektronik -Stecker, die Aufmerksamkeit auf die Richtung der Einführung zahlen (Abb. A -Teil 1-2)
- Um das Produkt zu sperren, drehen Sie das Rad am Gerät (Abb. A - Teil 3).

Schalten Sie das Gerät und Funktionstests durchführen , indem sie auf das Pedal (Abb. A - Teil 4).

FIG.-IM.-BILD-GRAFIC-RYS. A



(DE) DRÄNGEN = AKTIVIERUNG / AUSLÖSER = KEINE AKTIVIERUNG
GELB = SCHNITT/ BLU = KOAGULATION