



# GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

Distribuido por - Vertrieben von:

Gima S.p.A


Via Marconi, 1

20060 Gessate (MI) - Italy

gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com


www.gimaitaly.com

## WISEIRA FACIAL GIMA - GESICHTSSCHUTZSCHILD GIMA



Banda com presilha de velcro  
Band mit Klettverschluss

Acessório de travamento intercambiável  
Austauschbares Verriegelungszubehör



Revestimento frontal intercambiável  
Auswechselbare Stirnpolsterung

### DE

#### KENNZEICHNUNG UND BENUTZTE SYMBOLE

VH001: Produktmodell, xx Farbcodierung des Bandes **LOT** : Losnummer OPO: Kennzeichen des Herstellers; 1: Optische Klasse; S: Symbol von energiearmem Aufprall; -EN166 Technische Referenznorm; 3: Symbol für Flüssigkeiten; S: Symbol von energiearmem Aufprall; CE: CE Zeichen. Das Schild entspricht der Verordnung EU 2016/425 und hat das CE Zeichen von der Notifizierten Stelle Nr. 0426 (Italcert Srl, Viale Sarca 33, Milano) es entspricht auch der Norm EN 166:2001. Die CE-Konformitätserklärung steht auf der Webseite des Herstellers sowie auf jener von Gima zur Verfügung [www.gimaitaly.com](http://www.gimaitaly.com)

#### ANWENDUNG UND EINSTELLUNG

- 1) Wenden Sie die Stirnpolsterung an und befestigen Sie sie mit dem Klettverschluss.
- 2) Legen Sie das Gesichtsschutzschild zentral auf die Stirn.
- 3) Ziehen Sie die Bänder und befestigen Sie sie mit dem Klettverschluss in der gewünschten Lage.

#### WARTUNG UND WIEDERVERWENDUNG

Durchsuchen Sie das Schild vor jedem Gebrauch: überprüfen Sie die Sauberkeit, die Transparenz, die Abwesenheit von Rissen und die Integrität der Nähte. Überprüfen Sie auch, dass das Stirmband nicht abgenutzt ist und dass es sich nicht löst, nachdem es an den Kopf befestigt wird. Falls beschädigt, soll das Schild ersetzt werden.

- Bei Kontaminierung mit Fremdstoffen reinigen Sie das Produkt.

- Bei Beschädigung oder bei nicht abnehmbaren Kontaminationen ersetzen Sie das Produkt.

**Reinigung:** Die PSA muss mit einem nicht aggressiven Reinigungsmittel, lauwarmem Wasser und einem weichen Tuch, das auch zum Spülen verwendet wird, gereinigt werden. Zum Desinfizieren Desinfektionslösungen auf Alkoholbasis verwenden. Die Frontstütze kann bei normaler Hygiene bei 40° in der Maschine gewaschen werden, muss aber bei Sanierungsbedarf ausgetauscht werden.

**Wiederverwendung:** Das Schild ist wiederverwendbar, sofern es zuvor desinfiziert wird und sofern die Stirnpolsterung zuvor ersetzt wird und jedes optionale Schließzubehör.

#### AUFBEWAHRUNG LAGERUNG VERPACKUNG UND TRANSPORT

Vor direkter Sonneneinstrahlung, fluoreszierendem Licht, Röntgenstrahlen und Ozon schützen. An einem trockenen Ort in der Verpackung aufbewahren und gegen Verformung schützen. Temperatur: +5°C ÷ +40°C, Relative Luftfeuchtigkeit: < 60%. Im Beutel und gut versiegelt transportieren.

Ablauf: 5 Jahre ab Verkauf an den Endnutzer bei Aufbewahrung in der Originalverpackung und unter den oben erwähnten Bedingungen

#### SICHERHEITSINFORMATIONEN

Die Werkstoffe, die mit der Haut in Berührung kommen, könnten allergische Reaktionen bei empfindlichen Personen verursachen  
Falls oberhalb ophthalmologischen Brillen getragen, kann das Gesichtsschutzschild Aufpralle übertragen und deswegen eine Gefahr für den Träger erzeugen  
Den Schirm austauschen, wenn das Okular zerkratzt oder beschädigt ist  
Der Schutz ist nicht geeignet, um sich bei Raumtemperatur oder extremen Temperaturen gegen Partikel mit hoher Geschwindigkeit zu schützen.



Officina Prodotti Ortopedici S.r.l.  
(O.P.O srl). Società Unipersonale  
Via Bellini, 33 40067 Rastignano - (Pianoro) BO Italy  
[www.opo.it](http://www.opo.it)  
Made in Italy

**REF** 30846

Modelo/Modell VH001

