



GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

CASCHETTO 2 LED CON 5 LENTI

**2 LED HEADBAND ILLUMINATED MAGNIFIER
WITH 5 LENSES**

**LOUPE LUMINEUSE FRONTALE 2 LED
AVEC 5 LENTILLES**

LUPA ILUMINADA FRONTAL 2 LED CON 5 LENTES

**LUPA COM FAIXA DE CABEÇA, ILUMINADA
POR 2 LED, COM 5 LENTES**

2-LED-KOPFBANDLUPE MIT 5 LINSEN

**2 PANNBAND FÖRSTORINGSGLAS MED LED-LJUS
MED 5 LINSER**

**ΜΕΓΕΘΥΝΤΙΚΟΣ ΦΑΚΟΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΜΕ ΦΩΤΙΣΜΟ
2 LED με 5 φακούς**

REF MG8001-H (GIMA 31168)

Fabbricante / Manufacturer / Fabricant / Fabricante /
Fabricante / Hersteller / Κατασκευαστής / Tillverkare
NINGBO ANMAS OPTOELECTRONIC CO., LTD
A-1507, Sunshine International, Yuyao, Zhejiang, China
Made in China

Importato da/Imported by/ Importé par/
Importiert von/ Importado por/ Importado por/
Εισάγεται από:

Gima S.p.A.

Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com

www.gimaitaly.com


CE



2-LED-KOPFBANDLUPE MIT 5 LINSEN

(Mit tragbarer, abnehmbarer LED-Lichtquellenbox und 11 Arten von Vergrößerungen)


Vielen Dank für den Kauf dieser multifunktionalen Zwei-Wege-Regulierungs-Kopflupe mit neuestem Patent! Dieses Produkt kann für Angeln, Lesen, Gartenarbeit, mechanische Verarbeitungen, elektronische Wartungen usw. verwendet werden. Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, um eine korrekte Verwendung zu gewährleisten.




Wichtigste Merkmale:

1. Bei der gewöhnlichen Kopflupe wird die Spannung von vorne nach hinten reguliert. Langes Tragen der Lupe kann einen gewissen Druck auf die Ohren ausüben und zu Ohrschmerzen führen. Dieser Kopfbügel ist in zwei Richtungen regulierbar, um das oben genannte Problem zu lösen.
2. Die Kopfbügel-Lederhülle herkömmlicher Kopfbügelupen besteht aus PVC-Kunstleder, das im kalten Winter leicht verhärtet und im heißen Sommer luftundurchlässig ist, was zu Unbequemlichkeiten führt. Die Kopfbügelhülle dieses Produkts ist durchgängig aus umweltfreundlichem PPR geformt, und das halbkugelförmige Design der Oberfläche ist luftdurchlässig und bequem. Außerdem hat die Kopfbügelhülle keine Schnittkante.
3. Herkömmliche Kopflupen sind nur mit vier austauschbaren Linsen ausgestattet. Aber diese Kopflupe hat fünf Linsen (mit unterschiedlichen Vergrößerungen), die 11 verschiedene Vergrößerungen und einen breiteren Anwendungsbereich gewährleisten können.


Verwendung der tragbaren, abnehmbaren Lichtquellenbox:




Der Lichthalter kann nicht gedreht werden, wenn die Lichtquellenbox nicht herausgezogen ist;



Drücken Sie mit dem Finger auf zwei konvexe Stellen an der Lichtquellenbox, dann ziehen Sie die Lichtquellenbox leicht heraus;



Jetzt kann der LED-Lichthalter nach oben und unten gedreht werden;



Die Lichtquellenbox kann nach der Trennung separat als Lichtquelle verwendet werden



Einsetzen und Entfernung der Linse:

1. Einsetzen der Linse


- Bitte wischen Sie die Linsenoberfläche mit einem weichen, sauberen Papier oder Tuch ab, um Kratzer auf der Oberfläche der Linse zu vermeiden;
- Bitte legen Sie die konvexe Fläche der Linse nach außen und die flache Fläche in Richtung der Augen;
- Es ist nur erforderlich, eine Seite der Linse (mit der Bogenfläche) nach unten in die Einsetzöffnung der Linse einzusetzen.


2. Entfernung der Linse: Dieses Verfahren ist in umgekehrter Reihenfolge wie oben beschrieben durchzuführen.

3. Beim Einsetzen und Entfernen der Linse ist darauf zu achten, dass die Linsen parallel zueinander ausgerichtet werden. Andernfalls kann der obere Teil der Linse beim Herausnehmen leicht beschädigt werden, wenn sie nicht richtig ausgerichtet ist


**Linse mit 5 Vergrößerungsstufen****Regulierung des Kopfbügels:**

1. Drehen Sie den Einstellknopf für die Kopfgröße (A) um den Kopfbügel auf Ihre Kopfgröße einzustellen.
2. Drehen Sie den Höheneinstellknopf (B) um die Höhe des Kopfbügels einzustellen.
3. Die Befestigungsmutter (C) aus Aluminium ermöglicht die Einstellung der Position der Linse nach oben und unten.


**Auswechseln der Linse:**



Drücken Sie die mit PUSH markierte Klappe nach unten und schieben Sie die Lichtquellenbox heraus



Nehmen Sie die Lichtquellenbox heraus



1. Auslaufende Batterien, Überhitzung und Risse sind einer der Gründe für Fehlfunktionen und Schäden an LEDs;
2. Bitte verwenden Sie keine Batterien mit unterschiedlicher Größe, Form und Leistung;
3. Bitte nehmen Sie die Batterien heraus, wenn die LED-Leuchte längere Zeit nicht benutzt wird.

Schieben Sie die Batterieabdeckung entsprechend der Pfeilrichtung nach außen, ziehen Sie den Textilstreifen nach oben, um die drei alten Batterien herauszunehmen und neue Batterien einzulegen.

Vergrößerungen	Abstand zu betrachteten Objekten
1.0x	300~350 mm
1.5x	240~260 mm
2.0x	215~235 mm
2.5x	205~225 mm
3.0x	160~180 mm
3.5x	135~145 mm
4.0x	125~135 mm
4.5x	110~130 mm
5.0x	100~120 mm
5.5x	80~95 mm
6.0x	60~85 mm

Vergrößerungsfaktor der Linse:









1. Die Vergrößerungen von Single-Plate-Linsen sind 1.0X, 1.5X, 2.0X, 2.5X, 3.5X.
2. Die Vergrößerungen von Bi-Plate-Linsen sind 3.0X, 4.0X, 4.5X, 5.0X, 5.5X, 6.0X.
3. Die Vergrößerungen sind in der Mitte der Linse markiert.
4. In der rechten Tabelle ist das Abstandsverhältnis zwischen Vergrößerungen und betrachteten Objekten angegeben

GIMA-GARANTIEBEDINGUNGEN

Es wird die Standardgarantie B2B für 12 Monate von Gima geboten



Entsorgung: Das Produkt darf nicht mit dem anderen Hausmüll entsorgt werden. Der Benutzer muss sich um die Entsorgung der zu vernichtenden Geräte kümmern, indem er sie zu einem gekennzeichneten Recyclinghof von elektrischen und elektronischen Geräten bringt

	<p>IT - Attenzione: Leggere e seguire attentamente le istruzioni (avvertenze) per l'uso GB - Caution: read instructions (warnings) carefully FR - Attention: lisez attentivement les instructions (avertissements) ES - Precaución: lea las instrucciones (advertencias) cuidadosamente PT - Cuidado: leia as instruções (avisos) cuidadosamente DE - Achtung: Anweisungen (Warnings) sorgfältig lesen SV - Varsamhet: läs anvisningarna (varningar) noga GR - Προσοχή: διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες (ενοστάσεις)</p>
	<p>IT - Codice prodotto GB - Product code FR - Code produit ES - Código producto PT - Código produto DE - Erzeugniscode SV - Produktkod GR - Κωδικός προϊόντος</p>
	<p>IT - Numero di lotto GB - Lot Number FR - Numéro de lot ES - Número de lote PT - Número de lote DE - Chargennummer SV - Satsnummer GR - Αριθμός παρτίδας</p>
	<p>IT - Data di fabbricazione GB - Date of Manufacturing FR - Date de fabrication ES - Fecha de fabricación PT - Data de fabrico DE - Herstellungsdatum SV - Tillverkningsdatum GR - Ημερομηνία παραγωγής</p>
	<p>IT - Conservare in luogo fresco ed asciutto GB - Keep in a cool, dry place FR - À conserver dans un endroit frais et sec ES - Conservar en un lugar fresco y seco PT - Armazenar em local fresco e seco DE - An einem kühlen und trockenen Ort lagern SV - Förvara på svalt och torrt ställe GR - Διατηρείται σε δροσερό και στεγνό περιβάλλον</p>
	<p>IT - Conservare al riparo dalla luce solare GB - Keep away from sunlight FR - À conserver à l'abri de la lumière du soleil ES - Conservar al amparo de la luz solar PT - Guardar ao abrigo da luz solar DE - Vor Sonneneinstrahlung geschützt lagern SV - Skyddas från solljus GR - Κρατήστε το μακριά από ηλιακή ακτινοβολία</p>
	<p>IT - Smaltimento RAEE GB - WEEE disposal FR - Disposition DEEE ES - Disposición WEEE PT - Disposición WEEE DE - Beseitigung WEEE SV - Avfallshantering av elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE) GR - Διάθεση WEEE</p>
	<p>IT - Prodotto conforme alla Direttiva Europea GB - Product complies with European Directive FR - Ce produit est conforme à la directive européenne ES - Producto conforme a la Directiva Europea PT - Produto em conformidade com a Diretiva Europeia DE - Produkt gemäß EU-Richtlinie SV - Produkt som överensstämmer med EU-direktiv GR - Προϊόν σύμφωνο με την Ευρωπαϊκή Οδηγία</p>