


MONOFILAMENTO  
MONOFILAMENT  
MONOFILAMENT  
EINZELFADEN  
MONOFILAMENTO  
MONO-FILAMENTO  
MONOMHMATIO

ديجولنا طيخنا


Gima S.p.A.  
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy  
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com  
www.gimaitaly.com  
Made in China



PICTURE 1

PICTURE 2

PICTURE 3



RIGHT

LEFT

Das MONOFILAMENT wird mindestens 50/60 Mal mit einem Druck von 10 Gramm gebogen, bevor es auf eine geringere Kraft gebogen wird. Es wird empfohlen, den Draht nach der Anwendung bei 6/15 Patienten zu wechseln und mindestens 24 Stunden ruhen zu lassen, bevor er wiederverwendet wird. Es kann bei einer Temperatur von 20/26°C und einer Luftfeuchtigkeit von 30/50% optimal arbeiten, ohne sich zu verformen. Bei einer Temperatur von mehr als 33°C und einer Luftfeuchtigkeit von 80% kann das Filament verformt werden und die Diagnose ungenauer machen. Das Filament wurde getestet, um die Genauigkeit der Biegung auf 10 Gramm zu bestimmen, und die Verformungskraft wurde bei +/- 10% erkannt. Ersetzen Sie das Filament definitiv nach 150/200 Biegungen.

Den Faden senkrecht zur Haut halten und eine leichte Bewegung während der Untersuchung ausführen. Eine Dreipunkte-Reihenfolge durchführen, die die Hautberührung (1), Fadenbeugung (2) und Absetzung von der Haut (3) enthält (siehe Figur 1-3). Keine schnelle Bewegung ausführen. Das Annähern, Hautkontakt und Fadenentfernung sollte in einem Zeitraum von zirka 1,5 Sekunden ablaufen.

Den Patienten darum bitten, mit ‚JA‘ zu antworten, wenn er den Faden spürt. Wenn der Patient bei Berührung nichts spürt, an einer anderen Stelle des Fußes fortfahren.

Wenn die Ablauffolge abgeschlossen ist, den Vorgang NOCHMALS an der Stelle wiederholen, wo der Patient den Faden nicht gespürt hat.

Den Einzelfaden in einer zufälligen Reihenfolge benutzen.

**DER VERLUST VON SENSIBILITÄT BEI EINEN DER ACHT PUNKTE (siehe Aufstellung oben) ZEIGT EIN HOHES RISIKO FÜR DEN FUSS AN.** Es wird empfohlen, das Produkt nach jeder Anwendung am Patienten mit einem antibakteriellen Desinfektionsmittel ohne Alkohol zu desinfizieren.

#### GIMA-GARANTIEBEDINGUNGEN

Es gilt die standardmäßige 12-monatige GIMA B2B-Garantie.

#### DEUTSCH

##### EINZELFADEN

Dem Patienten den Faden zeigen und Hand und Arm berühren, damit der Patient weiß, dass keine Schmerzen erzeugt werden.

Einen Faden von 10 g benutzen, um die Sensibilität der angegebenen Punkte eines jeden Fußes zu testen, wie gezeigt. Den Einzelfaden längs des Geschwürs, Hühnerauges, Narb oder des abgestorbenen Gewebes benutzen. NIEMALS direkt auf den Stellen verwenden.

Halten Sie das Filament, indem Sie einen mäßigen Druck senkrecht zur Haut ausüben, und verwenden Sie beim Testen eine glatte Bewegung

Das Monofilament ist ein Instrument zur vorläufigen Diagnose einer sensorischen Neuropathie, die beispielsweise durch Diabetes verursacht werden kann. Der Fuß ist einer der Körperteile, die von den durch Neuropathie verursachten Schäden betroffen sind, da die periphere sensorische Wahrnehmung beeinträchtigt ist. Das Monofilament kann die Fähigkeit eines Patienten erkennen, mäßigen Druck wahrzunehmen.

<b>REF</b>	<b>GB</b> - Product code <b>FR</b> - Code produit <b>IT</b> - Codice prodotto <b>DE</b> - Erzeugniscode <b>ES</b> - Código producto <b>PT</b> - Código produto <b>GR</b> - Καθώς προϊόντος <b>PL</b> - Numer katalogowy <b>SE</b> - Produktkod <b>RO</b> - Cod produs <b>HU</b> - Termékkód <b>SA</b> - كود المنتج	<b>GB</b> Medical Device compliant with Regulation (EU) 2017/745 <b>FR</b> Dispositif médical conforme au règlement (UE) 2017/745 <b>IT</b> Dispositivo medico conforme al regolamento (UE) 2017/745 <b>DE</b> Medizinprodukt im Sinne der Verordnung (EU) 2017/745 <b>ES</b> Producto sanitario conforme con el reglamento (UE) 2017/745 <b>PT</b> Dispositivo médico em conformidade com a regulamentação (UE) 2017/745 <b>GR</b> Ιατρική συσκευή σύμφωνα με την ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/745 <b>PL</b> - Wyrob medyczny zgodny z Rozporządzeniem (UE) 2017/745 <b>SE</b> - Den medicintekniska produkten överensstämmer med förordning (EU) 2017/745 <b>RO</b> - Dispozitiv medical realizat în conformitate cu prevederile regulamentului (UE) 2017/745 <b>HU</b> - A 2017/745/EU rendeletheek megfelelő orvostechnikai eszköz <b>SA</b> - جهاز طبي يتوافق مع التوجيه (UE) 2017/745
<b>LOT</b>	<b>GB</b> - Lot number <b>FR</b> - Numéro de lot <b>IT</b> - Numero di lotto <b>DE</b> - Chargennummer <b>ES</b> - Número de lote <b>PT</b> - Número de lote <b>GR</b> - Αριθμός παρτίδας <b>PL</b> - Kod partii <b>SE</b> - Satsnummer <b>RO</b> - Număr de lot <b>HU</b> - Tételszám <b>SA</b> - رقم الدفعة	
	<b>GB</b> - Keep in a cool, dry place <b>FR</b> - À conserver dans un endroit frais et sec <b>IT</b> - Conservare in luogo fresco ed asciutto <b>DE</b> - An einem kühlen und trockenen Ort lagern <b>ES</b> - Conservar en un lugar fresco y seco <b>PT</b> - Armazenar em local fresco e seco <b>GR</b> - Διατηρείται σε δροσερό και στεγνό περιβάλλον <b>PL</b> - Przechowywać w suchym miejscu <b>SE</b> - Förvara på svalt och torrt ställe <b>RO</b> - A se păstra într-un loc răcoos și uscat <b>HU</b> - Száraz, hűvös helyen tárolandó <b>SA</b> - يحفظ في مكان بارد وجاف	
	<b>GB</b> Keep away from sunlight <b>FR</b> À conserver à l'abri de la lumière du soleil <b>IT</b> Conservare al riparo dalla luce solare <b>DE</b> Vor Sonneneinstrahlung geschützt lagern <b>ES</b> Conservar al amparo de la luz solar <b>PT</b> Guardar ao abrigo da luz solar <b>GR</b> Κρατήστε το μακριά από ηλιακή ακτινοβολία <b>PL</b> Przechowywać z dala od światła słonecznego <b>SE</b> Skyddas från solljus <b>RO</b> A se păstra ferit de razele soarelui <b>HU</b> Napfénytől védve tárolandó <b>SA</b> - يحفظ بعيدا عن أشعة الشمس	
	<b>GB</b> - Manufacturer <b>FR</b> - Fabricant <b>IT</b> - Fabricante <b>DE</b> - Hersteller <b>ES</b> - Fabricante <b>PT</b> - Fabricante <b>GR</b> - Παράγωγός <b>PL</b> - Producent <b>SE</b> - Tillverkare <b>RO</b> - Producător <b>HU</b> - Gyártó <b>SA</b> - الشركة المصنعة	
		<b>GB</b> - Consult instructions for use <b>FR</b> - Consulter les instructions d'utilisation <b>IT</b> - Leggere le istruzioni per l'uso <b>DE</b> - Gebrauchsanweisung beachten <b>ES</b> - Consultar las instrucciones de uso <b>PT</b> - Consulte as instruções de uso <b>GR</b> - Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης <b>PL</b> - Przeczytaj instrukcję użytkowania <b>SE</b> - Läs bruksanvisningen <b>RO</b> - Citii instrucțiunile de utilizare <b>HU</b> - Olvassa el a használati utasításokat <b>SA</b> - اقرأ ببطء وحرص تعليمات الاستخدام