

**TEST PER LA VISIONE STEREOSCOPICA – TEST FOR  
STEREOSCOPIIC VISION – EXAMEN DE LA VISION  
STÉRÉOSCOPIQUE – TEST FÜR STEREOSKOPISCHES SEHEN –  
TEST PARA LA VISIÓN ESTEREOSCÓPICA – TESTE PARA A VISÃO  
ESTEREOSCÓPICA – ΤΕΣΤ ΣΤΕΡΕΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΟΡΑΣΗΣ –**

إختبار للرؤية المجسّمة

Fabbricato da/Manufactured by/Fabriqu  par/  
Fabricado por/Hergestellt von/Fabricado por/  
Κατασκευασμένο από/مصنوع بواسطة  
Levetta s.a.s. di Maffei Michele & C.-Via dei Cancellieri, 6/8  
51100 Pistoia - Italy  
levetta@levetta.com

Distribuito da/Distributed by/Distribu  par/  
Distribuido por/Vertrieben von/Distribuido por/  
Διαν μεται από το/موزع من قبل  
Gima S.p.A - Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) - Italy  
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com  
**www.gimaitaly.com**

Made in Italy

**REF 5206 (GIMA 31293)**



M31293-M-Rev. 3.09.24

Bei diesem Produkt handelt es sich nicht um ein Medizinprodukt, sondern lediglich um ein Hilfsmittel zur Unterst tzung einer ersten Bewertung der Zusammenarbeit zwischen den beiden Augen bei der Erstellung eines einzigen Bildes aus den beiden Bildern, welche dem Gehirn von jedem der beiden Augen getrennt  bermittelt werden.  
Es kann bei Kindern ab einem Jahr und bei Erwachsenen angewendet werden.

**ART UND WEISE DER VERWENDUNG:**

Der Test besteht aus einer Karte, auf der vier Figuren abgebildet sind: ein Ball, ein Fisch, ein Stern und ein Baum. Es wurden g ngige Bilder ausgew hlt, die sowohl von Erwachsenen als auch von Kindern von klein auf erkannt und benannt werden k nnen. Die Testperson wird gebeten, mit Beobachtung ihrer Augenbewegungen anzugeben, was sie im Test sieht.  
Der Ball ist das einzige Element, das mit nur einem Auge sichtbar ist. Die anderen Elemente (die sich jeweils in verschiedenen Tiefenebenen befinden) werden nur von Personen mit beid ugigem Sehen und einer Sehsch rfe von mehr als 2-3/10 wahrgenommen. Kooperierenden Kindern und Erwachsenen wird die Testkarte in einem Abstand von 30 - 40 cm vorgelegt und sie werden gebeten, die Figuren zu benennen: Wenn nur der Ball wahrgenommen wird, zeigt der Test an, dass geeignete augen rztliche Untersuchungen erforderlich sind.

Zusammengefasst:

Positives Ergebnis:

Alle Objekte werden identifiziert und benannt

Zweifelhaftes Ergebnis:

Nur eine der Figuren wird identifiziert

Negatives Ergebnis:

Keines der dreidimensionalen Objekte wird erkannt.

#### **ANGABEN ZUR AUSWERTUNG DES TESTS:**

Unterstützt eine erste Beurteilung bei Verdacht auf Schielen, Amblyopie, Sehschwäche eines oder beider Augen oder als Screening-Test für stereoskopisches Sehen. Bei einem nicht kooperierenden Kind kann man den Test vorlegen und beobachten, ob das Kind versucht, einen anderen Gegenstand als den Ball (Fisch, Stern, Baum) zu ergreifen. In diesem Fall ist der Test normal. Ist dies nicht der Fall, kann der Test nicht definitiv als pathologisch angesehen werden und kann zu einem späteren Zeitpunkt wiederholt werden.

Wichtig: Im Falle eines negativen oder zweifelhaften Ergebnisses wird eine vollständige Augenuntersuchung empfohlen. Die Ergebnisse des Tests sind Anhaltspunkte, für eine eingehende Diagnose und Überprüfung sollte ein Facharzt hinzugezogen werden.

#### **GIMA-GARANTIEBEDINGUNGEN**

Es wird die Standardgarantie B2B für 12 Monate von Gima geboten.