

## ANLEITUNG ZUR ENTFERNUNG VON OHRENSCHMALZ

Positionieren Sie den Patienten bequem auf dem Untersuchungstisch. Kleine Kinder können während des Eingriffs auf dem Schoß oder der Schulter ihrer Eltern festgehalten werden.

Untersuchen Sie den Gehörgang und das Trommelfell mit einem Otoskop und stellen Sie fest, ob und an welcher Stelle sich Cerumen im Gehörgang befindet.

Wählen Sie eine Ohrkürette in der für den Patienten passenden Größe aus. Weißer FlexLoop\*\* für Kinder und Erwachsene, allgemeine Anwendung; Blauer InfantScoop\*\* für Kleinkinder und Kinder; Grüner MicroLoop\* für härteres Cerumen älterer Kinder und Erwachsener; Gelber CeraSpoon\*\* für schnellen Entfernung größerer Mengen Cerumen Roter AngleLoop\*\* für schwer erreichbares Cerumen; Lilafarbener VersaLoop\*\* für sanfte Präzision; und der Orangefarbene ControlLoop\*\* für präzise Kontrolle und Führung während der Kürettage.

Richten Sie den Gehörgang gerade, indem Sie das Ohr vorsichtig nach oben und weg vom Patienten ziehen. Verwenden Sie die Kürette vorsichtig zum Lösen und Herausziehen des Cerumens aus dem Gehörgang. Während des Eingriffs immer wieder das Otoskop zur erneuten Untersuchung des Gehörgangs verwenden, da sich das Cerumen während der Kürettage verschieben oder bewegen kann.

Stellen Sie fest, ob und an welcher Stelle Cerumen vorhanden ist. Die Kürettage wiederholen, bis ausreichend Cerumen entfernt wurde, um eine adäquate Untersuchung des Trommelfells zu ermöglichen.

**VORSICHT: Die Kürettage sofort abbrechen, wenn Blutungen, Irritationen oder andere Traumata des Gehörgangs oder Trommelfells auftreten.**

**INSTRUCTIONS FOR CERUMEN REMOVAL**  
**INSTRUCCIONES PARA REMOVER CERUMEN DE LOS OÍDOS**  
**CONSIGNES D'ELIMINATION DU CERUMEN**  
**ISTRUZIONI PER LA RIMOZIONE DEL CERUME**  
**ANLEITUNG ZUR ENTFERNUNG VON OHRENSCHMALZ**  
**INSTRUÇÕES PARA REMOÇÃO DE CERUME**



**B BIONIX®**

**+1 419 727 8997**

**www.Bionix.com**

©2016 Bionix Development Corp.

Rev. 11/30/2016 • RM95-0005 • \*Patented



EC REP

Obelis s.a • Boulevard Général Wahis 53  
1030 Brussels, BELGIUM • Tel: +(32) 2.732.59.54  
Fax: +(32) 2.732.60.03 • E-Mail: mail@obelis.net



Bionix Development Corp. • 5154 Enterprise Blvd.  
Toledo, OH, 43612 • U.S.A. • Phone: 800-551-7096  
Fax: 800-455-5678 • www.Bionix.com