

# Disposable Nasal Speculum

## INSTRUCTIONS FOR USE



Obelis s.a  
Boulevard Général Wahis 53  
1030 Brussels, BELGIUM  
Tel: +(32) 2.732.59.54  
Fax: +(32) 2.732.60.03  
E-Mail: mail@obelis.net

**R<sub>x</sub> ONLY**

**MADE IN  
THE U.S.A.**



Bionix LLC  
1670 Indian Wood Circle  
Maumee, Ohio 43537, United States  
Phone: +1 419.727.8421  
Fax: +1 800.455.5678  
www.Bionix.com

**Importer, Importeur, Importör,  
Importador, Importateur,  
Εισαγωγέας, Importeur,  
Maahantuoja, Importatore:**



**MedEnvoy**

Prinses Margrietplantsoen 33 - Suite 123  
2595 AM The Hague  
The Netherlands

This manual applies to the **REF** numbers indicated below:

#9878 - 20 per Box

#9877 - 48 per Box



©2021 Bionix LLC | 1670 Indian Wood Circle  
Maumee, Ohio 43537 | United States  
Phone: 800.551.7096 | Fax: 800.455.5678  
Email: bionix@bionix.com  
www.bionix.com | RM95-0028 | Rev. D

# DEUTSCH (GERMAN)

## SPEKULUM FÜR DEN EINMALGEBRAUCH - GEBRAUCHSANWEISUNG

**Verwendungszweck:** Das Nasenspekulum für den Einmalgebrauch ist für die direkte Untersuchung des vorderen Teils der Nase vorgesehen.

**Indikationen:** Das Nasenspekulum für den Einmalgebrauch ist für die Verwendung bei der Diagnose, der Extraktion von Fremdkörpern und der Tamponade der Nase durch medizinisches Fachpersonal bei allen Patientengruppen indiziert.

### Gebrauchsanweisung:

Zur Anwendung das Nasenspekulum für den Einmalgebrauch bequem in einer Hand halten. Positionieren Sie den Patienten so, dass ein ordnungsgemäßer Zugang gewährleistet und die Beleuchtung angemessen ist. Die Spitze des Nasenspekulums für den Einmalgebrauch vorsichtig in die Nasenlöcher des Patienten einführen, wobei sich die Flügel in der Position „geschlossen“ befinden. Den Handgriff langsam zusammendrücken, um die Flügel des Nasenspekulums für den Einmalgebrauch zu spreizen und die Nasenlöcher zu öffnen. Anhalten, wenn eine adäquate Exposition erreicht ist.

**⚠ VORSICHT:** Beenden Sie die Anwendung des Nasenspekulums für den Einmalgebrauch, wenn der Patient Schmerzen oder Traumata in der Nase oder der Nasenschleimhaut verspürt.

**⚠ WARNUNG:** Gefahr einer Kreuzkontamination. Nasenspekula für den Einmalgebrauch dürfen nicht wiederverwendet werden, um eine gegenseitige Kontamination der Patienten zu verhindern.



















**Medizinprodukte-Beobachtungs- und Meldesystem:** Hinweis für Benutzer bzw. Patienten in der EU: Sämtliche schwerwiegenden Vorfälle im Zusammenhang mit dem Medizinprodukt sind dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedsstaats zu melden, in dem der Benutzer bzw. Patient ansässig ist.

**Klinischer Nutzen:** Siehe „Verwendungszweck“.

**Kontraindikationen:** Es sind keine absoluten Kontraindikationen in Bezug auf die Verwendung von Nasenspekula für den Einmalgebrauch bekannt.

**Restrisiken:** Die Risiken in Verbindung mit der Verwendung dieses Produkts wurden so weit wie möglich reduziert, dennoch können potenzielle Gesundheitsgefahren für Patienten oder Anwender nicht vollständig ausgeschlossen werden. Diese können entstehen durch:

- Gesundheitsschäden durch mechanische Gefahren
- Gesundheitsschäden durch falschen Gebrauch oder Anwenderfehler
- Gesundheitsschäden unvorhergesehenen Ursprungs

	Medizinprodukt		Bei beschädigter Packung nicht verwenden
	Hersteller		Nicht wiederverwenden – Einmalprodukt
	Herstellungsdatum		Einzelner Patient – Mehrfach anwendbar
	Verwendbar bis		Gebrauchsanweisung lesen
	Chargenbezeichnung		Vorsicht
	Artikelnummer		Warnhinweis
	Seriennummer		Bevollmächtigter in der Europäischen Gemeinschaft
	Durch Bestrahlung sterilisiert		Europäische Konformität
	Nicht erneut sterilisieren		Verschreibungspflichtig oder „Nur zur Verwendung durch zugelassenes medizinisches Fachpersonal“
	Unsteril		Temperaturbegrenzung