

Paramedic CU-ER Series

CU-ER Series Infant ◊ Child Reduced Energy Defibrillator Pads

Step-1




- Tear open the packaging of the pads

Step-2



- Remove the pads from the packaging

Step-3




- Peel off the protective cover of the conducting gel of the pads

Step-4

STICK TO BARE CHEST AND BACK

- Attach the pads to the patient. See the illustration at the back of the pads for proper placement



Paramedic CU-ER Series Infant / Child Reduced Energy Defibrillator Pads

Paramedic CU-ER Series 영아/소아용 저에너지 패드

Palettes de défibrillation à énergie réduite Nourisson/Enfant de la gamme Paramedic CU-ER

Defibrillatorelektroden mit verminderter Energie für Kleinkinder / Kinder der Paramedic CU-ER Serie

Piastre pediatrica ad energia ridotta per defibrillatore Paramedic CU-ER

Дефибрилляторные электроды с пониженной энергоотдачей для младенцев/детей серии Paramedic CU-ER

Parches de desfibrilador con reducción de energía para bebés y niños Serie Paramedic CU-ER

Placas de desfibrilador de energia reduzida para bebés /crianças da Série CU-ER para paramédicos

Paramedic CU-ER Serie baby / kind verminderde energie defibrillatorkussens

Paramedic CU-ER シリーズ 小児用省エネ除細動パッド

Paramedic CU-ER Series 嬰兒/兒童型低耗能去顫器 (電擊器) 貼片

وسائد مزيل الرجفان التي تحتزل الطاقة Paramedic CU-ER للرضع/الأطفال

Defibrillatorelektroden mit verminderter Energie für Kleinkinder/Kinder der Paramedic CU-ER Serie


Diese Klebeelektroden dienen der Verwendung in Verbindung mit Defibrillatoren der Produktserie Paramedic CU-ER und dürfen nur im AED-Modus verwendet werden.

Zur Verwendung bei Kindern bis zu 8 Jahren oder 25 kg.

Verzögern Sie aber die Behandlung nicht, um das genaue Alter und Gewicht des Kindes zu bestimmen.

Verwenden Sie die Defibrillatorelektroden für Erwachsene der Paramedic CU-ER Serie, wenn das Kind älter oder größer ist.

- Defibrillatoren der Produktserie Paramedic CU-ER werden bei plötzlichem Herzstillstand mit folgenden Symptomen verwendet: Keine Reaktionen, keine normale Atmung und kein wahrnehmbarer Puls. Wenn Sie nicht sicher sind, befestigen Sie die Elektroden.
- Defibrillatoren der Produktserie CU-ER (AED-Modus) und CUA0711P-Klebeelektroden zur Defibrillation bei Kindern sind für den Gebrauch durch Personen bestimmt, die für ihre Bedienung geschult wurden. Der Benutzer sollte auch durch eine entsprechende Schulung für lebensrettende Sofortmaßnahmen oder andere, von Ärzten empfohlene medizinische Notversorgung qualifiziert sein.



- Legen Sie die Elektroden an den Patienten an.
Die korrekte Position können Sie der Abbildung auf der Rückseite der Elektroden entnehmen.
- Wenn das Befestigen der Elektroden in alternativer Position gewünscht wird:
Befestigen Sie die für den Rücken des Patienten gedachte Elektrode rechts oben auf der Brust des Patienten.
Befestigen Sie die für die Brust des Patienten gedachte Elektrode am seitlichen Rumpf des Patienten.

► BEDIENUNGSANLEITUNG

- Schalten Sie den Defibrillator EIN.
- Kleidung vom Oberkörper des Patienten entfernen.
- Die Haut muss sauber und trocken sein.
- Reißen Sie die Verpackung der Elektrode auf.
- Schließen Sie die Elektroden an den Defibrillator an.
- Legen Sie die Elektroden am Patienten an, wie auf der Abbildung auf der Rückseite der Elektroden dargestellt.
- Drücken Sie die Elektroden fest auf die Haut des Patienten.
- Treten Sie zurück und drücken Sie den SHOCK-Schalter, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

► Diese Elektroden sind


- Nur für eine externe Defibrillation vorgesehen.
Nicht für eine Schrittmacherfunktion, synchronisierte Kardioversion oder Überwachung geeignet.
- Einwegelektroden und nur zur Anwendung an einem Patienten vorgesehen.
Sie dürfen nicht wiederverwendet werden.
- Selbstklebend mit einem leitfähigen Polymergel.
- An einem kühlen, trockenen Ort lagern (a12°C / 10°F bis 43°C / 110°F)
- Nicht keimfrei verpackt

► VORSICHTSMASSNAHMEN

- Öffnen Sie die Verpackung erst unmittelbar vor der Anwendung der Elektroden.
- Bringen Sie keine Stoffe auf die Hautoberfläche auf, die Rückständen hinterlassen, wie z. B. Lotionen, Gels, Wasser usw.
Die Hautoberfläche muss trocken sein, wischen Sie deshalb Wasser-, Schweiß- oder Alkoholrückstände usw. trocken.
- Verwenden Sie ein neues Elektrodenpaar, wenn es Anzeichen dafür gibt, dass die Elektroden nicht richtig festkleben.
- Verwenden Sie bei Langzeitanwendung alle 24 Std. ein neues Elektrodenpaar.
- Der Klebstoff auf der Rückseite kann die Haut leicht reizen.
- Die Elektroden und ihre Verpackung müssen nach den Vorschriften des jeweiligen Landes und den lokalen Vorschriften entsorgt werden.

► WARNHINWEISE

- Nur mit Geräten der Produktserie Paramedic CU-ER im AED-Modus verwenden
(Die abgegebene Energiemenge des Defibrillators beträgt 150 Joule, die von den Elektroden abgegebene Energiemenge 50 Joule, Nennwert)
- Die Leistungsfähigkeit der Elektroden kann durch Entnehmen aus der Verpackung und Kontakt mit Luft für längere Zeit durch Eintrocknen ungünstig beeinträchtigt werden.
- Verwenden Sie diese nicht, wenn das leitfähige Polymergel eingetrocknet ist.
- Defibrillatoren und ihr Zubehör enthalten magnetische Materialien.
Diese dürfen nicht im starken Magnetfeld verwendet werden, das bei einer Magnetresonanztomographie erzeugt wird.
Ein solches Magnetfeld zieht die Bestandteile des Defibrillators mit einer Kraft an, die bei Personen, die sich zwischen dem Defibrillator und dem MRT-Gerät befinden, zum Tod oder ernsten Verletzungen führen kann.
- Defibrillation kann bei implantierten elektrischen Geräten Funktionsstörungen verursachen. Bringen Sie die Elektroden in möglichst großer Entfernung von den implantierten Geräten an.
- Aufgrund der daraus entstehenden Feuer- und Explosionsgefahr sollten Sie einen Defibrillator und seine Klebeelektroden nicht in der Nähe von konzentriertem Sauerstoff oder leicht entzündlichen Anästhetika verwenden.
- Eine falsche Verwendung der Klebeelektroden kann beim Patienten zu Brandwunden führen.



Asia

CU Medical Systems, Inc.
Dongwha Medical Instrument Complex
1647-1, Dongwha, Munmak, Wonju, Gangwon,
Republic of Korea
Tel: +82 33 747 7657
Fax: +82 33 747 7659

Europe

EU Authorized Representative of CU Medical Systems, Inc.
Medical Device Safety Service
Schiffgraben 41,
30175 Hannover, Germany
TEL : +49 511 6262 8630
FAX : +49 511 6262 8633

Branch Office of CU Medical Systems, Inc. in Germany
Kuester Strasse 6, 30519 Hannover, Germany
TEL:+49 511 365 4353
FAX:+49 511 848 6054