

EXACON

Temperature Probes
 Temperatursonden
 Sondes de température
 Temperatuursensoren
 Sonde di temperatura
 Sondas de temperatura
 Temperatursensorer
 Temperaturprober

Instructions for use
Hinweise zum Gebrauch
Instructions d'utilisation
Algemene informatie
Istruzioni per l'uso
Instruções para su uso
Informação Geral
Brugsanvisning
Bruksanvisning



Medical Device Directive 93/42/EEC
 Annex II, section 3.2 - Class IIb
 QMS: EN ISO9001 & EN46001

Ordering information
Bestellinformation
Références de commande
Información para pedidos
Codici d'ordine
Bestillingsnumre

Ordering example:
 Standard: **D-OS3JK**
 Autoclave: **D-OS3A**
 HP: **D-OS3HP**
 Siemens': "A"
 SC6000: "SA"
 SC9000: "SA"

Rectal / Rektal / Rectale / Recto / Rettale

D-RA5"+ Adults

D-RB4"+ Infants

Central / Zentral / Centrale / Centrali

D-OS4"+ Adults

D-OS3"+ Infants

D-OS2"+ Neonates

D-TM1"+ Tympanic

Skin / Haut / Cutanée / Piel / Cutanee

D-S18"+ Adults

D-S10"+ Infants

D-S06"+ Neonates

MAX. 80°C


ChemSter



D-RA5JK
 D-RB4JK
 D-OS4JK
 D-OS3JK
 D-S18JK
 D-S10JK
 D-OS2A / JK / HP / SA
 D-S06A / JK / HP / SA
 D-TM1A / JK / HP / SA

MAX. 121°C

ChemSter & Autoclave



D-RA5A / HP / SA
 D-RB4A / HP / SA
 D-OS4A / HP / SA
 D-OS3A / HP / SA
 D-S18A / HP / SA
 D-S10A / HP / SA

"JK"

"A"

"HP"

"SA"

MDD: 93/42/EEC Annex II, Sec. 3.2 Class IIa
QMS: EN ISO9001 & EN46001
Std: EN60601 / EN12470-4
Ref: 2252 ohm / 25°C
Tol: 0-25°C: ±0,2°C; 25-50°C: ±0,1°C
Pwr: Max 100 µW RA5-RB4-OS4-OS3-S18-S10
 Max 70 µW OS2 - S06 - TM1



Hinweise zum Gebrauch

Haut- Oberflächensensoren

Temperatursensor z.B. am Finger oder Zeh mittels Heftpflaster fixieren. Gefäßkompression vermeiden.

Leitung zusätzlich mit Pflaster sichern. Meßwert wird nach ca. 3 min erreicht.

Zentraltemperatursensoren

Temperaturzensor einführen z.B. in Ösophagus, Nasopharynx, Gehörgang bis Trommelfell oder Rektum. Leitung zusätzlich mit Pflaster sichern. Meßwert wird nach ca. 3 min erreicht.

Verwenden Sie bitte nur Gleitmittel auf Wasserbasis.

Ösophageale Anwendung

Die Sonde sollte im unteren viertel der Speiseröhre plaziert werden.

Nasopharyngeale Anwendung

Die richtige Plazierung is erreicht, wenn der Sensor auf Widerstand stößt.

Achtung! bei der Einführung kann es zu Nasenbluten kommen.

Rektale Anwendung

Die richtige Plazierung is erreicht wenn die Sonde den Schließmuskel passiert. Einmalschutzhüllen verwenden (PC1).

Innenohr Anwendung

Sensorspitze bis zum Trommelfell führen, Watte um die Zuleitung legen und Gehörgang damit schließen.

Hinweis

Die Temperaturverschiedener Körperteile kann differieren. Die Temperaturüberwachung an zwei unterschiedlichen Meßstellen, z.B. Ösophagus/Peripheral liefert indirekte Informationen über den Blutflow.

Renigung

Befestigungspflaster entfernen, Klebstoffreste können mit Reinigungsbenzin entfernt werden.

Mit einem feuchten Tuch und Seifenwasser reinigen. Achtung! Anschlußstecker nicht in Reinigungslösung tauchen.

Desinfektion

Zur Desinfektion eignet sich: Ethanol oder Isopropyl Alkohol 70%.

MAX. 121°C

Sterilisation

Dampfautoklave bei 121°C für 20 min.

MAX. 80°C

Chemie

Kann mit Ethylenoxid gassterilisiert werden.

Hinweise zur sicherheits und meßtechnischen Kontrolle:

Beschädigte Sonden sollten zur Kontrolle an Fa. EXACON A/S zurückgeschickt werden. Gemäß Betreiberverordnung (D-A-CH) muß dieses Produkt alle 2 Jahre einer Kontrolle unterzogen werden. Zur Durchführung wenden Sie sich bitte an Fa. EXACON A/S.

