

## DE - EINWEG-VIRAL- UND BAKTERIENFILTER

### GEBRAUCHSANWEISUNG

**VERWENDUNGSZWECK:** Entwickelt, um Patienten vor Infektionen und Kontaminationen durch Geräte zu schützen. Bietet ein hohes Maß an Schutz gegen Bakterien und Viren bei sehr geringen Resistenzen, um die Genauigkeit des Diagnoseergebnisses sicherzustellen. Der Filter sollte nur auf intakter, sauberer und gesunder Haut angewendet werden.

**PRODUKTIDENTIFIZIERUNG:** Die Identifikationsdaten (Code, Charge und Herstellungsdatum) sind auf dem Etikett auf der Verpackung angegeben.

#### VERWENDUNG:

- Ziehen Sie den Filter heraus und prüfen Sie, ob das Gerät und das Filtermaterial intakt sind. Andernfalls entsorgen Sie es und fahren Sie mit einem anderen Gerät fort.
- Setzen Sie den Filter ohne Druck in den Sensor des Geräts ein und befolgen Sie dabei stets die Anweisungen des Geräteherstellers.
- Bringen Sie das Mundstück auf der richtigen Seite an.
- Verwenden Sie den Filter und das Mundstück niemals wieder für andere Patienten, um eine Kreuzkontamination zu vermeiden.
- Dieses Gerät ist nicht sterilisierbar.
- Nur mit Hilfe von medizinischem Personal verwenden.
- Dieses Gerät kann nicht für Neugeborenenzwecke verwendet werden.

**ENTSORGUNG UND SICHERHEIT:** Nach Gebrauch sollte das Produkt in normalen, ungiftigen Feststoffabfallbehältern oder im allgemeinen Krankenhausabfall entsorgt werden.

**KONTRAINDIKATIONEN:** Aufgrund der Erfahrungen und Ergebnisse verschiedener Analysen gibt es bei sachgemäßer Anwendung des Produkts keine nachteiligen Auswirkungen.

**HINWEISE:** Die Verpackung in einzelnen heißversiegelten Umschlägen (Einzelpackung) garantiert die Abwesenheit von Bakterien, die gemäß dem Qualitätssystem des Herstellers regelmäßig überwacht wird.

Manuale d'uso LUMED Rev. 2.0 01/09/2023



**LUMED Srl**  
Via Staffora 18/9  
20073 Opera ITALIA  
www.lumed.com  
tel +39 (0)2 57606750