



GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS



GIMA

**BARELLA COMPLETAMENTE AUTOMATICA
CON POSIZIONI VARIABILI
FULL AUTOMATIC STRETCHER WITH VARIED POSITIONS
CIVIÈRE ENTIÈREMENT AUTOMATIQUE À POSITIONS VARIÉES
VOLLAUTOMATISCHE VERSTELLBARE KRANKENTRAGE
CAMILLA TOTALMENTE AUTOMÁTICA
CON POSICIONES VARIADAS
MACA TOTALMENTE AUTOMÁTICA COM VÁRIAS POSIÇÕES
ΠΛ'ΗΡΩΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΦΟΡΕΪΟ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ Θ'ΕΞΕΩΝ ΠΛ'ΗΡΩΣ
Θ'ΕΞΕΩΝ**

نقالة أوتوماتيكية بالكامل مع أوضاع متغيرة

E' necessario segnalare qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo medico da noi fornito al fabbricante e all'autorità competente dello Stato membro in cui si ha sede.

All serious accidents concerning the medical device supplied by us must be reported to the manufacturer and competent authority of the member state where your registered office is located.

Il est nécessaire de signaler tout accident grave survenu et lié au dispositif médical que nous avons livré au fabricant et à l'autorité compétente de l'état membre où on a le siège social.

Jeder schwere Unfall im Zusammenhang mit dem von uns gelieferten medizinischen Gerät muss unbedingt dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedsstaats, in dem das Gerät verwendet wird, gemeldet werden.

Es necesario informar al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro en el que se encuentra la sede sobre cualquier incidente grave que haya ocurrido en relación con el producto sanitario que le hemos suministrado.

É necessário notificar ao fabricante e às autoridades competentes do Estado-membro onde ele está sediado qualquer acidente grave verificado em relação ao dispositivo médico fornecido por nós.

Σε περίπτωση που διαπιστώσετε οποιοδήποτε σοβαρό περιστατικό σε σχέση με την ιατρική συσκευή που σας παρέχουμε θα πρέπει να το αναφέρετε στον κατασκευαστή και στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο βρισκείτε.

يجب الإبلاغ فوراً عن أي حادث خطير وقع فيما يتعلق بالجهاز الطبي الذي زودنا به إلى الجهة الصانعة والسلطة المختصة في الدولة العضو التي يقع فيها.

GIMA 34057



Zhangjiagang Tengda Machinery Manufacturer Co.,Ltd

No.999 Hongqi Road, Changyinsha
Modern Agricultural Demonstration Area,
Zhangjiagang City, Jiangsu, 215623, China
Made In China



TD010131F



SUNGO Europe B.V.

Fascinatio Boulevard 522, Unit 2909 ,1.7VA
Capelle aan den IJssel, The Netherlands



Gima S.p.A.

Via Marconi, 20060 - 1 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com





I. Technische Parameter

- Größe (L*B*H):
Maximale Größe: 89*56*198 (cm)
Kleinste Größe: 33*56*198 (cm)
- Höhe des Aufsetzpunkts (4 Stufen):
93cm /82cm/ 70cm/35cm
- Tragkraft: 159kg
- Nettogewicht: 40 kg
Bruttogewicht: 46 kg
- Maximaler Winkel nach vorne: °11
- Maximaler Winkel nach hinten: °25

II. Bedienungsanleitung

- Legen Sie die Schaumstoffmatte auf die Krankentrage und befestigen Sie die Gurte. Damit der Patient sich sicher fühlt und bequem liegt.
- Befestigen oder Lösen der Krankentrage auf der Ladetrage: Um die Krankentrage an die Ladetrage zu befestigen, setzen Sie die Krankentrage auf die Ladetrage, drücken die Krankentrage nach vorne, bis die Vorderräder und die Hinterräder in die Fixierung einrasten. Beim Einrasten wird die Krankentrage automatisch blockiert. Beim Lösen der Krankentrage, um sie von der Ladetrage zu nehmen, drücken Sie den roten Kugelkopf und ziehen die Krankentrage heraus. Die Krankentrage kann zu einem Rollstuhl umgebaut werden.
- Fixieren oder Lösen der Krankentrage im Rettungswagen: ① Wenn die Ladetrage das Trittbrett erreicht, ziehen Sie den Handgriff, nachdem Sie die vorderen und hinteren Beine zusammengeklappt haben, heraus. Schieben Sie die Krankentrage in die Fixierung. (die Ladetrage hat eine Fixierung). ② Um die Ladetrage im Rettungswagen zu lösen, entriegeln Sie die Fixierung und ziehen die Krankentrage. Wenn die Beine der Ladetrage außerhalb des Rettungswagen sind, ziehen Sie einfach den Handgriff, damit die Hinterbeine die Trage tragen. Die vorderen Beine kommen automatisch nach.
- Handstange: Automatische Verriegelung, wenn sie runtergeklappt ist, den Handgriff zusammendrücken und aus der Fixierung ziehen.
- Infusionsständer: ① Heben Sie die Stange hoch und drücken Sie sie zum Einrasten nach vorne. Zum Herunterschieben, andersherum vorgehen. ② Die Höhe des Infusionsständers kann verstellt werden: Gegen den Uhrzeigersinn drehen, die Schraubenmutter lösen und die Stange herausziehen. Wenn Sie den Infusionsständer befestigen, stellen Sie den Infusionsständer einfach auf eine höhere oder

- niedrigere Höhe ein und drehen Sie die Mutter fest.
- Einstellung des drehbaren Betts: Die Ladetrage hat auf jeder Seite einen Handgriff. ziehen Sie den Handgriff, um die Ladetrage auf eine der 4 Stufen einzustellen und sie nach hinten oder vorne zu klappen. Auch die Höhe des drehbaren Betts kann verstellt werden, indem man die Handgriffe an beiden Seiten gleichzeitig verstellt.

III. Anwendungsbereich

Sie kann allein benutzt werden, geeignet für Rettungssysteme. Sie wird hauptsächlich für Rettungswagen eingesetzt. In Bereichen, die nur schwer zugänglich sein, wie Aufzüge und enge Räume kann die Krankentrage zum Rollstuhl umfunktioniert werden.

IV. Wartung

- Sauber halten und vor Rost schützen.
- Kontrollieren, dass alle Teile fest sitzen.

V. ACHTUNG

Beim Umlegen des Patienten, sicherstellen, dass das Sicherungsgerät geschlossen ist, die Gurte höherstellen und fixieren.

VI. Lagerung und Transport

- Das Produkt muss am einem trockenen Ort, vor Korrosion geschützt gelagert werden.
- Es kann mit traditionellen Transportmitteln transportiert werden.
- Beim Lagern und Transportieren auf die Anleitungen auf der dem Karton achten, und ihn nicht verkehrt herum transportieren oder lagern.

VII. Verpackung und Zubehör

- Die Krankentrage ist in einen Karton verpackt.
- Zubehör: Berechtigungsschein und Erläuterungen.

GIMA-GARANTIEBEDINGUNGEN

Es wird die Standardgarantie B2B für 12 Monate von Gima geboten.

REF	Erzeugniscode	LOT	Chargennummer	i	Gebrauchsanweisung beachten
	Hersteller		Medizinprodukt im Sinne der Verordnung (EU) 745/2017		Vor Sonneneinstrahlung geschützt lagern
	Herstellungsdatum		Achtung: Anweisungen (Warnungen) sorgfältig lesen		An einem kühlen und trockenen Ort lagern
MD	Medizinprodukt		Autorisierter Vertreter in der EG	UDI	Eindeutige Geräteerkennung
	Importiert von:				

