



GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

LACCI EMOSTATICI MONOUSO
DISPOSABLE TOURNIQUETS
GARROTS JETABLES
TORNIQUETES DESECHABLES
GARROTES DESCARTÁVEIS
EINWEG-STAU BINDE
JEDNORAZOWE OPASKI UCISKOWE
STASSLANGAR FÖR ENGÅNGSBRUK
ΤΟΥΡΝΙΚΕ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ
EGYSZER HASZNÁLATOS ÉRSZORÍTÓK
ÛHEKORDSED ŽGUTID
TOURNIQUETS VOOR EENMALIG GEBRUIK
ÛHEKORDSED ŽGUTID

دح اول ل امعت س اول تابصاع

È necessario segnalare qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo medico da noi fornito al fabbricante e all'autorità competente dello Stato membro in cui si ha sede - All serious accidents concerning the medical device supplied by us must be reported to the manufacturer and competent authority of the member state where your registered office is located - Il est nécessaire de signaler tout accident grave survenu et lié au dispositif médical que nous avons livré au fabricant et à l'autorité compétente de l'état membre où on a le siège social - Es necesario informar al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro en el que se encuentra la sede sobre cualquier incidente grave que haya ocurrido en relación con el producto sanitario que le hemos suministrado - É necessário notificar ao fabricante e às autoridades competentes do Estado-membro onde ele está sediado qualquer acidente grave verificado em relação ao dispositivo médico fornecido por nós - Jeder schwere Unfall im Zusammenhang mit dem von uns gelieferten medizinischen Gerät muss unbedingt dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats, in dem das Gerät verwendet wird, gemeldet werden- Należy poinformować producenta i kompetentne władze danego Kraju członkowskiego o każdym poważnym wypadku związanym z wyrobem medycznym naszej produkcji - Det är nödvändigt att meddela tillverkaren och de behöriga myndigheterna i den berörda medlemsstaten, om alla allvarliga olyckor som inträffat i samband med den medicintekniska utrustning som levererats av oss - Σε περίπτωση που διαπιστώσετε οποιοδήποτε σοβαρό περιστατικό σε σχέση με την ιατρική συσκευή που σας παρέχουμε θα πρέπει να το αναφέρετε στον κατασκευαστή και στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο βρίσκεται- Potrebno je prijaviti svaku ozbiljnu nezgodu koja se dogodila u vezi s isporučenim medicinskim proizvodacima i nadležnom tijelu države članice u kojoj se nalazi- Peate teatama kõigist meie tarnitud meditsiiniseadmete seotud tõsisest vahetuhtumist tootjale ja teie asukohaliikmesriigi pädevale asutusele - Alle ernstige ongelukken die zich in verband met het door ons geleverde medische hulpmiddel voordoen, moeten gemeld worden aan de fabrikant en aan de bevoegde instantie van de lidstaat waar u gevestigd bent - Orice accident grav produs, privitor la dispozitivul medical fabricat de firma noastra, trebuie semnalat producatorului și autorității competente in statul membru pe teritoriul caruia își are sediul utilizatorul - مصرتجبنا تظلمنا وبعناصرا لعجلنا ولما هب انوز يذلا يبطلنا زامجلاب ول بعنتي اميف يحو ريظخ شذاح يا نع اروف عالبالا بجي - اميف عقي يتلا وض علنا طوندلا يف اميف.

REF JS-TQ001 (GIMA 37510-37511)



Ningbo Jenius Polymer Sci-Tech Co. Ltd
 N° 2112, Ningheng South Road, Hengxi Town, Yinzhou District,
 Ningbo, Zhejiang, China (Mainland)
 Made In China



MedNet GmbH Borkstrasse 10,
 48163 Münster, Germany



Gima S.p.A.
 Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
 gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com



Modell JS-TQ001, TQ002, TQ003, Größe 450mm*25mm*0.635mm

Dieses Produkt besteht aus medizinischem Polymer, thermoplastischem Elastomer, milchig weiß oder farbig, lange flache Ausführung, Die neue flexible Designöffnung wird zum Verpacken der Box verwendet, und eine Entnahme ist kontinuierlich möglich.

Dieses Produkt eignet sich für medizinische Einrichtungen in der Routinebehandlung und Behandlung von Infusionen, Bluttransfusionen, hämostatische einmalige Verwendung; Notfall-Blutstillung bei Körperblutungen oder Blutungen durch Schlangen- und Insektenbisse.

Kontraindikationen, zu beachtende Punkte, Warnungen und Hinweise :

1. Dieses Produkt ist ein Einwegprodukt und muss nach Gebrauch vernichtet werden;
2. Wenn die Verpackung beschädigt ist, ist die Verwendung strengstens untersagt.
3. Nach dem Gebrauch decken Sie bitte die Saugabdeckung ab, um Staub und bakterielle Verunreinigungen zu vermeiden;
4. Das Herstellungsdatum ist auf der Seite der Verpackung oder des Qualifizierungsnachweises angegeben;

Warnungen und Hinweise:

Eine Staubinde kann den Blutfluss blockieren, und wenn sie zu lange angelegt wird, kann sie das Gewebe ernsthaft schädigen und zu einer Nekrose der Gliedmaßen führen.

Eine Staubinde ist nur zum Abbinden der Gliedmaßen vorgesehen, nicht aber von Kopf, Hals oder Rumpf.

Bedecken Sie sie nicht mit anderen Gegenständen, und bedecken Sie die Staubinde nicht, mit der die Gliedmaße abgebunden ist.

Wenn Sie den Patienten allein im Camp zurücklassen müssen, notieren Sie mit einem Stift oder Lippenstift über ihm den Zeitpunkt des Abbindens und wo sich die Staubinde befindet.

Überprüfung der Blutzirkulation:

Nach dem Anlegen der Staubinde sollte der Zeh oder der Finger regelmäßig kontrolliert werden, um festzustellen, ob sich am äußeren Ende der Stauung ein dunkelvioletter Fleck befindet und ob die Körpertemperatur am äußeren Ende der Stauung gesunken ist.

Wenn ein solches Symptom vorliegt, muss die Staubinde gelockert werden, da es sonst bei längerem Abbinden zu Gewebnekrosen kommt.

Aus demselben Grund sollte eine Staubinde nicht über einen längeren Zeitraum zum Abbinden einer Gliedmaße verwendet werden, es sei denn, dies ist während einer arteriellen Ligatur erforderlich.

Im Allgemeinen sollte zuerst mit direktem Druck begonnen werden, gefolgt von Druckpunkten, bis














der direkte Druck auf die Wunde aufrechterhalten wird.

Befindet sich die Wunde am Ende der Gliedmaße, ist diese hochzulegen.

Lagerungsbedingungen:

Die verpackte Staubinde sollte bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von nicht mehr als 80 %, ohne ätzende Gase und gut belüftet gelagert werden Die verpackte Staubinde ist unter den geltenden Lager-, Transport- und Aufbewahrungsbedingungen 3 Jahre lang ab dem Herstellungsdatum gültig

Symbol

	An einem kühlen und trockenen Ort lagern
	Hersteller
	Chargennummer
	Medizinprodukt im Sinne der Verordnung (EU) 2017/745
	Medizinprodukt
	Vor Sonneneinstrahlung geschützt lagern
	Herstellungsdatum
	Erzeugniscode
	Gebrauchsanweisung beachten
	Autorisierter Vertreter in der EG
	Für einmaligen Gebrauch, nicht wiederverwenden
	Ablaufdatum
	Eingeführt von

GIMA-GARANTIEBEDINGUNGEN

Es wird die Standardgarantie B2B für 12 Monate von Gima geboten