



GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

CALZE A COMPRESSIONE FUNNY
FUNNY COMPRESSION SOCKS
CHAUSSETTES DE COMPRESSION FUNNY
CALCETINES DE COMPRESIÓN FUNNY
MEIAS DE COMPRESSÃO FUNNY
FUNNY KOMPRESSIONSSTRÜMPFE
ΑΣΤΕΙΕΣ ΚΑΛΤΣΕΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ
FUNNY KOMPRESSIONSSTRUMPOR
FUNNY SKARPETKI UCISKOWE

Cat. No. 6115100000 (GIMA 41200)
6115100000 (GIMA 41201)
6115100000 (GIMA 41205)
6115100000 (GIMA 41206)

Fabbricante / Manufacturer / Fabricant / Fabricante / Fabricante / Hersteller / Κατασκευαστής
/ Tillverkare / Producent
Shanghai Amigo Textile Co., Ltd.
Room 301, Lane 222, Yehui Road,
Qingpu District, Shanghai
Made in China

DEUTSCH

GEBRAUCHSANWEISUNGEN Kompressionsstrümpfe

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Shanghai Amigo Produkt entschieden haben.

Unsere Produkte stehen für Komfort und Wohlbefinden. Das Gefühl von Leichtigkeit und Wohlbefinden wird durch den dynamischen Effekt der graduellen Kompression erzeugt.

Die Kompression wird vom Knöchel aufwärts schwächer.

Der Fersenbereich bietet:

- Die richtige Position der Ferse in der Fersentasche für eine höhere Stabilität.
- Die richtige Positionierung am maximalen Kompressionspunkt sowie einen besseren Sitz und eine höhere Tragbarkeit und Elastizität um den Knöchel herum.

Die Produkte von Shanghai Amigo sind keine Medizinprodukte. Sie sind besonders wirksam, um das Gefühl der Schwere und Müdigkeit in den Beinen abzubauen.

Gebrauchsanweisung und Trageempfehlungen für Kompressionsstrümpfe

Es wird empfohlen, die Kompressionsstrümpfe gleich nach dem Aufstehen anzuziehen.

Die Kompressionsstrümpfe sollten vor der dem Kontakt mit Ölen, Cremes oder Salben, die aus medizinischen oder kosmetischen Gründen auf die Beine aufgetragen werden, geschützt werden.

Spitze Fingernägel oder Ringe mit scharfen Kanten können den Stoff kaputt machen.

Pudern Sie die Füße mit Talkum ein, wenn die Haut feucht ist, um leichter in den Strumpf zu kommen.

1. Drehen Sie die Strümpfe auf links, außer den Fußbereich. Am besten werden die Strümpfe bis zur Ferse auf links gedreht.
 - Nehmen Sie beide Hände, um den Fußbereich zu erweitern und schlüpfen Sie mit dem Fuß bis zur Ferse in den Strumpf.
 - Rollen Sie den auf links gedrehten Teil des Strumpfs hoch und achten Sie dabei auf die richtige Position der Ferse.
2. Ziehen Sie den Strumpf bis zum Knie hoch und streichen Sie den Stoff mit der Handfläche glatt.
 - Ziehen Sie die Strümpfe niemals direkt am Bund hoch.
 - Schlüpfen Sie genauso bei Strumpfhosen mit den Füßen in den Fußbereich und ziehen Sie dann die Strumpfhose wie die Strümpfe an beiden Beinen bis zu den Knien hoch.
3. Rollen Sie den restliche Teil der Strumpfhose hoch bis zum Schritt. Streichen Sie dabei den Stoff mit den Händen glatt und prüfen Sie, dass der Druck überall gleichmäßig ist.

Allgemeine Kontraindikationen

Periphere arterielle Verschlusskrankheit im fortgeschrittenen Stadium

- Massive Ödeme der unteren Gliedmaßen pathologischer Natur - Septische Phlebitis
- Schwere Venenentzündung, z. B. Phlegmasia cerulea dolens - Lymphangitis
- Fortgeschrittene periphere Neuropathien (z. B. Diabetes mellitus) - Sonstige Sensibilitätsstörungen der Gliedmaßen - Unverträglichkeiten/Allergien gegenüber dem Material der Kompressionsstrümpfe.

Relative Kontraindikationen

Geschwüre und offene Wunden - Feuchte Dermatitis - Unbeweglichkeit - Stauungsdermatitis - Klappeninkontinenz des oberflächlichen und tiefen Venensystems. - Tiefe Venenthrombose oder akute Thrombophlebitis - Postthrombophlebitis-Syndrom - Bei Strümpfen mit Silikonrand kann es bei Überempfindlichkeit gegen das Material zu Hautreizungen kommen.

Besondere Warnhinweise

Bevor Sie Shanghai Amigo Kompressionsstrümpfe tragen, sollten Sie vorher Ihren Arzt fragen.

Wenn beim Tragen der Kompressionsstrümpfe Schmerzen oder Heizreizungen auftreten, ziehen Sie die Strümpfe sofort aus und wenden Sie sich an einen Arzt oder Ihren Händler.

Materialzusammensetzung

Nylon 65% - Polyester 30% - Spandex 5% erhältliche Größen: Small (S)– Medium (M) – Large (L) – Extra Large (XL)

Waschanleitung

Die Strümpfe können mit der Hand oder in der Waschmaschine gewaschen werden.

- Handwäsche: Waschmittel für feine Stoffe verwenden. Gründlich ausspülen.
- Nicht auswringen. An der Luft trocknen lassen.
- Waschmaschine: Legen Sie die Strümpfe in einen Beutel oder Kissenbezug. Kein Bleichmittel verwenden. Nicht im Trockner trocknen.
- Nicht trockenreinigen. Nicht bügeln.



Warnung

Der Hersteller haftet nicht für Körperverletzungen und/oder Sachschäden durch einen unsachgemäßen oder nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch

GIMA-GARANTIEBEDINGUNGEN

Es wird die Standardgarantie B2B für 12 Monate von Gima geboten.