
SGABELLO DA DOCCIA PU con braccioli
PU SHOWER STOOL with armrest
TABOURET DE DOUCHE PU avec accoudoir
TABURETE DE DUCHA PU con reposabrazos
BANQUETE DE DUCHE PU com apoio de braço
PU-DUSCHHOCKER mit Armlehne PU
DUSCHPALL med armstöd
ΣΚΑΜΠΟΝ ΜΠΑΝΙΟΥ PU με υποβραχιόνιο

E' necessario segnalare qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo medico da noi fornito al fabbricante e all'autorità competente dello Stato membro in cui si ha sede.

All serious accidents concerning the medical device supplied by us must be reported to the manufacturer and competent authority of the member state where your registered office is located.

Il est nécessaire de signaler tout accident grave survenu et lié au dispositif médical que nous avons livré au fabricant et à l'autorité compétente de l'état membre où on a le siège social.

Es necesario informar al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro en el que se encuentra la sede sobre cualquier incidente grave que haya ocurrido en relación con el producto sanitario que le hemos suministrado.

É necessário notificar ao fabricante e às autoridades competentes do Estado-membro onde ele está sediado qualquer acidente grave verificado em relação ao dispositivo médico fornecido por nós.

Jeder schwere Unfall im Zusammenhang mit dem von uns gelieferten medizinischen Gerät muss unbedingt dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedsstaats, in dem das Gerät verwendet wird, gemeldet werden.

Det är nödvändigt att meddela tillverkaren och de behöriga myndigheterna i den berörda medlemsstaten, om alla allvarliga olyckor som inträffat i samband med den medicintekniska utrustning som levererats av oss.

Σε περίπτωση που διαπιστώσετε οποιοδήποτε σοβαρό περιστατικό σε σχέση με την ιατρική συσκευή που σας παρέχουμε θα πρέπει να το αναφέρετε στον κατασκευαστή και στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο βρίσκεστε.

REF HE10678103 (Gima 42905)



HEBEI HEALTHPLUS MEDICAL DEVICE CO.,LTD
NO.1,Chuangye Street,Matou Industry Park,HanDan City,HeBei
Province,China
Made in China



Y.Sung Handelsvertretung
Dusselthaler Str. 24, 40211
Dusseldorf Germany



Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com



HE10678103

KD-ALUMINIUM-DUSCHSTUHL OHNE RÜCKENLEHNE

Produktteile



1. Schaumstoff-Armstützen
2. PU-Sitz
3. Höhenverstellbares Bein
4. Kappe

Sicherheitsanweisungen

- Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch.
- Alle Teile sollten vor dem Gebrauch auf Schäden und festen Sitz geprüft werden.
- Nur für den Gebrauch in Innenräumen geprüft.
- Kleidung oder Körperteile können beim Hinsetzen, Aufstehen, Einlegen des Toiletteneimers und beim Hochklappen und Einrasten der Armlehnen geklemmt werden.
- Wenn Sie den Stuhl über Schwellen bewegen müssen, schieben Sie ihn langsam und vorsichtig darüber, damit die Räder keinen Schaden nehmen!
- Ein Duschröllstuhl muss bei Gebrauch immer mit den Bremsen festgestellt werden.
- Beim Transfer auf und vom Duschröllstuhl müssen die Fußstützen weggedreht werden.
- Benutzen Sie die Fußstützen niemals als Hilfe beim Aufstehen - Kippgefahr!
- Gebrauch durch Unbefugte, zum Beispiel Kindern, vorbeugen.
- Achten Sie auf das maximal zulässige Gewicht des Benutzers.

- Diese Information finden Sie in den technischen Angaben in der Bedienungsanleitung und auf dem Typenschild.

Montage

Schritt 1

Bringen Sie die Armstützen an das Gestell an, indem Sie die Druckknöpfe reindrücken und die Rohre der Armstützen in die Rohre zu beiden Seiten des Sitzes gleiten lassen.















**Schritt 2**

Bringen Sie die Beine an das Gestell an, indem Sie die Druckknöpfe in die Rohre an beiden Seiten der Beine drücken. Achten Sie darauf, dass die Druckknöpfe korrekt auf gleicher Höhe in die Löcher fest „eingeklinkt“ sind.

Technische Daten

Produkt	KD-ALUMINIUM-DUSCHSTUHL OHNE RÜCKENLEHNE
Produktnummer	HE10678103
Belastbarkeit (lbs/kg)	300 lbs/ 136 kg
Produktabmessungen (mm) L x B x H	(448-472)×(500-526)×(622-719) mm
Produktgewicht (lbs/kg)	4,0kg
Sitzfläche (inch/mm) L x B	407 * 337 * 52 mm
Material der Rückenlehne	PU
Material des Sitzes	PU
Material der Armpolster	EVA-Schaumstoff
Material vom Gestell	Aluminium
Farbe des Gestells	Silber
Menge in Karton (Stück)	1
Produktgewicht mit Karton (lbs/kg)	5,0kg
Kartonabmessungen L x B x H	460 * 220 * 415 mm

Symbole

	Achtung: Anweisungen (Warnungen) sorgfältig lesen		An einem kühlen und trockenen Ort lagern
	Hersteller		Herstellungsdatum
	Chargennummer		Erzeugniscode
	Medizinprodukt im Sinne der Verordnung (EU) 2017/745		Autorisierter Vertreter in der EG
	Medizinprodukt		Gebrauchsanweisung beachten
	Seriennummer		Eingeführt von

GIMA-GARANTIEBEDINGUNGEN

Es wird die Standardgarantie B2B für 12 Monate von Gima geboten.