

LESEN SIE VOR DER VERWENDUNG ALLE ANWEISUNGEN SORGFÄLTIG DURCH. KONSULTIEREN SIE VOR DER VERWENDUNG IHREN ARZT.

KONTRAINDIKATIONEN: Nicht für Personen über 110 kg (242 lbs) geeignet - Nicht auf vereistem oder rutschigem Boden verwenden. - Nicht für Personen mit Latexallergien geeignet.

GEBRAUCHSANWEISUNG: Um den Gehstock aufzuklappen, halten Sie ihn am Griff fest und lassen Sie die faltbaren Schaftsegmente in Richtung Boden auseinanderklappen. Um Stürze zu vermeiden, sollten Sie immer überprüfen, ob die einzelnen Schaftsegmente (Abb. 1) sicher eingerastet sind.

WARNUNG: Zerlegen Sie den Trusty Cane TM nicht. Der Gehstock enthält eine elastische Schnur im Inneren. Bei unkontrolliertem Auslösen kann die elastische Schnur im Inneren schwere Verletzungen an ungeschützten Körperteilen verursachen, insbesondere an den Augen, wenn sie durchtrennt, ausgefranst oder beschädigt ist. Verwenden Sie das Produkt in diesem Fall nicht weiter. Dehnen Sie die Schnur nicht mehr als zum Zerlegen oder Zusammenbauen der Segmente erforderlich ist.

Einstellung der Höhe Ihres Trusty CaneTM: Lösen Sie den Drehverschluss (Abb. 2), indem Sie ihn mehrere Umdrehungen im Uhrzeigersinn drehen. Drücken Sie den Verriegelungsknopf (Abb. 3) und ziehen Sie den Griff nach oben, um ihn zu verlängern, oder drücken Sie den Griff nach unten, um ihn zu verkürzen. Denken Sie daran, den Drehverschluss wieder festzuziehen, nachdem Sie den Trusty CaneTM auf die gewünschte Höhe eingestellt haben.

WARNUNG: Um Stürze zu vermeiden, stellen Sie immer sicher, dass die einzelnen Schaftsegmente sicher verriegelt sind und der Verriegelungsknopf vollständig eingerastet ist. **Zusammenklappen des Trusty CaneTM:** Der Trusty CaneTM lässt sich leicht in eine praktische Reisegröße zusammenklappen, indem Sie die 4 einzelnen Schaftsegmente voneinander trennen. Halten Sie jeden Satz von Schaftsegmenten in der Nähe der Verbindung fest und ziehen Sie sie auseinander (Abb. 4). Die einzelnen Schaftsegmente lassen sich sauber zusammenfalten (Abb. 5).

Verwendung der Lichter am Trusty CaneTM: Der Knopf oben am Griff des Trusty CaneTM (Abb. 6) aktiviert die Beleuchtung. Durch einmaliges Drücken des Knopfes werden die Lichter eingeschaltet, durch erneutes Drücken werden sie ausgeschaltet. Die Lichter gehen nach 20 Minuten automatisch aus.



Pflege Ihres Trusty CaneTM: Zum Auswechseln der Batterien schrauben Sie mit einem Kreuzschlitzschraubendreher das Batteriefach unter dem Griff des Trusty CaneTM auf. Entfernen Sie alle leeren Batterien und entsorgen Sie diese ordnungsgemäß. Legen Sie 3 AAA-Batterien ein und achten Sie dabei auf die richtige Ausrichtung der Pole (+ und -), da die Lichter sonst nicht funktionieren. Setzen Sie die Batterieabdeckung wieder auf und ziehen Sie die Schraube fest. Überprüfen Sie den Stock regelmäßig auf Anzeichen von Verschleiß, einschließlich Ausfransungen an der elastischen Schnur oder Abnutzung am Gummifuß. Bei Anzeichen von Verschleiß die Verwendung sofort einstellen.

WARNUNG: Mischen Sie keine alten und neuen Batterien. Mischen Sie keine Alkali-, Standard- (Zink-Kohle) oder wiederaufladbaren (Nickel-Cadmium)-Batterien.

GIMA GARANTIEBEDINGUNGEN: Für das Produkt gilt die 12-monatige Standardgarantie B2B von Gima.

Gima 43044 - 43045

REF GB-801 (SV) GB-801 (BK)

Fabricato da/Manufactured by/Fabriqué par/Fabricado por/Hergestellt von/
Fabricado por/Κατασκευάστηκε από/Произведено от/Vyrobce/Fremstillet af/
Tootja/Vaalistaja/Proizvodac/Gyártó/Ražots/Gamintojas/Produsert av/
Ge'fabriceerd door/Wyprodukowane przez/Fabricat de/Vyrába/Proizvajalec/
Tilbered av/توليد بواسطة
Ningbo Gaobo Sports Co., Ltd
No.1, Xiajin, Dali, Shenzhen Town, Ninghai County
Ningbo 315614, China
Made in China

Importato da/Imported by/Importé par/Importado por/Importiert von/
Importado por/Εισαγωγή από/Dovezeno od/Dovezeno uživatelem/Importeret
af/Importēja/ Tuojas/Uvezeno od strane/Importálta./Importēja/Importavo/
Importert av/Geimporteerd door/Importowane przez/Importat de/Dovážal/
Uvozi/Importerad av/توريد بواسطة
Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com



