

GIMA 43196 - 43198



Zhongshan Kangdebao(KDB) Rehabilitation Equipment Co.,Ltd. Card 1, No.5, 24# Longcheng Road, Dongsheng Town, Zhongshan City, Guangdong Province, China Made in China



REF KDB-697 KDB-698



SUNGO Europe B.V. Fascinatio Boulevard 522, Unit 1.7, $2909 VA\ Capelle\ aan\ den\ IJssel, The\ Netherlands$





















Personen mit Behinderungen, Patienten und ältere Menschen.

KONTRAINDIKATIONEN

Kinder müssen beim Gebrauch des Toilettenstuhls beaufsichtigt werden.

GEBRAUCHSANWEISUNG

1. Heben Sie die Sitzplatte an, platzieren Sie den Eimer richtig auf dem Eimerrahmen und legen Sie dann die Sitzplatte zur Verwendung ab.

. Schließen Sie nach Gebrauch den Eimerdeckel und nehmen Sie ihn vom Eimerrahmen ab.

3. Das maximal unterstützte Gewicht des Benutzers beträgt 125 kg.

WARTUNG

- 1. Die Produktoberfläche darf nicht mit harten Gegenständen zerkratzt werden.
- Reinigen und desinfizieren Sie den Toilettenstuhl routinemäßig einmal am Tag und desinfizieren Sie ihn gründlich, wenn der Benutzer wechselt.
- . Vermeiden Sie den Kontakt der Oberflächen mit starken Säuren oder Alkali, um Korrosion zu vermeiden.

VORSICHTSMASSNAHMEN UND WARNHINWEISE:

- Stellen Sie den Toilettenstuhl bitte an einem trockenen, gut belüfteten Ort, fern von direktem Sonnenlicht auf und vermeiden sie ätzende Chemikalien wie Öle, Säuren und Alkali.
- Halten Sie den Toilettenstuhl sauber. Er kann mit normalen Neutralreinigern abgewischt werden. Nach dem Abwischen mit einem feuchten Lappen, bitte sofort mit einem trockenen Lappen trockenwischen.
- Der Toilettenstuhl sollte nicht direkt in die Sonne oder den Regen gestellt werden und er sollte sofort nach Gebrauch trockengewischt werden.
- Die beweglichen Teile können mit Qualitätsschmiermitteln geschmiert werden, um den Gebrauch zu verbessern.
- Kontrollieren Sie regelmäßig die Verbindungen am Toilettenstuhl, um Unfälle durch Lösen oder Abfallen von Teilen zu verhindern.
- Kontrollieren Sie regelmäßig, ob am Toilettenstuhl Bruchstellen oder andere Fehler zu sehen sind, die den Gebrauch beeinträchtigen können.
- 7. Kontrollieren Sie regelmäßig, ob das Sitzgestell und die Sitzfläche fest sitzen.
- Das Produkt sollte fest und sicher stehen und nicht zu stark geschüttelt werden, um Schäden an der Struktur zu vermeiden.

LAGERUNG

Der Rollstuhl sollte verpackt an einem gut belüfteten und trockenen Ort, in einem sauberen Raum ohne korrosive Gase gelagert werden. Um Feuchtigkeit und starkes Licht zu vermeiden, während des Transports fern von Hitzequellen halten.

GARANTIE

Die Garantiezeit dieses Produkts beginnt mit dem Tag Ihres Kaufs. Zubehör 90 Tage. Hauptrahmen 365 Tage.

ENTSORGUNG

Entsorgungsbeschränkungen hängen von der Kontamination während des Gebrauchs ab und werden von den nationalen oder lokalen Vorschriften geregelt.

ETIKETTEN, VERPACKUNGSLOGODESIGN:

Symbol	Empfehlungen	Symbol	Empfehlungen
CE	Medizinprodukt im Sinne der Verordnung (EU) 2017/745	MD	Medizinprodukt
	Hersteller	EC REP	Autorisierter Vertreter in der EG
س	Herstellungsdatum	类	Vor Sonneneinstrahlung geschützt lagern
LOT	Chargennummer	NON	Nicht steril
<u>^</u>	Achtung: Anweisungen (Warnungen) sorgfältig lesen	REF	Erzeugniscode
[]i	Gebrauchsanweisung beachten	*	An einem kühlen und trocke- nen Ort lagern
	Eingeführt von	UDI	Eindeutiger Bezeichner

GIMA-GARANTIEBEDINGUNGEN

Es wird die Standardgarantie B2B für 12 Monate von Gima geboten

DEUTSCH

NAME:

Toilettenstuhl

Jeder schwere Unfall im Zusammenhang mit dem von uns gelieferten medizinischen Gerät muss unbedingt dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedsstaats, in dem das Gerät verwendet wird, gemeldet werden.

VORGESEHENER GEBRAUCH:

Der Toilettenstuhl wird für die Ausscheidung für Personen gebraucht, die krank, verletzt oder behindert sind, und kann zu Hause oder im Krankenhaus verwendet werden.

BEDIENER

Das Produkt kann vom Benutzer selbst oder vom medizinischen oder häuslichen Pflegepersonal bedient werden.

PATIENTENPOPULATIONEN