

OCCHIALI D'ISOLAMENTO MEDICALI
MEDICAL ISOLATION GOGGLES
LUNETTES MÉDICALES D'ISOLEMENT
GAFAS DE AISLAMIENTO MÉDICO
ÓCULOS DE ISOLAMENTO MÉDICO
MEDIZINISCHE ISOLATIONSBRILLE
ΙΑΤΡΙΚΑ ΓΥΑΛΙΑ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ
MEDISCHE ISOLATIEBRIL
MEDICINSK ISOLATIONSBRILLE
MEDICINSK ISOLERINGSGLÖGONE
LÄÄKETIETEELLISET ERISTYSLASIT
MEDISINSKE ISOLASJONSBRILLE
OKULARY IZOLACYJNE MEDYCZNE
LÉKAŘSKÉ IZOLAČNÍ BRÝLE
MEDICINSKA IZOLACIJSKA OČALA
MEDICINSKE IZOLACIJSKE NAOČALE
ORVOSI SZEMÉVEZET
OCHEAREI DE IZOLAT MEDICAL
МЕДИЦИНСКИ ИЗОЛАЦИОННИ ОЧИЛА
ةي ب ط ل ا ل ز ع ل ا ت ا ر ا ظ ن

REF **GDG02 (Gima 25266)**

Zhejiang Gongdong Medical Technology Co., Ltd
No. 10 Beiyuan Ave., Huangyan Taizhou,
318020 Zhejiang China
www.chinagongdong.com
Made in China

EC**REP****ZOUSTECH S.L.**

Pso. Castellana, 141- Planta 19, 28046-Madrid,
Spain

Importato da / Imported by / Importé par / Importiert von/ Importado por/ Importado por/ Εισάγεται
από / Importowane przez / Importat de / Importováno / Importerad av / Maahantuoja / Importerad av /
Uvezao / Importälja / Importert av / Geïmporteerd door / Importeret af / Внесен от / داري ت س ا :

Gima S.p.A.

Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com



Brugsanvisning

Model: Fuldt lukket med luftventil

Rev. A/1 Effektiv: 2020-4-

Beskrivelse:

De medicinske beskyttelsesbriller er beregnet til at skabe en fysisk barriere, der adskiller øjnene fra de umiddelbare omgivelser. Denne enhed forhindrer væsker eller dråbesprøjt i at komme i kontakt med brugeren. De medicinske beskyttelsesbriller er beregnet til engangsbrug.

Indikation for brug:

Beskyttelse af de tilhørende slimhinder øjne mod stænk, spray og sprøjt af kropsvæsker.

Kontraindikationer:

Ingen.

Bivirkninger af produktet:

Dette produkt har ingen bivirkninger.

Advarsel:

1. Må ikke bruges, hvis komponenterne viser tegn på beskadigelse.
2. Udsæt ikke komponenter for temperaturer, der er højere end angivet på emballagens etiket.
3. Bortskaf produktet som biofarligt affald i henhold til institutionel protokol.

Sådan gør du:

Tag beskyttelsesbrillerne ud af emballageposen, bekræft, at beskyttelsesbrillerne er i god stand, og riv beskyttelsesfilmen af; brillerne fikserer elastikken bag hovedet og justerer den bløde fikseringsanordning, så den passer tæt til ansigtet.

Opbevaring:

Opbevar produktet på et tørt sted ved 0-30°C.
Holdes væk fra sollys.1.

Forklaringer af symboler:

	Udløbsdato		Engangsenhed, må ikke genbruges
	Batchnummer		Må ikke bruges, hvis pakken er beskadiget
	Fabrikationsdato		Må ikke udsættes for sollys
	Medicinsk udstyr i overensstemmelse med forordningen (UE) 2016/425		Opbevares køligt og tørt
	Fabrikant		Autoriseret repræsentant i det Europæiske Fællesskab
	Produktkode		

GIMA GARANTIBETINGELSER

Gimas standard B2B 12 måneders garanti gælder

CE PPE Cat.II udstedt af:

DIN CERTCO Gesellschaft für Konformitätsbewertung mbH

Bemyndiget organ 0196 Alboinstraße 56, 12103 Berlin, Tyskland

i henhold til bilag II til forordning (EU)2016/425 - harmoniseret EN 166:

2001 Direktiv 2001/95/EF